



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مکانیک

دستور کار

آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین

شماره درس ۱۵-۱۲-۳۵۷



گرد آورنده
دکتر مصطفی غیور



بسم الله الرحمن الرحيم

شماره آزمایش	فهرست مطالب	صفحه
	مقدمه	۴
۱	سرعت های بحرانی محورهای دوار	۵
۲	پاندول ساده، پاندول مرکب، مرکز ضربه پاندول کارتر، آویزش بایفیلار	۱۶
۳	ارتعاشات آزاد با استهلاك ویسکوزی، ارتعاشات اجباری با استهلاك ویسکوزی	۲۹
۴	ارتعاشات پیچشی یک رتور، ارتعاشات پیچشی با دو رتور، ارتعاشات پیچشی آزاد با استهلاك ویسکوزی	۴۰
۵	فرکانس طبیعی یک تیر با چندین جرم-جاذب ارتعاشات بدون مستهلك کننده ویسکوزی، ارتعاشات عرضی تیرها همراه با مستهلك کننده ویسکوزی	۴۹
۶	ارتعاشات پیچشی نوسانگر دو جرمی، سه جرمی، چهار جرمی	۵۵
۷	پدیده ی خود مرتعش	۸۹

۹۳	ژیروسکوپ	۸
۱۰۰	بالانس استاتیکی و دینامیکی	۹
۱۱۹	چرخ دنده های خورشیدی	۱۰
۱۳۰	آنالیز پیرو و بادامک	۱۱
۱۴۶	پیوست ۱ و ۲ و ۳	-

بسم الله الرحمن الرحيم

اهمیت آزمایشگاه در تفهیم مسایل نظری دروس مختلف، مطلبی نیست که نیاز به تأکید مجدد داشته باشد. اما نکته ای که در خور توجه است چگونگی برخورد با این موضوع می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا صرفاً حضور در آزمایشگاه و انجام یک و یا چند آزمایش و بعد از آن هم نوشتن یک و یا چند گزارش با اکراه به خواسته مزبور جامه عمل می پوشاند یا خیر؟ طبیعی است که جواب منفی باشد.

اعتقاد بر این است که وقتی دانشجو در آزمایشگاه حضور می یابد نه تنها باید آزمایشات را به طور دقیق انجام دهد و تطابقی بین داده های ذهنی قبلی و آنچه می گذرد برقرار کند، بلکه با نظر پرسشگرانه و انتقادی به تجربه های انجام شده نگاه کند، چه بسا ایده های نویی در او تجلی کند. علاوه بر آن در صدد تعمیم داده های ذهنی قبلی و پدیده های مورد آزمایش که در قالب خاصی در آزمایشگاه انجام گرفته است در بیرون از آزمایشگاه و در مسائل عملی و صنعتی باشد. این امر بخشی از اهدافی است که دانشگاه بایستی در نظر داشته باشد و بدان جامه عمل بپوشاند.

در مورد آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین باید گفت که سعی شده است آزمایشاتی ترتیب داده شود که قاعدتاً تئوری آنها در درس ارتعاشات گفته شده و عمدتاً آشنایی با مفاهیم اولیه در ارتعاشات و دینامیک ماشین است. در تهیه این دستور کار یک روال طبیعی که عبارت است از هدف، مقدمه، تئوری، شرح دستگاه، وسایل آزمایش، روش آزمایش و خواسته های آزمایش آمده است. ضمناً از کاتالوگ های سازنده دستگاه ها و وسایل مانند *Drritron, Tecquipment, Cussons* کتاب های ارتعاشات و دینامیک ماشین استفاده شده است. اخیراً با خرید دستگاه هایی در زمینه ی آنالیز مودال و پایش و نگه داری ماشین آلات اقدام به تجهیز بیشتر آزمایشگاه شده است که امید است فهم و درک بهتر از مسائل صنعتی برای دانشجویان حاصل شود.


امید است دانشجویان عزیز در ساعاتی که در آزمایشگاه حضور دارند نهایت استفاده را در حد امکانات موجود آزمایشگاه ببرند. ضمناً با انتقادات سازنده ی خویش ما را در بهبود آزمایشات یاری دهند. همچنین در حفظ و نگه داری وسایل و تجهیزات کوشا باشند.

در اینجا لازم می دانم از دانشجویان گرامی آقای مهندس محمد جعفری تهرانی و خانم مهندس زهرا قلمزن که در تایپ و ویرایش متن و صفحه آرایی گزارش کار، اینجانب را یاری کرده اند قدردانی نمایم و توفیق روز افزون این عزیزان در آینده را خواستار باشم.

دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر مصطفی غیور

آزمایش شماره ۱: سرعت های بحرانی محورهای دوار (Whirling of Shafts)



۱-۱- هدف آزمایش :

مشاهده پدیده سرعت بحرانی محورهای داور تحت اثر شرایط انتهایی مختلف و مقایسه نتایج تجربی با نتایج تئوری

۱-۲- مقدمه :

در سرعت های مخصوص محورهای داور یا رتورها به طرز شدیدی در عرض ارتعاش می نمایند. این سرعت ها، سرعت های بحرانی نامید می شوند. این پدیده به علت نامتعادل بودن سیستم داور بوجود می آید و می توان نشان داد که سرعت های بحرانی با فرکانس های طبیعی محور برای ارتعاشات عرضی مطابقت می نماید. اثرات این پدیده در عمل بسیار مهم بوده و بارها خسارت فراوانی به بار آورده است. نه تنها امکان دارد که خود محور دوار در اثر سرعت های بحرانی از کار بیافتد بلکه نیروهایی که به یاتاقان ها وارد میشود فوق العاده زیاد بوده و امکان شکستن آنها وجود دارد. همچنین امکان دارد که در سرعت های بحرانی، انحراف محور دوار از حد الاستیک گذشته و در نتیجه حتی در سرعت هایی که با سرعت های بحرانی مطابقت نمی کند، محور در حالت خمیده دوران کند. همچنین در ژنراتور و توربینها فاصله بین قسمتهای داور و ساکن بسیار کم بوده و امکان دارد که به علت انحراف محور های دوار این قسمتها با یکدیگر تماس پیدا کرده و خساراتی به بار آورند. پدیده سرعت های بحرانی، حتی در مورد رتورهایی که دقیقاً بالانس شده اند نیز ممکن است اتفاق بیفتد و در نتیجه هیچگونه محوردواری نباید برای لحظه ای نیز در نزدیکی سرعت بحرانی دوران کند.

۱-۳- بررسی های تئوریک:

الف : محور دوار ساده

هنگامی که یک محور دوران می کند محور بخاطر وزنش مقداری انحراف پیدا می کند که این انحراف در سرعت های مخصوص به حد اکثر خود می رسد که حالت خطرناکی است و باید سریعاً سرعت دورانی محور را تغییر داد. می توان نشان داد که فرکانس ارتعاشات در سرعت های بحرانی در مد های مختلف از رابطه زیر به دست می آید:

$$f_i = c_i \sqrt{\frac{EIg}{wl^3}}$$

۱-۱- الف

c_i : ثابتی که به شرایط انتهایی بستگی دارد

E : مدول یانگ


I : ممان دوم سطح مقطع

w : وزن واحد طول

g : شتاب ثقل

f_i : فرکانس بحرانی

جدول ۱-۱ مقدار c_i را برای شرایط انتهایی مختلف و مد های اول و دوم میدهد .



محور M_1

دیسک M_2

جدول ۱-۱ مقادیر c_i

شرایط انتهایی محور	مقدار c_i	
	مد اول	مد دوم
دو سر مفصل	۱/۵۷	۶/۳
یک سر مفصل - یک سر درگیر	۲/۴۵	۷/۹۶
دو سر درگیر	۳/۵۳	۹/۸۲

$$f_i = c_i \sqrt{\frac{EI}{l^3 m_e}} \quad m_e: \text{جرم معادل}$$

ب-۱-۱



ب: محور دوار با دیسک متجانس در وسط آن

هرگاه به محور دوار حالت پیش یک دیسک کاملاً متجانس در وسط آن اضافه شود در این صورت فرمول ۱-۱-۱ ب برقرار است.

ج: محوردوار با دیسک غیر متجانس در وسط آن

اگر دیسکی با جرم m که روی محور قرار گرفته و بین دو یاتاقان با سرعت ثابت ω ($\frac{rad}{s}$) دوران می کند در نظر گرفته شود، چون مرکز هندسی دیسک از مرکز ثقل به اندازه e فاصله دارد لذا دو نیروی مختلف بر روی دیسک عمل می کند:

اول نیروی خارج از مرکز در جهت SO وارد میشود (شکل ۱)، دوم نیروی پایدار کننده یا نیروی بازگرداننده محوره که همان نیروی مقاومت میله در مقابل خمش است. برای تعادل اولاً این دو نیرو باید با هم برابر و ثانیاً روی یک راستا عمل کنند.



شکل ۱-۱ تصویر خارج از مرکز از روبرو و بالا

$$k \cdot r = m\omega^2(r + e)$$

۲-۱


ω_n : سرعت بحرانی

k : ضریب ارتجاعی عرضی محور

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad r = \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

۳-۱

شکل زیر چگونگی وضعیت قرار گرفتن "o" (محل تلاقی خط مرکزی یا تاقان ها با صفحه دیسک) را نسبت به هم به ازای مقادیر مختلف $\frac{\omega}{\omega_n}$ نشان میدهد. در عمل به دلیل وجود مقاومت هوا منحنی واقعی به صورت خط چین خواهد بود.



شکل ۲-۱ نمودار دامنه بر حسب نسبت فرکانس برای دیسک با خارج از مرکز

روش های محاسبه فرکانس طبیعی میله :

الف : روش تغییر مکان δ


بطور کلی داریم:

$$k = \frac{W_e}{\delta} \quad ۴-۱$$

W_e : وزن کل معادل δ : ماکزیمم انحراف در وسط میله k : ضریب ارتجاعی میله

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m_e}} = \sqrt{\frac{kg}{W_e}} = \sqrt{\frac{kg}{k\delta}} = \sqrt{\frac{g}{\delta}} \quad ۵-۱$$


الف : تغییر مکان برای میله با دو سر مفصل



شکل ۳-۱ تیر دوسر لولا

$$\delta = \frac{1}{192EI} (4Wl^3 + 2.5wl^4) \quad ۶-۱$$

ب : تغییر مکان برای میله با دو سر درگیر



شکل ۴-۱ تیر دوسر درگیر

$$\delta = \frac{1}{192EI} (Wl^3 + 0.5wl^4)$$

۷-۱

که در دو رابطه قبل داریم :

w : وزن واحد طول میله

W : وزن دیسک

d : قطر میله

E : مدول یانگ

$$I = \frac{\pi d^4}{64}$$

I : ممان دوم سطح مقطع میله

ب : روش انرژی

برای سیستمهای کانسرواتیو رابطه $E = V + T$ به صورت زیر وجود دارد که در وضعیت تعادل

$$E = T_{max} , V = 0$$

و در وضعیت جابجایی ماکزیمیم $T = 0$, $E = V_{max}$ پس :


$$T_{max} = V_{max}$$

۸-۱

T_{max} = ماکزیمیم انرژی جنبشی

V_{max} = ماکزیمیم انرژی پتانسیل

برای میله با سطح مقطع A و طول l و جرم مخصوص ρ خواهیم داشت :



شکل ۵-۱ میله و مقطع آن

برای المان dx از میله δ :

$$\delta T_{max1} = 0.5(\rho A dx) \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)_{max}^2$$

برای میله :

$$T_{max1} = 0.5 \int_0^l \rho A \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)_{max}^2 dx$$

۹-۱

برای دیسک :

$$\begin{cases} T_{max2} = 0.5M \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)_{max} \\ x = 0.5l \end{cases}$$

۱۰-۱

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = \frac{\partial y}{\partial x} \\ \delta\theta = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \delta x \\ \delta V_{max} = 0.5 \bar{M} \delta\theta = 0.5 EI \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right) \delta\theta \end{array} \right. \quad \delta V_{max} = 0.5 \left(EI \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right) \delta x \quad 11-1$$

\bar{M} ممان روی تیر بخاطر بار گسترده آن :

$$V_{max} = 0.5 \int_0^l EI \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right)^2 dx \quad 12-1$$

که در محاسبه V_{max} از کم شدن انرژی پتانسیل جرم دیسک M صرف نظر شده است. حال با فرض آنکه $y = \phi(x) \cos \omega t$ در این صورت :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \phi''(x) \cos \omega t \quad 13-1 \\ \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega \phi(x) \sin \omega t \quad 14-1 \\ \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)_{max}^2 = \omega^2 \phi^2(x) \quad 15-1 \end{array} \right.$$

با استفاده از روابط ۱-۸ تا ۱-۱۵ داریم که:

$$0.5 \int_0^l \rho A \omega^2 \phi^2(x) dx + 0.5 M \omega^2 \phi^2(x) = 0.5 \int_0^l EI (\phi''(x))^2 dx \quad 16-1$$

با فرض آنکه A و I در تمام مقطع یکسان باشد داریم:

$$\omega^2 = \frac{EI \int_0^l (\phi''(x))^2 dx}{\rho A \int_0^l \phi(x) dx + M [\phi^2(x)]_{x=0.5l}} \quad 17-1$$

برای محاسبه ω باید فرم $\phi(x)$ را حدس زد :
دو سر مفصل:

$$\phi(x) = a \sin \frac{\pi x}{l} \quad \text{or} \quad \phi(x) = \frac{4a}{l^2} (lx - x^2) \quad 18-1$$

دو سر در گیر :

$$\phi(x) = a \left(1 - \cos \frac{2\pi x}{l} \right) \quad 19-1$$

ج : روش Rayleigh

اگر در روی میله ای در نقاط مختلف وزنه های متفاوتی سوار باشند و وزنه ها را w_1, w_2, \dots بنامیم واضح است که در اثر خمش برای هر یک از وزنها تغییر مکانی حاصل میشود که برابر با y_1, y_2, \dots خواهد بود و لذا :

$$T_{max} = \frac{1}{2g} (w_1 \dot{y}_1^2 + w_2 \dot{y}_2^2 + w_3 \dot{y}_3^2 + \dots)$$

$$T_{max} = \frac{\omega^2}{2g} (w_1 y_1^2 + w_2 y_2^2 + w_3 y_3^2 + \dots) \quad 20-1$$

$$V_{max} = 0.5 (w_1 y_1 + w_2 y_2 + w_3 y_3 + \dots) \quad , T_{max} = V_{max} \quad 21-1$$

$$\omega^2 = \frac{g \sum_{i=1}^n w_i y_i}{\sum_{i=1}^n w_i y_i^2} \quad n = \text{تعدادوزنه ها} \quad 22-1$$

د : روش تقریبی دانکرلی

روش تقریبی محاسبه :

مقدار سرعت بحرانی برای محورها با بار در بسیاری از کتابهای مربوط به ارتعاشات موجود بوده است و بر اساس فرمول دانکرلی (*Dunkerly*) استوار است.

$$\omega_n = \frac{187.8}{\sqrt{(\delta_1 + \delta_2 + \dots + \frac{\delta_s}{1.27})}} \quad 23-1$$

که در آن :

δ_i : جابه جایی ناشی از بار متمرکز (*in*)

ω_n : سرعت بحرانی (*rpm*)

δ_s : جابه جایی ناشی از وزن محور

۴-۱ - شرح دستگاه :

دستگاه آزمایش در شکل ۱-۶ نشان داده شده است. هدف از طرح دستگاه، حذف نیروهای بوده است که از طرف موتور و یاتاقان ها به میله وارد می شوند. کوپلینگ (*C*) چنان طراحی و نصب شده است که به هنگام رسیدن دور میله به دور بحرانی هیچگونه نیرویی از طرف موتور به میله وارد نمی شود. گیره لغزنده (واقع در یاتاقان *N*) نیز چنان طراحی شده که میتواند به آزادی در امتداد طول یاتاقان بلغزد. به این ترتیب میله دوار، فارغ از هرگونه نیروی خارجی، آزاد است تا به هنگام رسیدن به دور بحرانی وضعیت هندسی را که به آن تحمیل میشود را بپذیرد. با استفاده از یاتاقان *N* و مجموعه یاتاقان های بهم پیوسته (*E, F*) میتوان هرشرایطی را در دو انتهای محور فراهم کرد. برای مثال دو سر میله را درگیر کرد. (میله دو سر درگیر)

چنانچه یاتاقان (*E*) را از یاتاقان (*F*) جدا کنیم، یک سرمفصل (سری که در طرف موتور است) میشود و در این صورت میله، یک سرمفصل یک سر درگیر خواهد بود. در این حالت چنانچه یاتاقان *N* را برداشته و یاتاقان *T* را به جای آن قرار دهیم، میله دو سرمفصل میشود.

پایه های محصورکننده (حفاظ *G*) را میتوان در امتداد میله در هر نقطه دلخواهی ثابت کرد. یک موتور *D.C* با حداکثر 6000 rpm برای دوران محور به کار میرود. سرعت موتور با دستگاه کنترل سرعت، تنظیم و کنترل میشود. برای اندازه گیری سرعت محور و مشاهده نقاط گره (*nodal points*) از یک استروبوسکوپ استفاده می شود.

۵-۱- وسایل مورد نیاز

دستگاه اصلی ، دو محور ، یک دیسک متعادل ، یک دیسک غیر متعادل ، استروبوسکوپ ، متر نواری یا فلزی ، کولیس

۶-۱- روش آزمایش

۱- ابتدا یک محور بلند (فولادی یا برنجی) را روی دستگاه سوار کرده و اولین و دومین "مد" سرعت بحرانی را با (افزایش تدریجی سرعت موتور) برای سه حالت زیر با استفاده از استروبوسکوپ اندازه بگیرید .

الف : میلهٔ یک سر مفصل - یک سر درگیر



ب : میلهٔ دو سر مفصل

ج : میلهٔ دو سر درگیر

انحراف میله را می‌توان از جداول ویا از روش های قبلی گفته شده بدست آورد. جدول زیر این انحراف ها را ارائه میدهد:

جدول ۱-۲ مقادیر انحراف استاتیکی

شرایط انتهایی محور	مقدار انحراف استاتیکی
محور دو سر مفصل با بار گسترده w	$\delta_s = \frac{5wl^4}{384EI}$
محور دو سر درگیر با بار گسترده w	$\delta_s = \frac{wl^4}{384EI}$
محور یک سر مفصل-یک سر درگیر با بار گسترده w	$\delta_s = \frac{wl^4}{192EI}$
محور بدون بار گسترده با بار متمرکز w_1	$\delta_1 = \frac{w_1l^3}{48EI}$
محور بدون بار گسترده با بار های متمرکز w_1 و w_2 در فاصله های a_1 و a_2 از سمت چپ و b_1 و b_2 از سمت راست	$\delta_1 = \frac{w_1a_1^2b_1^2}{3EI}$ $\delta_2 = \frac{w_2a_2^2b_2^2}{3EI}$



شکل ۱-۶ شرایط مرزی متفاوت

تذکر اول :

- ۱- در حالت سرعت بحرانی ، انحراف محور دوار ماکزیمم می‌باشد.
- ۲- حفاظ های (G) را چنان قرار دهید که محور را تقریباً به فواصل مساوی تقسیم کنید.
- ۳- برای اندازه گیری سرعت بحرانی با استفاده از استروبو سکوپ، آن را ابتداءً درجه انتهایی (ماکزیمم فلش در دقیقه) قرار داده و با کاهش تعداد فلاش در دقیقه به سرعت بحرانی محور برسید (چرا؟)
- ۴- دیسک متقارن را دقیقاً در وسعت محور دوم (با طول کم) قرار داده و فقط اولین مد (سرعت بحرانی) را برای سه حالت مختلف در گیری دو سر میله انجام دهید .
- ۵- همان محور را (محور با طول کم) را مجدداً سوار کرده و آزمایش را برای سه حالت مختلف در گیری انجام دهید.

تذکر دوم :

قطر ، طول ، جنس محور را یادداشت کنید .

۷-۱- خواسته های آزمایش :

- ۱- روابط ۶-۱ و ۷-۱ را بدست آورید.
- ۲- نتایج حاصل از آزمایش را با تئوری مقایسه کرده و بحث کنید .
- ۳- اثر پارامترهای مختلف از قبیل طول محور، قطر محور ، تعداد جرم ها و محل آنها را روی سرعت بحرانی بررسی کنید .
- ۴- بیان کنید کدام یک از روش های محاسبه فرکانس صحیح تر است .
- ۵- چه نکات و یا مشاهداتی در این آزمایش مورد توجه شما قرار گرفته است و برای بهبود آزمایش چه راه حلی را پیشنهاد می کنید .



جدول ۱-۳ مدهای مختلف تیر با توجه به شرایط مرزی گوناگون

EXPT. No:	END FIXINGS	MODE OF WHIRL	
1	Supported - Fixed	1st	
2		2nd	
3	Fixed - Fixed	1st	
4		2nd	
5	Supported - Supported	1st	
6		2nd	

EXPT. No:	MODE of Whirl	END FIXING:		
		Supported - Fixed	Fixed - Fixed	Supported - Supported
ONE MASS SYSTEM:				
1	1st			
2	1st			
3	1st			
TWO MASS SYSTEM:				
4	1st			
5	2nd			
6	1st			
7	2nd			
8	1st			
9	2nd			
THREE MASS SYSTEM:				
10				
11				
12				

آزمایش شماره ۲: پاندول ساده ، پاندول مرکب ، مرکز ضربه ، پاندول کاتر ، اویزش بایفیلار، سیستم جرم و فنر

SIMPLE PENDLUM
COMPOUND PENDULUM
CENTER OF PERCUSSION
KATTER PENDULUM
BIFILAR SUSPENSION
MASS-SPRING SYSTEM



۱-۲- پاندول ساده

۱-۱-۲- هدف:

بررسی حرکت هارمونیک پاندول ساده

۲-۱-۲- تئوری:

یکی از ساده ترین مثالهای ارتعاشات آزاد بدون میرایی، پاندول ساده است که یک حرکت هارمونیک ساده را نشان میدهد در این حرکت شتاب به سمت نقطه ثابت (لولا) متناسب با فاصله آن است برای زوایای کوچک انحراف، نیروی اعمالی در جهت t (مماس بر مسیر حرکت) برابر است با:

قانون نیوتن:


$$F_t = m a_t \quad ۱-۱-۲$$

$$F_t = mg \sin \theta \quad ۲-۱-۲$$

$$mg \sin \theta = -ml\ddot{\theta} \quad ۳-۱-۲$$

$$l\ddot{\theta} + g \sin \theta = 0 \quad ۴-۱-۲$$

$$l\ddot{\theta} + \theta = 0 \quad ۵-۱-۲$$




شکل ۱-۱-۲ بررسی نیرویی پاندول

لذا معادله حرکت برای زوایای کوچک به فرم ۵-۱-۲ است که T پریود نوسان است

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad ۶-۱-۲$$

در این آزمایش هدف بررسی تغییرات زمانهای پریود برای طول های متفاوت است



شکل ۲-۱-۲ دستگاه پاندول ساده

۲-۱-۳- دستگاه آزمایش و روش آن:

دستگاه آزمایش مطابق شکل ۲-۱-۲ از بدنه اصلی، تیر B_1 پاندول فولادی B_2 تشکیل شده است و سایل آزمایش عبارت از: نخ، کرنومتر، متر فلزی ابتدا پاندول را حد اکثر ۱۰ درجه از حالت تعادل منحرف کرده و سپس رها کنید و زمان ۱۰ تا ۱۵ نوسان آن را اندازه بگیرید، سپس طول پاندول را تغییر دهید و حداقل این عمل را برای ۶ طول متفاوت تکرار نمایید

۲-۱-۴- خواسته های آزمایش:

- ۱- منحنی T^2 بر حسب l را رسم کنید و از روی شیب آن مقدار g را بدست آورید.
- ۲- چنانچه آزمایش فوق را با همان طول ها با یک پاندول چوبی انجام دهیم نتایج حاصل شده آیا تغییری خواهند کرد؟ علت آن را توضیح دهید.

۲-۲- پاندول مرکب

۱-۲-۲- هدف :

بررسی حرکت پاندول مرکب

۲-۲-۲- تئوری :

برای یک جسم صلب که حول لولا یش خود از حالت تعادل خارج شده و انحراف پیدا کرده است و رها شده است می‌توان نوشت

$$-mgh \sin \theta = I\ddot{\theta}$$


۱-۲-۲

فاصله ی انتها ی میله از مرکز تعلق $L_1 =$

شتاب زاویه ی میله $\ddot{\theta} =$

جرم میله $m =$ فاصله ی مرکز ثقل میله $h =$

ممان اینرسی میله حول مرکز تعلق $I =$



شکل ۱-۲-۲ پاندول مرکب

با فرض کوچک بودن زاویه انحراف داریم :

۲-۲-۲

$$I\ddot{\theta} + mgh\theta = 0$$

و پریرود زمانی از رابطه ی ۳-۲-۲ به دست می آید .

۳-۲-۲

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgh}}$$


اگر k شعاع ژیراسیون باشد آنگاه پریود زمانی از رابطه ی ۴-۲-۲ به دست می آید.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{k^2+h^2}{gh}} \quad ۴-۲-۲$$

۳-۲-۲- دستگاه آزمایش و روش آن :

ابتدا لبه کروی شکل را در نقطه ای از میله ای به طول $۰/۷۶۲ m$ و قطر $۱۲/۸ m$ تثبیت کرده و روی عضو تکیه داده شود و میله را حداکثر حدود ۱۵ تا ۲۰ درجه منحرف نموده و رها کنید و زمان ۱۵ تا ۲۰ نوسان آنرا اندازه گیری کنید ، مقدار را تغییر دهید و آزمایش را حداقل برای ۶ بار انجام دهید .

وسایل آزمایش عبارت اند از: میله ی فولادی دارای لبه ی کردی شکل ، کرنومتر ، متر فلزی



شکل ۲-۲-۲ بایفیلار

۴-۲-۲- خواسته های آزمایش :

۱- منحنی T^2h را بر حسب h^2 رسم کنید .

۲- از روی منحنی قبل مقادیر g و k را بیابید و مقدار k حاصل شده را با مقدار تئوری آن مقایسه کنید.

۳- طول پاندول ساده ی معادل با این پاندول را از رابطه $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ بیابید. ($L_1 = ۰/۶$)

۴- برای طول معادل فوق مقدار دومی برای h بیابید

۲-۳- مرکز ضربه

۲-۳-۱- هدف :

پیدا کردن مرکز ضربه یک جسم و ارتباط آن با مرکز نوسان

۲-۳-۲- تئوری :

چنانچه یک پاندول مرکب به وسیله ی یک لولا افقی نگاه داشته شود و ضربه ای به آن وارد گردد در حالت کلی ، عکس العملی افقی در تکیه گاه وجود خواهد آمد مثل راکت بیسبال. اصولاً نقطه ای در طول پاندول وجود دارد که هرگاه ضربه ای در آن نقطه اعمال گردد ، هیچ نیروی عکس العمل افقی ای به وجود نخواهد آمد بدین نقطه ، مرکز ضربه گوئیم. این نقطه همان طول معادل پاندول مرکب است که در آزمایش قبل نحو محاسبه آنرا اموخته شد، داریم :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{AK^2}{gh}} \quad ۲-۳-۱$$

$$k_A^2 = k^2 + h^2 \quad ۲-۳-۲$$


که در آن :

شعاع ژیراسیون حول نقطه ی تعلیق : k_A شعاع ژیراسیون حول مرکز جرم : k

فاصله مرکز ثقل سیستم تا نقطه ی تعلیق : h

۲-۳-۳- دستگاه آزمایش و روش آن :

دستگاه آزمایش شامل پاندول مرکب چوبی (B_5) با وزنه ی قابل جابجایی است که با تکیه به عضو (B_1) روی قاب اصلی قرار می‌گیرد در کنار آن پاندول مرکب (B_6) است که حکم ضربه زننده را دارد و لبه کاردی شکل آن در شیار V شکل عضو (B_1) قرار گرفته است. لبه کاردی شکل پاندول مرکب در روی قسمت افقی عضو (B_1) تکیه می‌کند. ابتدا تنها پاندول چوبی (B_5) را حدود ۱۰ درجه منحرف کرده و رها کنید و زمان ۱۵ تا ۲۰ نوسان آن را اندازه گرفته یادداشت کنید سپس آزمایش را برای ۶ طول دیگر y نیز تکرار کنید.




شکل ۲-۳-۱ مرکز ضربه

پس از آن پاندول فولادی (B_6) را در کنار پاندول چوبی در جای مربوطه قرار دهید و با جابجا کردن گلوله ی پاندول فولادی به پاندول چوبی در نقاط مختلف ضربه بزنید تا نیروی افقی در تکیه گاه پاندول چوبی ایجاد نگردد. نقطه ای از پاندول چوبی که در آن نقطه این پدیده رخ داده مرکز ضربه است فاصله آنرا تا لبه ی کاردی شکل اندازه بگیرید. این آزمایش را برای تمام طول های y آزمایش قبل تکرار کنید.

۲-۳-۴- خواسته های آزمایش :

۱- توضیح دهید به چه علت اعمال ضربه به مرکز ضربه باعث ایجاد نیروی افقی در تکیه گاه پاندول چوبی نمیگردد.

۲- طول های معادلی که از راه به نوسان در آوردن پاندول مرکب چوبی حاصل میشود را با فاصله مرکز ضربه تا لبه کاردی شکل مقایسه کرده، اگر تفاوتی وجود دارد آن را توجیه کنید.



شکل ۲-۳-۲ پارامترهای مرکز ضربه و مشخصات آویز اصلی

جدول ۱-۳-۲ جدول مشخصات آزمایش مرکز ضربه

<i>Test No</i>	<i>Time for 20 oscillation</i>	<i>Period τ (s)</i>	<i>y (m)</i>	<i>h (m)</i>	<i>K_A (m)</i>	<i>K (m)</i>
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

۲-۴-۲ پاندول Katter :

۲-۴-۲-۱ هدف:

اندازگیری شتاب ثقل از راه آزمایش پاندول Katter

۲-۴-۲-۲ تئوری :

پاندول *katter* برای تعیین دقیق مقدار شتاب ثقل بکار میرود این پاندول شامل دو لبه کاردی شکل و یک استونه ی لغزنده ی قابل تنظیم است با تنظیم موقعیت استوانه می‌توان زمان های نوسان تقریباً مساوی ایجاد کرد و سپس مقدار g را محاسبه نمود. بدین ترتیب که :

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{h_1^2 + k^2}{gh_1}} \quad ۱-۴-۲$$

$$h_1^2 + k^2 = \frac{T_1^2 gh_1}{4\pi^2} \quad ۲-۴-۲$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{h_2^2 + k^2}{gh_2}} \quad ۳-۴-۲$$

$$h_2^2 + k^2 = \frac{T_2^2 gh_2}{4\pi^2} \quad ۴-۴-۲$$

$$h_1 + h_2 = l \quad ۵-۴-۲$$

$$\frac{8\pi^2}{g} = \frac{T_1^2 + T_2^2}{h_1 + h_2} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{h_1 - h_2} \quad ۶-۴-۲$$

۲-۴-۳-۳ دستگاه آزمایش و روش آن :

تیغه های کاردی شکل را به فاصله ی مساوی از ابتدا و انتهای میله تثبیت کرده و با تکیه بر تیر بر روی قاب اصلی قرار میگیرند ابتدا زمان پریود را برای حدود ۱۵ تا ۲۰ نوسان اندازه بگیرد (T_1) و سپس پاندول را معکوس قرار داده و با تنظیم استوانه لغزنده زمان پریود ۱۵ تا ۲۰ نوسان را پیدا کنید (T_1) و آنقدر جا به جا کنید تا $T_1 = T_2$ گردد .

۲-۴-۴-۴ خواسته های آزمایش :

۱- دو مقدار خیلی نزدیک به هم T_1 و T_2 را برای دو مقدار h_1 و h_2 متفاوت بدست آورید .

۲- با توجه به اینکه $h_1 + h_2 = l$ از روی فرمول فوق مقدار g را بیابید .

۳- علت آنکه این آزمایش مقدار دقیق g را مشخص می‌کند را توضیح دهید.


۲-۵-۲- آویزش بایفیلار:

۱-۵-۲- هدف:

تعیین ممان اینرسی جسم از طریق آویزش بایفیلار

۲-۵-۲- تئوری:

آزمایش بایفیلار برای تعیین ممان اینرسی جسمی بکار میرود که به توان به وسیله نخ از مکانی آویزان نمود البته ممان اینرسی حول محوری که از مرکز جرم جسم می‌گذرد و به موازات نخ‌ها است به دست می‌آید طبق شکل ۱-۵-۲ میله به وسیله دو نخ از سقف آویزان شده در این حالت کشش هر یک از نخ‌ها برابر با $\frac{mg}{2}$ می‌باشد هرگاه میله را در صفحه افقی به اندازه θ تغییر مکان داده شود در این صورت مولفه ی نیروی وارد شده در نقطه B_1 در راستای مماس بر مسیر $B_1B'_1$ برابر است با $\frac{mg \sin \theta}{2}$



شکل ۱-۵-۲ دستگاه و مشخصات بایفیلار

از طرف دیگر می‌توان نوشت:

$$l\phi = \theta \frac{d}{2} \quad 1-5-2$$

کوپل نیروی فوق حول O برابر است با:

$$T = \frac{mg \sin \phi}{2} \frac{d}{2} \quad 2-5-2$$

بنابر این کوپل ناشی از دو نیرو در B_1 و B_2 برابر است با:

$$T = \frac{mg}{2} \frac{d}{2} 2\phi = \frac{mgd^2\theta}{4l} \quad 3-5-2$$

$$-\frac{mgd^2\theta}{4l} = I\ddot{\theta} \quad 4-5-2$$

$$T = \frac{mg\theta d^2}{4l}$$

۵-۵-۲

پس ممان اینرسی برابر است با :

$$I = \frac{mgT^2 d^4}{16l\pi^2}$$

۶-۵-۲

۳-۵-۲- دستگاه آزمایش و روش آن :

ابتدا تیر BB_1 به وسیله ی دو سیم نازک آویزان کنید و سپس در صفحه ی افق حدود ۱۰ درجه تیر را منحرف کنید و زمان ۲۰-۱۵ نوسان را اندازه بگیرید این آزمایش را برای ۶ طول مختلف تکرار کنید . همچنین دو وزن اضافی هرکدام به وزن $1/85 \text{ kg}$ به فاصله ۳۵/۰ متر قرار داده و آزمایش را برای ۶ طول مختلف دوباره تکرار کنید .

وسایل آزمایش : متر ، کرنومتر ، دو وزنه اضافی

جرم تیر $1/39 \text{ kg}$ است .

۴-۵-۲- خواسته های آزمایش :

۱- منحنی T^2 را بر حسب l در دو حالت بدون وزنه های اضافی و با وزنه های اضافی رسم کنید .

۲- از روی منحنی فوق و با بدست آوردن شیب آنها مقدار ممان اینرسی I را برای دو حالت فوق بدست آورید .

۳- دو مقدار ممان اینرسی I را از راه تئوری و با مراجعه به جدول به دست آورید و با مقادیر فوق مقایسه کنید . از اثر سوراخ ها و زائده ها صرف نظر کنید .

۴- چگونه می توان ممان اینرسی یک جسم غیر مشخص را که امکان آویزان کردن آن وجود ندارد را با این روش محاسبه کرد .

۲-۶-۲- سیستم جرم و فنر :

۲-۶-۱- هدف :

تحقیق در مورد رابطه $T = 2\pi \sqrt{\frac{W}{kg}}$ (پریود نوسانات T ، وزن سیستم W و ضریب ارتجاعی فنر k)

۲-۶-۲- تئوری:

به کتاب های موجود در ارتعاشات مراجعه شود.

۲-۶-۳- شرح دستگاه:

دستگاه تشکیل شده از یک فنر مارپیچ (B) که از بالا به قاب (A) وصل شده و در پائین به میله (C) وصل می شود. حرکت میله (C) بعلت وجود راهنمای (D) فقط دارای یک درجه آزادی است. بر روی میله (C) دو صفحه مدور (E) و (F) تعبیه شده است از صفحه (F) برای افزودن وزنه به دستگاه و از صفحه (E) برای اندازه گیری دقیق طول فنر استفاده می شود.

وسایل مورد نیاز برای انجام آزمایش عبارتند از:

دستگاه اصلی، یک فنر، یک وزنه یا خط کش، کرومومتر، تعدادی وزنه ۴۰۰ گرمی

۲-۶-۴- روش آزمایش:

۱- ابتدا قاب دستگاه را تراز کنید بطوریکه میله (C) هیچگونه اصطکاکی با راهنمایی (D) نداشته باشد. بهتر است راهنمای را با روغندان روغنکاری کنید.

۲- با افزودن وزنه های مختلف (۴۰۰ گرمی) طول فنر را اندازه بگیرید. آزمایش را حداقل برای ۶ وزنه مختلف انجام دهید. جدول ۱

۳- به ازای وزنه ای در حدود $4kg$ پریود نوسانات را یکبار برای نوسانی با دامنه کوتاه و بار دیگر برای نوسانی با دامنه بلند دقیقاً توسط کرومومتر تعیین کنید.

۴- با افزودن وزنه های مختلف به فنر، تغییر طول آنرا در حالت استاتیک و پریود نوسانات را به ازای هر وزنه در حالت ارتعاش تعیین کرده و در جدولی ثبت کنید (حداقل برای ۶ وزنه و تا آنجا که می توانید از وزنه های بیشتر استفاده کنید تا شمارش تعداد نوسان ها راحتتر باشد) جدول ۲

تذکره ۱: برای کاهش خطا در اندازه گیری ها به ازای هر وزنه در صورت امکان چند بار تغییر طول و پریود نوسانات را اندازه گیری کنید.

تذکره ۲: وزن میله (C) با ضمائم آن (صفحات (E) و (F)) و غیره برابر $1500gr$ است.

۲-۶-۵- خواسته های آزمایش :

۱- با استفاده از جدول (۱) منحنی نمایش تغییر طول را بر حسب وزن افزوده به فنر رسم کنید و ضریب ارتجاعی فنر را پیدا کنید.

۲- با استفاده از منحنی (۱) و ضریب ارتجاعی فنر (که از روی شیب منحنی (۱) بدست آمده) منحنی T^2 بر حسب وزن افزوده شده به فنر را رسم کنید و از روی آن مقدار وزن موثر فنر را پیدا کنید (قطع منحنی با محور x ها)

۳- پریود نوسان را یکبار از روی فرمول $T = 2\pi \sqrt{\frac{\delta}{g}}$ و یا فرمول $T = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k}}$ و بار دیگر از راه اندازه

گیری مستقیم بدست آورید و باهم مقایسه کنید هرگونه عدم مطابقت را توضیح دهید.

۴- توضیح دهید که آیا دامنه نوسانات بر روی پریود نوسانات تاثیر می گذارد یا خیر؟

۵- در مورد منابع خطا در این آزمایش توضیح داده و اگر پیشنهادی برای رفع آنها دارید ذکر کنید.

آزمایش شماره ۳- ارتعاشات آزاد و اجباری جسم صلب

FREE & FORCED VIBRATION OF A RIGID BODY




۱-۳- ارتعاشات آزاد با استهلاک ویسکوزی :

۱-۱-۳- هدف :

بررسی اثر استهلاک بر روی یک سیستم ارتعاش کننده و تحقیق در مورد تغییرات مقدار استهلاک نسبت به محل مستهلاک کننده.

۱-۲-۳- تئوری:

سیستمی شامل یک جرم و فنر و دمپر مطابق شکل ۱-۱-۳ در نظر گرفته می شود اگر جرم را از حالت تعادل استاتیکی خارج کنیم و سپس رها شود میدانیم که بخاطر وجود دمپر در سیستم دامنه ارتعاشات حاصله بتدریج کاهش یافته و در زمان محدودی به صفر می رسد. علت این امر صرف انرژی ارتعاشی سیستم برای غلبه بر اصطکاک های موجود در سیستم است.



شکل ۱-۱-۳ سیستم جرم فنر دمپر


در چنین حالتی ارتعاش حاصله را مستهلاک شونده گویند. در سیستمی مانند سیستم فوق عوامل مستهلاک کنندگی ارتعاشات عبارتند از:

الف) ماده ای که در آن ارتعاشات انجام می گیرد (مثلاً هوا)

ب) اصطکاک داخلی (هیسترزیس *Hysteresis*) فنر یا هر ماده ی الاستیک دیگر

ج) اصطکاک خارجی بواسطه تعبیه عمدی مستهلاک کننده های خارجی در سیستم (مثلاً "c" dashpot در سیستم فوق)

معمولاً فرض می شود که استهلاک موجود در سیستم، صرف نظر از نوع مستهلاک کننده، خطی است یا به عبارت دیگر معمولاً فرض می شود که نیروی مقاوم در مقابل حرکت سیستم مستقیماً متناسب با سرعت حرکت آن است. تحت چنین شرایطی می توان حرکت حاصل سیستم هایی مانند سیستم فوق را تجزیه و تحلیل کرد.



شکل ۲-۱-۳ مشخصات سیستم جرم و فنرو دمپر

شکل (۲-۱-۳) یک سیستم ساده مستهلک شونده را نشان می دهد. می توان تیر را مقداری از حالت تعادل خارج کرد (وضع خط چین) و سپس رها کرد. معادله حرکت ارتعاشی سیستم به شکل زیر نوشته می شود.

$$I\ddot{\theta} + cl_D^2\dot{\theta} + kl_f^2\theta = 0 \quad 1-1-3$$

0

$$x = 1-2-3$$

$l\theta$

$$\ddot{x} + \frac{cl_D^2}{I}\dot{x} + \frac{kl_f^2}{I}x = 0 \quad 3-1-3$$

$$I = \frac{ml^2}{3} + Ml_m^2 \quad 4-1-3$$

$$\frac{kl_f^2}{I} = \frac{k_e}{M_e} \quad 5-1-3$$

$$\frac{cl_D^2}{I} = \frac{c_e}{M_e} \quad 6-1-3$$

$$M_e\ddot{x} + C_e\dot{x} + k_ex = 0 \quad 7-1-3$$

فاصله انتهایی تیر تا لولا : l ضریب استهلاک دمپر : c ضریب استهلاک سیستم معادل : c_e
 ضریب ارتجاعی سیستم معادل : k_e جرم سیستم معادل : M_e جرم موتور و دیسکها : M
 فاصله موتور تا لولا : l_m جرم تیر : m اینرسی سیستم حول لولا : I
 فاصله دمپر تا لولا : l_D

معادله ۷-۱-۳ دارای جواب زیر خواهد بود.


$$x = Ae^{-b\omega_n t} \cos(\omega_d t + \phi) \quad ۸-۱-۳$$

که در رابطه بالا داریم:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - b^2} \quad , \quad \omega_n = 2\pi f_n \quad ۹-۱-۳$$

$$b = \frac{c_e}{2\sqrt{k_e M_e}} \quad ۱۰-۱-۳$$

$$\frac{x_1}{x_{n+1}} = e^{2\pi n b} \quad ۱۱-۱-۳$$



شکل ۳-۱-۳ شرح دستگاه سیستم جرم و فنر و دمپر

شرح دستگاه:

دستگاه آزمایش در شکل (۳-۱-۳) نشان داده شده است. سیستم ارتعاش کننده در این آزمایش تشکیل شده است از یک تیر افقی با مقطع مستطیل شکل (D_6) که در انتهای آن در داخل یک گیره لولائی بلبرینگ دار (D_1) درگیر شده و انتهای دیگر آن توسط یک فنربه قاب اصلی متصل می شود. برای تراز کردن (افقی کردن) تیر (D_6) از چرخ فلکه مغزی دار (C_1) می توان استفاده کرد یک موتور محرکه ارتعاشات (در محل E_4) روی تیر (D_6) نصب شده است نیروی محرکه ارتعاشات بوسیله نیروی گریز از مرکز جرم خارج از مرکز دیسک های غیر بالانس (D_4)، روی تیر (D_6) بوجود می آید. فرکانس این نیروی محرکه را می توان با تغییر سرعت دورانی موتور، توسط یک دستگاه کنترل سرعت، تغییر داد برای جلوگیری از ازدیاد بیش از حد دامنه ارتعاشات تیر، حفاظ (D_5) در سیستم تعبیه شده است جرم سیستم را می توان با افزایش یا کاهش تعدادی وزنه معلوم (به زیر موتور) تغییر داد.

نیروی اتسهاک در سیستم توسط یک مستهلک کننده ویسکوزی (D_9 ، Dashpot) تامین می شود. این مستهلک کننده چنان طراحی شده که می توان به آسانی آنرا در امتداد تیر جابجا کرد. در داخل مستهلک

کننده، دو صفحه سوراخدار تعبیه شده است که با تغییر سطح موثر سوراخ های آنها میتوان نیروی استهلاک را بسادگی تغییر داد.

با استفاده از سیستم ثبات (*Chart Recorder, D₇*) می توان منحنی نمایش دامنه ارتعاشات را نسبت به زمان روی کاغذ ثبات رسم کرد. تغذیه کاغذ توسط یک موتور سنکرون، با سرعت کم و با دقت زیاد انجام می گیرد. برای تعیین اختلاف فاز بین حرکت ارتعاشی تیرو و نیروی محرکه آن از یک سیستم ثبات دیگر (*D₈*) استفاده می شود.

وسایل مورد نیاز:

دستگاه اصلی - دستگاه کنترل سرعت - خط کش یا متر نواری - کولیس

۳-۱-۴- روش آزمایش:

۱- ضریب ارتجاعی فنر را تعیین کنید.

۲- تیر را به فنر وصل کرده و تغییر طول فنر (δ) بعلت وزن موتور و سایر وزنه هایی که به آن اضافه شده است را تعیین کنید (برای این کار طول فنر را در دو حالت آزاد و موقعیکه تیر به آن وصل است و در وضع افقی است اندازه بگیرید)

۳- با استفاده از رابطه $f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\delta}}$ فرکانس طبیعی سیستم را تعیین کنید. (f_{n1})

۴- بدون آنکه مستهلک کننده را به سیستم اضافه کنید، با استفاده از چرخ فلکه مغزی دار C_1 تیر را بصورت افقی تراز کنید.

۵- سیستم را بصورت آزاد و بدون دمپر به ارتعاش در آورده و منحنی ارتعاشی آنرا روی کاغذ ثبات رسم کنید. همچنین با استفاده از کرنومتر پریود (T) ارتعاش سیستم را اندازه بگیرید.

۶- با استفاده از پریود ارتعاشی (T) که در مرحله قبل تعیین کرده اید، فرکانس ارتعاشی سیستم را محاسبه کنید. (f_{n2})

۷- با استفاده از منحنی ارتعاشی که در مرحله (۵) ثبت شده است و با توجه باینکه سرعت خطی حرکت کاغذ برابر با 0.573 in/sec می باشد، فرکانس ارتعاشی سیستم را محاسبه کنید. (f_{n3})

۸- مستهلک کننده را به سیستم اضافه کنید و صفحه های سوراخدار مستهلک کننده را چنان تنظیم کنید که دارای مینیمم استهلاک باشد. (در این حالت سوراخ های دو صفحه کاملاً بر هم منطبق خواهند بود)

۹- به ازای پنج مقدار l_D (به شکل ۳-۱-۲ رجوع شود) سیستم را به ارتعاش در آورده و منحنی ارتعاشی آنرا روی کاغذ ثبات رسم کنید. مقادیر l_D را یادداشت کنید.

۱۰- مرحله ۹ را مجدداً برای دمپر زیاد (سوراخ های صفحات سوراخدار روبروی هم نمی باشد) تکرار کنید.

۱۱- با استفاده از منحنی های رسم شده و با توجه به روابط (۳-۱-۱۰) و (۳-۱-۱۱) مقادیر را برای دو حالت دمپر کم و زیاد تعیین کنید.

۳-۱-۵ خواسته های آزمایش:

- ۱- مقادیر f_{n1} ، f_{n2} ، f_{n3} را با هم مقایسه کرده و بحث و نتیجه گیری کنید.
- ۲- منحنی های نمایش c_e نسبت به l_D^2 برای دو حالت دمپر کم و زیاد رسم کنید و صحت رابطه (۳-۱) را تحقیق کنید.
- ۳- مقدار C (ضریب استهلاک دمپر) را بدست آورید.
- ۴- نشان دهید که وقتی مقدار استهلاک کم باشد داریم:

$$\omega_d \cong \omega_n$$
- ۵- نشان دهید که $\delta = L \frac{x_1}{x_{n-1}} = 2n\pi \frac{b}{\sqrt{1-b^2}}$ بود و در حالیکه مقدار استهلاک کم باشد رابطه (۳-۱) حاصل می شود.

۶- اشکالات موجود آزمایش را ذکر کنید و چنانچه پیشنهادی وجود دارد بیان کنید.

جرم تیر: $m = 2.13 \text{ kg}$ $l = 0.76 \text{ m}$ $l_f = 0.68 \text{ m}$
 l_m : اندازه گیری شود.

جرم موتور و دیسکتها: $k = 0.087 \frac{\text{kgf}}{\text{mm}}$ $F_0 = \frac{\omega^2}{630}$ $M = 3.84 \text{ kg}$

ω بر حسب $r.p.m$ و F_0 بر حسب نیوتن است.

ω بایستی عددی باشد که از روی دستگاه خوانده می شود و سپس در ضریب $\frac{22}{72}$ ضرب گردد.


۲-۳- ارتعاشات اجباری با استهلاک ویسکوزی :

۱-۲-۳- هدف :

تحقیق در مورد اثر تغییرات فرکانس و ضریب استهلاک، روی بزرگنمایی دامنه ارتعاش (*Dynamic Magnifier*) و اختلاف فاز سیستم (*Lag Phase*)

۲-۲-۳- تئوری:

شکل ۱-۲-۳ طرح شماتیک یک سیستم استهلاکی با ارتعاش اجباری را نشان می دهد و در این سیستم می توان نوشت :



شکل ۱-۲-۳ شکل شماتیک سیستم مرتعش با استهلاک ویسکوزی

اگر معادله حرکت سیستم اصلی را بنویسیم خواهیم داشت که :

$$I\ddot{\theta} + c\dot{\theta}L_D^2 + k\theta l_f^2 = F_0 l_m \sin \omega t \quad , \quad x = l\theta \quad 1-2-3$$

$$M_e \ddot{x} + C_e \dot{x} + k_e x = (F_0 M_e l l_m \sin \omega t) / I \quad 2-2-3$$

$$\frac{c l_D^2}{I} = \frac{c_e}{M_e} \quad , \quad \frac{k l_f^2}{I} = \frac{k_e}{M_e} \quad 3-2-3$$

در این سیستم داریم که :

ضریب استهلاک مستهلک کننده : c ضریب ارتجاعی فنر : k

نیروی محرکه سیستم (نیروی حاصل از خارج از مرکز) : F_0

سرعت زاویه دیسک های غیر متوازن : ω

فاصله مستهلک کننده با لولا : l_D فاصله مرکز ثقل موتور تا لولا : l_m

فاصله انتهای تیر تا لولا : l فاصله نقطه اثر فنر تا لولا : l_f

جواب معادله (۲-۲-۳) دارای دو قسمت است جواب خصوصی و جواب عمومی، جواب عمومی این معادله بیانگر ارتعاش آزاد سیستم با فرکانس ارتعاشی $f_d = \frac{1}{2\pi} \omega_d$ می باشد که این ارتعاش بسرعت مستهلک شده و از بین می رود. جواب خصوصی معادله، بیانگر ارتعاش پایدار سیستم با فرکانس نیروی تحریک ω می باشد. در این حالت بردار تغییر مکان (x) نسبت به بردار نیروی محرکه دارای تاخیر فاز (ϕ) خواهد بود.

$$x(t) = X \sin(\omega t - \phi)$$


۴-۲-۳

$$M_e X \omega^2 \sin(\omega t - \phi) - C_e X \omega \sin\left(\omega t - \phi + \frac{\pi}{2}\right) - k_e X \sin(\omega t - \phi) +$$

$$F_0 M_e l \sin \omega t / I = 0$$

۵-۲-۳

برای پیدا کردن دامنه (X) و زاویه فاز (ϕ)، رابطه (۴-۲-۳) را در (۳-۲-۳) جایگزین کرده و رابطه حاصله را بصورت زیر مرتب می کنیم.
رابطه برداری بالا را می توان بصورت ترسیمی نیز نمایش داد.



شکل ۲-۲-۳ نمایش ترسیمی رابطه بالا

برای تعیین X و ϕ با استفاده از مثلث قائم الزاویه داریم:

$$X = \frac{F_0'}{\sqrt{(K_e - M_e \omega^2)^2 + (C_e \omega)^2}} \quad \phi = \tan^{-1} \frac{C_e \omega}{K_e - M_e \omega^2} \quad ۷-۲-۳$$

$$D.M. = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)\right]^2}} = \frac{X}{X_0} \quad ۸-۲-۳$$

$$\tan \phi = \frac{2\zeta \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad ۹-۲-۳$$

که در روابط بالا داریم:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_e}{M_e}} \quad \text{فرکانس طبیعی بدون استهلاک سیستم} \quad ۱۰-۲-۳$$

$$\zeta = \frac{c_e}{c_c} \quad \text{ضریب بی بعد استهلاک} \quad ۱۱-۲-۳$$

$$C_c = 2M_e \omega_n \quad \text{ضریب استهلاک بحرانی} \quad ۱۲-۲-۳$$

تعبیر طول استاتیکی معادل سیستم تحت اثر نیروی

$$X_0 = \frac{F_0'}{K_e} \quad \text{استاتیکی فرضی } F_0' \text{ (با تغییر طول استاتیکی سیستم اشتباه نشود): } ۱۳-۲-۳$$

در رابطه (۸-۲-۳) عبارت $D.M.$ را (ضریب بزرگنمایی) می گویند. هرگاه سیستم مستهلک شونده نداشته باشد $\zeta = 0$ ، ضریب بزرگنمایی بصورت زیر در می آید.

$$D.M. = \frac{X}{X_0} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad ۱۴-۲-۳$$

۳-۲-۳-۳ روش آزمایش:

- ۱- سیستم را مطابق شکل ۳-۱-۳ سوار کنید.
- ۲- مستهلک کننده (D_9) را کاملاً نزدیک به لولا (D_1) قرار دهید. در این حالت مقدار استهلاک بسیار کم است و می توان سیستم را بدون دمپر فرض کرد. علت لزوم مستهلک کننده در این حالت حذف ارتعاشات مقطعی (*Transient Vibration*) و استهلاک سریع ارتعاش آزاد سیستم و رسیدن به ارتعاش پایدار (*Steady State*) می باشد.
- ۳- سیستم های ثبات (D_7) و (D_8) را برای ثبت منحنی نمایش دامنه و فاز آماده کنید.
- ۴- برای روشن کردن دستگاه، ابتدا مدار الکتریکی سیستم را کاملاً کنترل و سپس دقیقاً به این ترتیب عمل کنید:

الف: پیچ تغییر سرعت موتور را کاملاً ببندید.

ب: کلید اصلی جریان برق دستگاه (*Main*) را بزنید.

ج: کلید اصلی آمپلی فایر (*Amplifier*) را بزنید و ۳۰ ثانیه منتظر بمانید.

د: کلید میدان (*Field*) را بزنید.

۵- بوسیله پیچ تغییر سرعت موتور، سرعت موتور را بتدریج افزایش داده و در هر سرعت منحنی نمایش دامنه ارتعاش و همچنین زاویه تاخیر فاز را تعیین کنید. توجه داشته باشید که در مجاورت رزونانس (تشدید)

با کوچکترین افزایش سرعت، دامنه ارتعاش بطور قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین در این ناحیه تعداد دفعات بیشتری آزمایش را انجام دهید، سرعت موتور را در هر مورد بوسیله دستگاه کنترل سرعت تعیین کنید. با ضرب این سرعت در نسبت $\frac{22}{72}$ فرکانس زاویه ای دیسک های غیر متوازن حاصل می شود. ۶- به ازای یک مقدار ضریب استهلاک (که از آزمایش شماره قبلی نتیجه گرفته اند) مرحله ۵ را برای ۷ نقطه (۴ نقطه زیر فرکانس رزونانس و ۳ نقطه بالای آن) تکرار کنید. توجه کنید چنانچه بخواهید اختلاف فاز را برای هر نقطه روی یک کاغذ مدور بدست آورید باید هر بار مرکز سرواخ روی دیسک را روی این کاغذ منتقل کنید. برای اینکار باید جائیکه کمترین فاصله بین سرواخ روی دیسک و لبه دیسک وجود دارد همانجا را روی کاغذ مدور نشان بگذارید و اختلاف فاز را تعیین کنید.

۳-۲-۴- خواسته های آزمایش :

- ۱- ابتدا فرکانس طبیعی سیستم را (بدون هرگونه دمپر) از راه ایجاد تشدید اندازه بگیرید.
 - ۲- با استفاده از نتایج ثبت شده در مراحل (۵) و (۶) روش آزمایش، منحنی های نمایش اختلاف فاز (ϕ) و ضریب بزرگنمایی دامنه $D.M$ را بر حسب نسبت فرکانس ها ($\frac{\omega}{\omega_n}$) رسم کنید و با منحنی های تئوریک مقایسه کنید.
- چنانچه اشکالاتی در آزمایش مشاهده می شود بیان کنید و هرگونه پیشنهادی که مفید می دانید ارائه دهید.

آزمایش شماره ۴: ارتعاشات پیچشی *Torsional Oscillations*



۱-۴- ارتعاشات آزاد پیچشی

۱-۱-۴- هدف آزمایش :

بررسی و تحقیق در مورد صحت رابطه $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k_t}}$ (پریود نوسان T ، مماس اینرسی I ، ضریب


ارتجاعی پیچشی k_t)

۱-۴-۲- تئوری:

مثال دیگر حرکت نوسانی ساده، ارتعاشات پیچشی محورهای الاستیک توسط روتور (دیسک) می باشد گشتاور لازم برای دوران زاویه ای محور که یک انتهای آن ثابت و انتهای دیگر بوسیله روتور پیچیده می شود، با افزایش زاویه دورانی زیاد می شود با فرض مدل فنری برای محور خواهیم داشت.

گشتاور مقاوم : $-K_t\theta$

گشتاور اینرسی : $I \frac{d^2\theta}{dt^2}$



شکل ۱-۱-۴- ارتعاش پیچشی میله و دیسک

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{k_t}{I}\theta = 0$$

۱-۱-۴

واضح است که حرکت سیستم هارمونیک ساده بوده و داریم که :

جدول ۱-۱-۴ پارامترهای ارتعاش پیچشی

T	پریود نوسان
I	ممان اینرسی جرمی دیسک یا روتور
$k_t = \frac{GJ}{l}$	ضریب ارتجاعی پیچشی
G	مدول یانگ در پیچشی
$J = \frac{\pi d^4}{32}$	ممان قطبی سطح مقطع میله
d	قطر میله


در حالیکه سیستم شامل دو دیسک (روتور) باشد رابطه پریود ارتعاشی آن بصورت زیر در می آید:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_e}{k_t}} \quad ۲-۱-۴$$

که در آن:

$$I_e = \frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2} \quad ۳-۱-۴$$


ممان اینرسی معادل



شکل ۱-۲-۴ اینرسی سیستمی شامل دو جرم

۳-۱-۴- شرح دستگاه:

سیستم پیچشی یا یک روتور، تشکیل شده از یک چرخ طیار سنگین (A) که اینرسی سیستم را تامین می کند و توسط بلبرینگ (B) به قاب (C) متصل شده است. محور (D) که از یک طرف به دیسک (A) متصل شده و از طرف دیگر توسط گیره (E) محکم نگه داشته شده و به قاب (C) وصل می شود. گیره (E) در امتداد پایه پایینی قاب می تواند حرکت کند بدین وسیله طول میله (D) قابل تغییر است در سیستم پیچشی با دو روتور، گیره (E) برداشته شده (سه نظام گیره باز می شود) و انتهای (D) به چرخ طیار (دیسک) دیگر (G) که در یا تاقان (F) قرار می گیرد. وصل می شود در اینصورت طول میله دیگر قابل تغییر نخواهد بود. برای افزایش اینرسی چرخ طیار (A) به آن دو جفت وزنه افزوده می شود.



شکل ۳-۱-۴ دستگاه ارتعاش پیچشی



شکل ۴-۱-۴ چرخ طیار و چگونگی تعیین ممان اینرسی آن

وسایل مورد نیاز:

دو عدد دیسک (دیسک ساده - دیسک بازودار)، دو عدد محور، یک گیره سه نظام دار، خط کش یا متر نواری، کرومومتر، دو جفت وزنه، کولیس.

۴-۱-۴- روش آزمایش:

۱- ابتدا ممان اینرسی دیسک‌ها توسط روشی که در بخش بعد آمده تعیین کنید.
۲- ترکیب پیچشی با یک روتور را مطابق شکل (۴-۱-۱) با چرخ طیار (A) ترتیب دهید (با دیسک ساده)
۳- بازای طول‌های مختلف محور پریود نوسانات، حداقل با ۶ طول برای ۲۰-۱۵ نوسان اندازه‌گیری نمایید.

۴- ترکیب پیچشی با دوروتور را مطابق شکل (۴-۱-۲) با یکی از محورهای ترتیب دهید.
۵- پریود نوسانات را یکبار برای حالتی که به چرخ طیار (G) هیچگونه وزنه‌ای افزوده نشده و بار دوم برای یک جفت وزنه و بار سوم برای یک جفت وزنه بزرگتر بدست آورید.

۴-۱-۵ خواسته‌های آزمایش:

۱- با استفاده از مرحله (۳) روش آزمایش و جدول مربوطه منحنی نمایش T^2 بر حسب طول میله l را رسم کرده و از روی شیب منحنی مقدار G را بدست آورده با مقدار تئوری مقایسه کنید.

(مدول یانگ را برای پیچش محورها برابر $12 \times 10^6 \text{ lbf/in}^2$ در نظر بگیرید)

۲- نتایج حاصل از مرحله (۵) روش آزمایش را (پریود نوسانات) برای سه حالت انجام شده با نتایج حاصل از تئوری مقایسه کنید.

۳- چه روش‌های دیگری برای محاسبه ممان اینرسی جرمی دیسک‌ها وجود دارد.

۴-۱-۵- ضمیمه آزمایش:

۴-۱-۵-۱ هدف: تعیین ممان اینرسی یک روتور

۴-۱-۵-۲ مقدمه:

ممان اینرسی یک روتور و با یک دیسک که در تعیین ممانهای وارد به آن دخالت می‌کند ممکن است از راه‌های مختلف بدست آید. یک روش متداول برای تعیین آن در زیر آمده است.

۴-۱-۵-۳ روش آزمایش:

۱- چرخ طیار یا دیسک را در بخش بیرونی قاب (C) قرار داده و توجه کنید که روی هر دیسک یک پین برای آویزان کردن وزنه تعبیه شده است.

۲- یکسرخ نخ را حلقه کرده و روی پین روتور قرار دهید و سپس نخ را دور دیسک ببیچانید و وزنه را به آن آویزان کنید.

۳- طول نخ را چنان تنظیم کنید که در صورت رها کردن وزنه، در لحظه رسیدن وزنه به زمین نخ از پین روی دیسک جدا شود.

۴- ارتفاعی را که وزنه از آن ارتفاع رها شده و بزمین میرسد دقیقاً اندازه‌گیری کنید.

۵- وزنه را روی زمین گذاشته در حالیکه نخ کاملاً کشیده شده است دیسک را دوران دهید تا وزنه دقیقاً ارتفاع (h) را ببیماید و در این حالت تعداد دوری را که نخ دور دیسک می‌پیچد را تعیین کنید. (n_1)

۶- وزنه را از ارتفاع (h) و از حالت سکون رها کرده و کمیت‌های زیر را اندازه‌گیری کنید.

الف : زمانی که وزنه ارتفاع h را می پیماید تا به زمین برسد (t_1)
 ب : تعداد دوری که چرخ طیار (n) از زمان شروع حرکت تا حالت سکون طی می کند دقیقاً شمارش شود. ($n = n_1 + n_2$)
 ۷- با استفاده از روابط زیر میتوان ممان اینرسی چرخ طیار را تعیین کرد.
 در طی زمان سقوط وزنه:

$$-T_f n_1 (2\pi) = \frac{1}{2} m (V^2 - 0) + mg(0 - h) + \frac{1}{2} I (\omega^2 - 0) \quad ۴-۱-۴$$

از زمان سقوط وزنه تا ایستادن چرخ طیار:

$$-T_f n_2 (2\pi) = \frac{1}{2} I (0 - \omega^2) \quad ۵-۱-۴$$

$$mgh = \frac{1}{2} m V^2 + I \omega^2 \frac{n_1 + n_2}{n_2} \quad ۶-۱-۴$$

در فرمول فوق داریم :

جرم وزنه آویزان شده : $m (kg)$ ارتفاع سقوط وزنه : $h (m)$

ماکزیم سرعت وزنه (هنگام برخورد بر زمین) : $V (\frac{m}{sec})$

ماکزیم سرعت زاویه ای چرخ طیار (هنگام برخورد بر زمین) : $\omega (\frac{rad}{s})$

تورک مقاوم بخاطر اصطکاک در یاتاقان دیسک : $T_f (N.m)$

تعداد دور لازم برای آنکه دیسک بچرخد و وزنه از زمین تا نقطه شروع سقوط وزنه بالا آید: $n_1 (rev)$

تعداد دوری که دیسک میچرخد از زمان برخورد وزنه زمین تا لحظه ایستادن : $n_2 (rev)$

تعداد کل دوری که دیسک از زمان شروع تا لحظه ایستادن میزند : $n (rev)$

شعاع موثر دیسک : $r (m)$

$$\frac{h}{t_1} = \frac{0+V}{2} \longrightarrow V = \frac{2h}{t_1}, \quad \omega = \frac{V}{r}, \quad n_2 = n - n_1 \quad ۷-۱-۴$$

تذکر:

برای تعیین ممان اینرسی چرخ طیار (G) بازودار همراه با وزنه ها بایستی ابتدا وزنه ها را باز کنید و پارامترهای لازم برای تعیین ممان اینرسی خود چرخ طیار (بدون وزنه) را اندازه بگیرید و با استفاده از فرمول های فوق مقدار آنرا بدست آورید. سپس ممان اینرسی وزنه ها را حساب کرده و با استفاده از فرمول انتقال محورها، ممان اینرسی چرخ طیار همراه با وزنه ها را حساب کنید.

$$I = \bar{I} + Md^2$$

۸-۱-۴

وزن وزنه دوم (هر کدام) = $۳۲۵۰ gr$ وزن وزنه اول (هر کدام) = $۱۸۵۰ gr$

d = فاصله مرکز وزنه تا مرکز دیسک اندازه گیری شود.

۲-۴- ارتعاشات آزاد پیچشی با استهلاک ویسکوزی :

۱-۲-۴- هدف:

تعیین ضریب استهلاک یک مستهلک کننده در یک سیستم پیچشی

۲-۲-۴- تنوری:

یک سیستم ساده ارتعاش پیچشی مستهلک شونده، مطابق شکل زیر را در نظر می گیریم.



معادله حرکت دیفرانسیلی سیستم بصورت زیر است :

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} + C_t \frac{d\theta}{dt} + K_t\theta = 0 \quad 1-2-4$$

$$\ddot{\theta} + a\dot{\theta} + b\theta = 0 \quad 2-2-4$$

$$a = \frac{C_t}{I} , \quad b = \frac{K_t}{I}$$

در رابطه فوق داریم که:

در اینصورت می توان مقدار C_t (ضریب استهلاک معادل سیستم) را با استفاده از

کاهش لگاریتمی (*Logarithmic Decrement*) تعیین کرد. روغن C_t

$$\frac{a}{2} t_p = L \left(\frac{y_1}{y_2} \right) = \delta \quad 3-2-4$$

شکل ۱-۲-۴ سیستم ارتعاش پیچشی ویسکوز

در رابطه (۳-۲-۴) داریم که :

جدول ۱-۲-۴ مشخصات سیستم پیچشی

$J = \frac{\pi d^4}{32}$	ممان قطبی سطح مقطع میله
I	ممان اینرسی فلایویل مخروطی
c_t	ضریب استهلاک معادل سیستم
k_t	ضریب ارتجاعی پیچشی میله
G	مدول ینانگ در پیچش
l	طول موثر میله
θ	تغییر مکان زاویه ای از موقعیت تعادل
f_n	فرکانس طبیعی سیستم معادل
t_p	پریود نوسانی سیستم معادل
y_1/y_2	نسبت دو دامنه متناوب
δ	کاهش لگاریتمی

۴-۲-۳- شرح دستگاه :

دستگاه آزمایش در شکل (۴-۲-۱) و (۴-۲-۲) نشان داده شده است. سیستم ارتعاش کننده تشکیل شده است از یک فلاویویل مخروطی سنگین (A) که بوسیله محور (B) و گیره (C) به قاب (D) وصل شده است یک ظرف شفاف محتوی روغن (مستهلك کننده) (E) دقیقاً زیر چرخ طیار نصب شده است و بوسیله پیچ تنظیم های (F) می توان آن را (E) بالا و پائین برد و بدین وسیله مقدار استهلاک را تغییر داد. راهنمای (G) از حرکت جا بجائی چرخ طیار جلوگیری می کند. در قسمت بالائی چرخ طیار مخروطی یک استوانه تعبیه شده است که می توان دور آن کاغذ پیچید و توسط سیستم (ثابت منحنی نمایش را روی کاغذ ثبت کرد) ثابت (K) چنان طراحی شده است که حکم ثبت کننده دارد و با سرعت آهسته ای ارتفاع استوانه (H) را (بالا به پایین) طی می کند. بر روی چرخ طیار نوارهای سفید رنگی کشیده شده است که برای سنجش مقدار فرو رفتن مخروط چرخ طیار در روغن بکار می روند. شکل (۴-۲-۳)

وسایل مورد نیاز:

قاب اصلی - کرومومتر - کولیس - خط کش

۴-۲-۴- روش آزمایش :

تذکر مهم : موقع پایین آوردن ظرف روغن مواظب باشید که مغزی (میله رزوه شده) از زیر ظرف روغن باز نشود و ظرف روغن همواره بین حلقه شکل قرار گیرد.

۱- ابتدا سیستم را بصورت آزاد (بدون استهلاک) به نوسان در آورده و توسط کرومومتر پریود نوسان را اندازه گیری نمائید و مقدار ممان اینرسی چرخ طیار مخروطی را تعیین کنید. (مدول یانگ در پیشش برای محور $G = 12 \times 10^6 \text{ lbf/in}^2$ در نظر گرفته شود)



شکل ۴-۲-۲ سیستم ارتعاش پیچشی ویسکوز

۲- بوسیله مهره تنظیم (F) طرف روغن استوانه ای (E) را آنقدر بالا ببرید تا مخروط چرخ طیار تا اولین نوار سفید رنگ به داخل روغن فرو رود.

۳- سیستم ثابت را برای ثبت منحنی ارتعاشی آماده کنید. (قلم را در بالا نگه دارید)

۴- سیستم را در این حالت به نوسان در آورده و منحنی ارتعاشی آن را ثبت کنید. در عین حال پریود نوسان (t_p) را نیز اندازه گیری کنید.

۵- مراحل (۲) تا (۴) را برای دومین، سومین، ... و آخرین نوار سفید رنگ تکرار کنید.

۴-۲-۵- خواسته های آزمایش :
 ۶- برای طول مشخصی از کاغذ تثبیت کننده زمان سقوط قلم ثبت کننده را اندازه بگیرید.

- ۱- با استفاده از منحنی های ارتعاشی و اندازه گیری های انجام شده برای هر حالت مقادیر C_t را بدست آورده و جدولی تنظیم کنید که ستون اول آن (سطح قسمت دیسک مخروطی فرو رفته در روغن) (A) و ستون دوم آن (شعاع متوسط قسمت مخروطی) (r_m) و ستون سوم آن $A \cdot r_m$ و ستون چهارم آن C_t باشد.
- ۲- منحنی نمایش C_t را بر حسب $A \cdot r_m$ رسم کنید. (r_m همیشه نصف مقدار r است)
- ۳- نشان دهید که برای تورک مقاوم بخاطر استهلاک روغن در هر حالت رابطه تشابهی زیر برقرار است.

$$4-2-4 \quad T_d \propto f(\mu, \alpha, h^3, \theta)$$

ضریب ویسکوزینه روغن : μ نصف زاویه راس مخروط : α

ارتفاع مخروط در هر حالت : h


ضمناً از شکل زیر استفاده کنید.

۴- منحنی C_t را بر حسب h^3 رسم کنید.

۵- بر روی نتایج بدست آمده و منحنی ها بحث کنید.

۶- آیا می توان از روی منحنی های ارتعاشی رسم شده پیروید ارتعاشات را بدست آورد؟


۷- آیا راه بهتری برای ثبت منحنی نمایش ارتعاشی وجود دارد بنظر شما کدام است؟



شکل ۴-۲-۳ چگونگی تعیین مقدار فرورفتگی در روغن

آزمایش شماره ۵ : ارتعاشات عرضی تیرها

Transverse Vibration of a Beam



۵-۱-۱-۵- فرکانس طبیعی یک تیر یا چندین جرم :

۵-۱-۱-۵- هدف:

تحقیق در مورد رابطه دانکرلی (Dumkerley's Rule)

۵-۱-۲- تئوری:

فرکانس طبیعی یک تیر همراه چندین جرم که ارتعاش عرضی انجام می دهد همانند فرکانس بحرانی یک شافت. با چندین روتور (دیسک) با همان ضریب ارتجاعی است. البته بایستی فرض شود که روتورها (دیسک) دارای ابعاد کوچکی هستند در غیر اینصورت اثرات ژيروسکوپیک وجود خواهد داشت برای حالت ساده ای که تنها یک جرم بر روی تیر قرار گیرد فرکانس طبیعی از رابطه های موجود برای سیستم جرم و فنر قابل محاسبه است. ولی موقعی که دو جرم و بیش از آن بر روی تیر در نقاط مختلف قرار گیرد روش های دیگری از آن جمله (روش دانکرلی) با ید بکار گرفته شود. هرگاه تیری شامل دو جرم M_1 و M_2 در نقاط مختلف باشند فرکانس طبیعی آنرا می توان از رابطه زیر بدست آورد.

$$\frac{1}{f^2} = \frac{1}{f_b^2} + \frac{1}{f_1^2} + \frac{1}{f_2^2} \quad ۱-۱-۵$$

فرکانس طبیعی سیستم : f فرکانس طبیعی تیر تنها : f_b

فرکانس طبیعی تیر بدون وزن با جرم M_1 : f_1 , فرکانس طبیعی تیر بدون وزن با جرم M_2 : f_2
هرگاه تنها جرم در وسط تیر اضافه شود رابطه زیر برقرار است.


$$\frac{1}{f^2} = \frac{1}{f_b^2} + \frac{1}{f_2^2} \quad ۲-۱-۵$$

۵-۱-۳- دستگاه آزمایش و روش آزمایش:

تیر E_6 را به کمک تکیه گاه های D_1 و E_1 نصب شده است تکیه گاه های D_1 و E_1 هر کدام دارای دو بلبرینگ می باشند که امکان دوران تیر E_6 حول تکیه گاه ها در جهت بالا و پایین رفتن را می دهند. تیر در تکیه گاه E_1 می تواند حرکت افقی نیز انجام دهد. موتور E_{11} در وسط تیر با پیچ محکم شده است. کابل موتور را به دستگاه کنترل سرعت وصل نمائید. توسط این دستگاه می توانید نیرویی با فرکانس های مختلف اعمال کنید. با گرداندن دکمه دستگاه کنترل سرعت در جهت عقربه های ساعت سرعت چرخش موتور افزایش یافته و نیروی چرخش غیر بالانس تولید شده توسط دیسک های غیر بالانس زیاد می شود بهمان نسبت که سرعت زیاد می شود تیر شروع به نوسانات عرضی می نماید و دامنه نوسانات تولید شده زیاد می شود تا اینکه به اولین قله در اولین فرکانس می رسد. وزنه های مختلف را از وسط تیر زیر موتور (دو تادوتا) قرار دهید. سرعت را چنان تنظیم کنید که ارتعاش تیر بحالت تشدید برسد. فرکانس تشدید و یا فرکانس طبیعی سیستم (چرا؟) را یادداشت کنید. برای پیدا کردن مقدار دقیق سرعت بحرانی، لازم است دکمه دستگاه کنترل سرعت را به آهستگی تغییر داده و دامنه نوسان را مشاهده کرد و در جائیکه دامنه و صدای حاصله به بیشترین مقدارش رسیده است خوانده شود این آزمایش را برای وزنه های مختلف و حداقل ۶ بار تکرار کنید (ابتدا بدون وزنه و سپس دو وزنه اضافی بعد از آن چهار وزنه اضافی و پس از آن شش وزنه اضافی و الی آخر)

جدول ۱-۱-۵ مشخصات تیر

جرم تیر	جرم تیر+جرم موتور+جرم آویز	h	b	l	E
۲/۰۵ kg	۴/۴ kg	۱/۲۷ cm	۲/۵۴ cm	۷۸/۵ cm	$۲/۱۰۹ \times ۱۰^۶$



شکل ۱-۱-۵ سیستم ارتعاش عرضی تیر

۴-۱-۵- خواسته های آزمایش:

- ۱- منحنی $\frac{1}{f^2}$ را بر حسب جرم روی تیر رسم کنید.
- ۲- از روی منحنی فوق فرکانس طبیعی تیر را بدون هر گونه جرم اضافه بدست آورید.
- ۳- فرکانس طبیعی تیر را با فرکانس طبیعی تیر که از فرمول $\frac{1}{f_b^2} = \frac{\pi^2}{2} \sqrt{\frac{EI}{m_0 l^3}}$ بدست می آید و مقایسه کنید. جرم تیر: m_0

۵-۲-۲- جذب ارتعاشات بدون مستهلک کننده ویسکوزی :

۵-۲-۱- هدف :

بررسی اثر جذب ارتعاشات روی یک سیستم (تیر) شامل جرم و فنر

۵-۲-۲- تئوری :

چون ارتعاشات در بسیاری از جاها برای سیستم ها مطلوب نیست. لذا می توان در مواردی با اضافه نمودن یک سیستم فرعی ارتعاشی به سیستم اصلی از ارتعاشات زیاد آن کاست این سیستم فرعی می تواند جرم - فنر و یا پاندول باشد. در حقیقت افزودن سیستم فرعی سبب می شود که سیستم درجات آزادی بیشتر شود و دامنه فرکانسی که در آن محدوده سیستم ارتعاشاتش خطرناک است به عقب و یا به جلو اندازد. تئوری بیشتر آن را می توانید در قسمت های دیگر این دستور کار و یا در کتاب های ارتعاشات پیدا کنید. فرمول زیر در این حالت برقرار است.

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3EI}{ml^3}} \quad ۵-۲-۱$$

که در آن:

فرکانس طبیعی سیستم فرعی (تیر و موتورتنها) : f

جرم هر کدام از جرم های سیستم فرعی : m مدول یانگ تیر فنری سیستم فرعی : E

ممان اینرسی سیستم فرعی : I فاصله هر کدام از جرم ها از وسط تیر فنری : l

۵-۲-۳- شرح دستگاه و روش آزمایش:

این آزمایش در جذب ارتعاشی یک تیر یک سر در گیر استفاده می شود. در قسمت پائین موتور، دو جرم مساوی را بیک تیر فنری وصل کرده و بدین ترتیب برای هر فرکانس از موتور (نیروی اعمالی بر روی تیر اصلی) می توان جرم مناسبی انتخاب کرد تا ارتعاش سیستم اصلی از بین برود. برای انجام این آزمایش، تیر اصلی را تحت فرکانسی که موجب تشدید شده است قرار دهید و سپس دو جرم سیستم فرعی را آنقدر بطور همزمان و متقارن جابجا کنید تا تقریباً ارتعاش سیستم اصلی از بین برود (۹۵٪ ارتعاش را بگیرد) در این صورت فاصله دو جرم سیستم فرعی را اندازه گیری کنید. شکل ۵-۱-۱ طرز قرار گرفتن سیستم فرعی روی تیر را نشان می دهد.

۵-۲-۴- خواسته های آزمایش:

۱- مقدار f را از روی فرمول (۵-۲-۱) بدست آورید و با آنچه از راه آزمایش بدست آمده است مقایسه کنید.

۲- به چه علت در حالیکه ارتعاش سیستم اصلی (تیر و موتور) در اولین مود توسط سیستم فرعی (دو جرم و تیر فنری زیر سیستم اصلی) گرفته می شود فرکانس طبیعی آن دو یکی می شوند.

۳- یکی از موارد کاربرد عملی جذب ارتعاشات را در صنعت ذکر کنید.

۵-۳- ارتعاشات عرضی تیر همراه با مستهلک کننده ویسکوزی :

۵-۳-۱- هدف :

بررسی اثر مستهلک کننده ویسکوزی روی ارتعاشات عرضی و پیدا کردن دامنه و اختلاف فاز ارتعاش حاصل

۵-۳-۲- تئوری :

نیروی غیر بالانس حاصل از چرخش دیسک غیر بالانس موتور سبب ارتعاش عرضی تیر می شود که در این حالت مستهلک کننده ویسکوزی تیر روی تیر تعبیه شده است و تیر در اثر اعمال نیروی اجباری شروع به ارتعاش می کند. و می دانیم بعد از مدتی اگر نیروی اجباری از نظر مقدار ثابت باشد حرکت تیر پایدار می شود و در این صورت ارتعاش عرضی تیر تحت فرکانس نیروی اجباری بوده منتها با آن مقداری اختلاف فاز دارد. رابطه های ریاضی این قسمت را می توان در قسمت های دیگر و یا کتاب های ارتعاشات پیدا کرد.

۵-۳-۳ شرح دستگاه و روش آزمایش :

در این قسمت مستهلک کننده (D_2) را توسط پیچهای مربوط به پایه (E_2) نصب کرده و اتصال دهنده (E_5) را با میکرومتر در تماس نزدیک قرار دهید تا مدار استروبوسکوپ (*Stroboscope*) کامل گردد. خط زمین استروبوسکوپ از طریق قاب اصلی و اتصال دهنده (E_5) قطع گردیده است. درحالتیکه تیر هیچگونه ارتعاشی ندارد میکرومتر را آنقدر بچرخانید تا تماس برقرار شود و در این صورت استروبوسکوپ در اثر بستن خط زمین اش تخلیه الکتریکی می شود و در همین لحظه میکرومتر را بخوانید و اندازه مربوطه را یادداشت کنید. این اندازه مبنای اندازه گیره های بعدی خواهد بود. سپس میکرومتر را پایین بیاورید. آنگاه با چرخش دکمه دستگاه کنترل سرعت تیر را به ارتعاش در آورید. موقعیکه کاملاً ارتعاش تیر پایدار شد، مجدداً میکرومتر را بالا ببرید تا تماس برقرار شود. عدد روی میکرومتر را مجدداً بخوانید. اختلاف این عدد و عدد قبلی همواره مقدار دامنه ارتعاش را نشان می دهد. برای اندازه گیری اختلاف فاز استروبوسکوپ را بالا ببرید و روی صفحه دیسک (E_{11}) نورش را بیاندازید و درجه ای که روبروی علامت وجود دارد بخوانید از روی این عدد می توانید با ($\pm 90^\circ$) اختلاف فاز حرکت ارتعاشی را بدست آورید. مراحل فوق را با اعمال فرکانس های مختلف تکرار کنید حداقل ۶-۷ فرکانس باشد (بهتر است برای سه الی چهار فرکانس زیر فرکانس بحرانی و سه الی فرکانس بالای فرکانس سیستم عمل شود).

آزمایش را برای سه حالت کلی انجام دهید.


۱- بدون هر گونه مستهلک کننده ویسکوزی

۲- با مستهلک کننده کم (سوراخ های صفحات ویسکوز روبروی هم باشند).

۳- با مستهلک کننده زیاد (سوراخ های صفحات ویسکوز روبروی هم نباشند).

۴-۳-۵- خواسته های آزمایش :

- ۱- منحنی های دامنه و اختلاف فاز را برای سه حالت کلی روی یک دستگاه مختصات رسم کنید.
- ۲- منحنی های فوق را با منحنی های تئوریک مقایسه کنید و اگر اختلافی وجود دارد دلیل آنرا ذکر نمائید.




شکل ۴-۳-۵ نمودار فاز و دامنه بر حسب فرکانس

آزمایش شماره ۶ : ارتعاشات پیچشی

۱-۶- اهداف آموزشی

تئوری ارتعاشات مبحثی پیچیده است که نیاز به معلومات پایه‌ای ریاضیات و فیزیک دارد. با این وجود، فهم پایه‌ای این موضوع یک بخش لازم برای حرفه‌های فنی است. انجام آزمایش‌های واقعی شیوه‌ی بسیار مناسبی برای کمک به دانشجویان جهت آشنایی با این شاخه از فیزیک است. دستگاه ارتعاش پیچشی TM140 برای این منظور طراحی شده که حوزه وسیعی از مباحث مربوط به ارتعاشات پیچشی را در برمی‌گیرد. این آزمایش‌ها شامل موارد زیر است

- تعیین سختی پیچشی
- تعیین ممان اینرسی جرمی
- بررسی ارتعاشات پیچشی آزاد و اجباری
- بررسی ارتعاشات پیچشی میرا شده
- مطالعه پدیده تشدید
- مطالعه ارتعاشات پیچشی سیستم چند جرمی



Torsional vibration at a crankshaft


دامنه ارتعاشات توسط حسگر سنجش زاویه اندازه‌گیری شده و به صورت سیگنال الکتریکی در اسیلوسکوپ یا کامپیوتر نمایش داده می‌شود.

هر بخش از آزمایش‌های موجود در این دستورالعمل با یک تئوری مقدماتی شروع می‌شود که موارد مهم از موضوع مورد نظر مانند معادله حرکت، فرکانس طبیعی، نسبت میرایی، تشدید، شکل مود و غیره را دربر می‌گیرد که با روش تجربی صحت سنجی می‌شوند. این موضوع ارتباط بین تئوری و تجربه را فراهم می‌کند که برای فهم دقیق این شاخه پیچیده مورد نیاز است.

شکل ۱-۶ فاز بر حسب فرکانس

۲-۶- تشریح جزئیات فنی دستگاه


دستگاه شکل ۲-۶ شامل پایه آلومینیمی (۱۱)، لوازم جانبی و واحد کنترل (۱۰) است. به پایه دستگاه کفشک‌های لاستیکی وصل شده است که از انتقال ارتعاش به میز کار جلوگیری می‌کنند. لوازم جانبی را در هر موقعیتی از دستگاه می‌توانید قرار دهید. یکی از اجزای مرکزی دستگاه، میله پیچشی (۴) است. این میله روی یاتاقانهای (۲) نصب شده است.



شکل ۲-۶ دستگاه آزمایش

این دستگاه شامل محرک‌های چرخشی (۸) است که روی بلبرینگ نصب شده و توسط سه نظام میله پیچشی را نگه می‌دارد. دیسکهایی با اینرسی متفاوت (۵) و (۳)، قرقره ریسمان، دمپر (۹) و واحد تحریک (۶) می‌توانند به محرک‌های چرخشی متصل شوند.

حسگر سنجش زاویه (۷) متصل شده به یاتاقانها اجازه اندازه‌گیری زاویه چرخش را می‌دهد. این حسگرها به صورت یک پتانسیومتر عمل می‌کنند که از طریق چرخ (۱۴) چرخش محرکها را اندازه می‌گیرند. شکل ۳-۶




Bearing unit (2)


شکل ۳-۶ بلبرینگ‌های قسمت دوم

پتانسیومترها به واحد کنترل (۱۰) متصل می‌شوند تا سیگنالها را اندازه‌گیری کنند.

واحد تحریک (۶) شامل موتور سرعت متغیر (۲۳)، سیستم کاهش دور (۲۴) و لنگ (۲۰) با کورس 10mm است. میله پیچشی توسط میله رابطه (۲۱) و اهرم محرک (۲۲) تحریک می‌شود. با تغییر طول بازوی میله رابط (۶۰، ۸۰ و ۱۰۰mm) می‌توان دامنه تحریک را تنظیم کرد. فرکانس تحریک با سوئیچ (۱۶) از ۰ تا ۲۰ Hz روی واحد کنترل قابل تنظیم است و مقدار آن نیز به صورت دیجیتال (۱۷) نمایش داده می‌شود. سوئیچ (۱۹) برای روشن و خاموش کردن دستگاه تحریک می‌باشد.



واحد میرا کننده (۹) شامل یک پمپ چرخنده ای با مقاومت در مقابل برگشت جریان روغن می باشد. پمپ با روغن سیلیکونی با غلظت بالا پر شده است. اثرات میرایی مستقل از جهت چرخش بوده و محدودیتی برای زاویه چرخش ندارد.



۳-۶- دستورالعمل های راه اندازی

۳-۶-۱- هشدارهای ایمنی

پیش از راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های آزمایش را با دقت بخوانید. پیش از انجام آزمایش، دانشجویان باید با روش کار و موارد ایمنی آشنا شده باشند.



خطر
از قسمتهای چرخان دوری کنید. هنگام کار، مکانیزم تحریک آن را لمس نکنید.



خطر برق گرفتگی
قبل از باز کردن واحد کنترل، برق آن را قطع کنید. تنها افراد مجاز می توانند واحد کنترل را باز کرده و روی سیستم الکتریکی آن کار کنند.



خطر شکستگی
در حالت تشدید، افزایش دامنه می تواند منجر به شکستن شافت و خرابی قطعات شود. سعی کنید با کمترین دامنه تحریک ممکن کار کنید. در حالت تشدید به دقت به دستگاه نگاه کنید و در صورت وقوع شکستگی آن را خاموش کنید.



توجه

قبل از انجام آزمایش، از محکم بودن تمام قطعات و پیچ ها، به ویژه سه نظام ها مطمئن شوید.


توجه

هنگام کار کردن دستگاه، محل آزمایش را ترک نکنید.

۶-۳-۲- نکات مورد توجه در بستن دستگاه


۶-۳-۱-۲- بستن پایه یاتاقانها

- پایه یاتاقانها روی بستر دستگاه توسط اهرمهای شماره (۱) بسته می شوند. شکل ۴-۶
- پیچ (۱) را به مهره واقع در شیار بستر دستگاه (۲) ببندید.
- دیسک (۶)، واحد تحریک یا دمپر به طور مستقیم توسط سه پیچ M۵ (۷) به پایه یاتاقانها بسته می شوند. همچنین ترکیبی از دیسکها را می توان استفاده کرد. اتصال میله پیچشی (۹) توسط سه نظام (۸) انجام می گیرد.



شکل ۴-۶ بلبرینگ ها

۶-۳-۲-۲- بستن واحد تحریک




- اهرم محرک (۱) را با سه پیچ M۵ (۲) به فلنچ محرک (۳) پایه یاتاقان ببندید.
- واحد تحریک (۴) را روی بستر دستگاه در موقعیت مناسب قرار دهید.
- پیچهای پایه (۵) را داخل پایه قرار داده ولی آنها را سفت نکنید.
- میله رابط (۶) با پیچ (۷) به لنگ و اهرم محرک وصل کنید. در صورت نیاز واحد تحریک را تنظیم کنید. انتخاب نقطه لولا (۸) روی اهرم محرک سه دامنه تحریک مختلف را به صورت زیر به دست می دهد:


$$\alpha_0 = 2/4^\circ \quad :60\text{mm}$$

$$\alpha_0 = 1/8^\circ \quad :80\text{mm}$$

$$\alpha_0 = 1/4^\circ \quad :100\text{mm}$$




- پیچهای پایه (۵) را محکم کنید.
- واحد تحریک را به دستگاه کنترل وصل کنید.
- کلید تنظیم فرکانس (۱۰) را روی صفر قرار دهید. شکل ۵-۶
- واحد تحریک (۱۱) را روشن کنید.
- اگر با این آزمایش آشنا نیستید، بهتر است با دامنه های کوچک شروع کنید.




شکل ۵-۶ واحد تحریک

۳-۲-۳-۶- بستن دمپر




- دمپر (۱) را با سه پیچ M۵ (۲) به فلنچ (۳) وصل کنید
- صفحه نگهدارنده (۴) را روی بستر دستگاه قرار دهید و پیچ‌ها را در محل خودشان بگذارید ولی آنها را سفت نکنید. شکل ۶-۶
- پایه نگهدارنده (۶) را با پیچ (۷) به دمپر و صفحه نگهدارنده (۴) متصل کنید. پایه دمپر باید آزاد باشد، در صورت نیاز آن را تنظیم کنید تا هیچ تنش ناخواسته‌ای به دمپر وارد نشود.
- صفحه و پایه نگهدارنده را محکم کنید.
- مقدار مناسب میرایی را با تنظیم پیچ (۸) انتخاب کنید.



شکل ۶-۶ دمپر و نحوه ی بستن آن


۳-۳-۶- اندازه گیری دامنه و فاز

دامنه ارتعاشات بوسیله حسگرهای سنجش زاویه اندازه‌گیری می‌شوند. این حسگرها (۱) بر روی پایه یاتاقان‌ها نصب شده و مقدار چرخش محرک‌ها را توسط یک چرخ اصطکاکی اندازه‌گیری می‌کنند. حسگرها از واحد کنترل (۲) تغذیه می‌شوند.




شکل ۶-۷ سیستم کنترل دستگاه

- حسگرها محدودیت زاویه چرخش ندارند. زاویه چرخش مکانیکی 360° و زاویه چرخش الکتریکی 345° است.



Correct signal



Angle measurement range exceeded, recalibrate zero


- اندازه حساسیت حسگرها $0.3 V/^\circ$ است.
- دستگاه اندازه گیری به خروجی های (۴) وصل می شوند.

- دستگاه اندازه گیری بایستی حداقل یک امپدانس ورودی $1M\Omega$ داشته باشد.

استفاده از یک اسیلوسکوپ با محدوده فرکانس $(4Hz \leq f \leq 20Hz)$ مناسب است. شکل ۶-۷

همچنین از یک ولت متر AC می توان استفاده کرد. در هر صورت این ولت متر باید دارای ثابت زمانی بزرگی باشد تا بتوان فرکانسهای پایین ($f \leq 4Hz$) را بخواند.

شکل ۶-۸ نمایه صحیح و غلط سیگنال نمایشی



سیگنال خروجی حسگرها قبل از اندازه گیری باید صفر شود تا از حداکثر اندازه گیری اطمینان پیدا کنیم.

- برای انجام این کار، حسگر (۱) را بلند کرده و چرخ اصطکاکی (۶) را توسط دست بچرخانید تا سیگنال خروجی صفر شود.

- گذشتن از محدوده زاویه اندازه گیری باعث ایجاد سیگنال خروجی غلط می شود. در این حالت حسگر باید دوباره تنظیم شود. شکل ۶-۸

تغییر دامنه، فرکانس، بهره و انتقال فاز را می توان در اسیلوسکوپ یا مانیتور خواند. دامنه ارتعاش از مقدار تغییر قله به قله به دست می آید:

$$\hat{\phi} = \frac{\phi_{pp}}{2}$$

فرکانس را از پریود T می توان محاسبه کرد، فاصله T را تقاطع دو نقطه متناظر با محور افقی به دست می آید:


$$f = \frac{1}{T}$$

ضریب بهره به صورت نسبت متغیر خروجی به ورودی تعریف می شود.

$$V = \frac{\hat{\phi}_{out}}{\hat{\phi}_{in}}$$

انتقال (شیفت) فاز، نسبت اختلاف زمانی بین نقاط صفر دو سیگنال است که دارای فرکانس و پریود برابر هستند: شکل ۹-۶

$$\psi = \frac{\Delta T}{T} 2\pi$$



شکل ۹-۶ سیگنال خروجی و مشخصات آن

آزمایش ۱-۶- تعیین سختی پیچشی


۱-۱-۶ اصول مقدماتی

سختی پیچشی یکی از پارامترهای مهم در ارتعاشات می باشد. این آزمایش برای تعیین سختی پیچشی یک میله و مقایسه آن با نتایج تئوری طراحی شده است. زاویه پیچشی یک میله گرد عبارت است از:

$$\phi = \frac{M_d L}{G I_p}$$

۱-۶

که در آن



جدول ۱-۶ پارامترهای فرمول ۱-۶


$M = f.r$	گشتاور
G	مدول برشی
$I_p = \frac{D^4 \pi}{32}$	ممان سطح قطبی
L	طول میله

بنابراین سختی عبارت است از:

$$c_{\phi} = \frac{M_d}{\phi} = \frac{GI_p}{L} = \frac{GD^4\pi}{32L}$$

۲-۶

۲-۱-۶ تنظیم دستگاه



شکل ۱۰-۶ تنظیم کردن دستگاه

۱- تکیه گاه (۱) مطابق شکل ۱۰-۶ در انتهای سمت چپ بستر دستگاه بسته شود.

۲- دیسک بزرگ (۲) را با پیچ های مربوطه به فلنج ببندید. توجه داشته باشید که قسمت مدرج مقابل شاخص قرار گیرد.

۳- تکیه گاه (۳) را با فاصله ۱۰۰۰mm بین دو سه نظام در سمت راست ببندید.

۴- میله (۴) را درون سه نظام قرار داده و سه نظام سمت راست را محکم نمایید.



۵- دیسک کوچک (۵) و بازوی محرک (۶) را به فلنج سمت راست مطابق شکل مقابل ببندید.

۶- واحد تحریک (۷) را در انتهای سمت راست بستر قرار دهید. لنگ و بازوی محرک (۶) را توسط میله رابط به هم متصل نمایید. واحد تحریک را در جای خود محکم کنید. این کار باعث گیردار شدن انتهای سمت راست میله می شود و در طی آزمایش موتور محرک خاموش است.

۷- ساچمه انتهای ریسمان (۱۱) در شیار دیسک بزرگ (۲) قرار دهید و ریسمان (۹) را در شیار دیسک بپیچید.

۸- دیسک بزرگ را طوری بچرخانید که علام شاخص مقابل عدد صفر ری دیسک قرار گیرد و سه نظام سمت چپ را محکم نمایید.

۹- قلاب وزنه (۱۰) را به انتهای دیگر ریسمان بیاویزید.



۳-۱-۶ انجام آزمایش

- ۱- سه نظام ها را چک کنید که کاملاً محکم شده باشند تا میله داخل آنها حرکت نکند.
- ۲- وزنه ها را از ۵N تا ۲۰N به قلاب آویزان کنید.
- ۳- هر بار زاویه انحراف را خوانده و جدول ۲-۶ را تکمیل نمایید.

جدول ۲-۶ نتایج حاصل از آزمایش

r = 110 mm, D = 6 mm, G=76000			
Force in N	Angle ϕ in $^\circ$	Angle ϕ in rad	Rigidity ϕ in N mm/rad
5			
10			
16			
20			

- ۴- مقدار سختی را از رابطه تئوری محاسبه کرده و با نتیجه آزمایش مقایسه نمایید. دلیل اختلاف بین مقدار آزمایش و تئوری چیست؟
- ۵- نمودار نیرو بر حسب زاویه پیچشی را رسم نمایید. شیب نمودار بیانگر چیست؟ آیا رابطه خطی بین نیرو و پیچش برقرار است؟


۲-۶ تعیین ممان اینرسی جرمی دیسک

۱-۲-۶ اصول مقدماتی

یکی دیگر از پارامترهای مهم در ارتعاشات پیچشی یک سیستم، ممان اینرسی جرمی و یا لختی دورانی است. این آزمایش برای تعیین لختی دورانی دو دیسک و مقایسه آن با نتایج تئوری طراحی شده است. ممان اینرسی جرمی با انجام آزمایش شتابگرفتن دیسک، تعیین می‌شود. در اثر نیروی وزن در انتهای بازوی اهرم، گشتاور محرکی ایجاد می‌شود که باعث شتابگرفتن یکنواخت دیسک می‌شود. شکل ۱۱-۶

معادله حرکت دیسک عبارت است از

$$J_p \ddot{\phi} = Fr \quad ۳-۶$$



شکل ۱۱-۶ نحوه ی محاسبه ی ممان اینرسی

$$m\ddot{x} = mg - F$$

و معادله حرکت جرم آویزان به صورت زیر است

۴-۶

رابطه سینماتیکی بین حرکت جرم و دیسک عبارت است از

$$\ddot{x} = r\ddot{\phi} \quad ۵-۶$$

بنابراین معادله حرکت کلی به صورت زیر بدست می‌آید

$$(J_p + mr^2)\ddot{\phi} = mgr \quad ۶-۶$$

در رابطه بالا مقدار mr^2 در مقایسه با ممان اینرسی خیلی کوچک است. بنابراین از آن صرف نظر می‌شود. پس

$$J_p \ddot{\phi} = mgr = Fr \quad \text{یا} \quad \ddot{\phi} = \frac{Fr}{J_p} \quad ۷-۶$$

با دو بار انتگرال گیری داریم

$$\phi = \frac{Frt^2}{2J_p} \quad ۸-۶$$

با جایگذاری فاصله و مرتب کردن رابطه، ممان اینرسی به دست می‌آید


$$J_p = \frac{Fr^2 t^2}{2S} \quad ۹-۶$$

که t زمانی است که وزنه فاصله S را طی می‌کند. رابطه ممان اینرسی تئوری یک دیسک توپر به صورت زیر می‌باشد

$$J_p = \frac{1}{2} mR^2 \quad ۱۰-۶$$

که m جرم و R شعاع دیسک است

۲-۲-۶ تنظیم دستگاه



شکل ۶-۱۲ نحوه ی تنظیم دستگاه

- ۱- تکیه گاه (۱) را مطابق شکل ۶-۱۲ در انتهای سمت چپ بستر ببندید.
- ۲- دیسک بزرگ (۲) را به فلنچ ببندید.
- ۳- قرقره (۴) را با ریسمان (۵) مطابق شکل به سه نظام ببندید.
- ۴- نخ را به تعداد ۱۴ دور حول قرقره بپیچید. توجه داشته باشید که نخ روی هم پیچیده نشود.

۳-۲-۶ انجام آزمایش

- اولین گام در این آزمایش تعیین نیروی اصطکاک است.
- ۱- قلاب حامل وزنه ها را از نخ آویزان کنید.
 - ۲- نخ را حول قرقره پیچیده و قلاب را رها کنید و حرکت آن را چک کنید.
 - ۳- اگر قلاب حرکت نکرد وزنه $1N$ را اضافه کنید.
- با این آزمایش مقدار نیروی مورد نیاز برای حرکت دیسک را مشخص می کنید. این نیرو را باید از نیروی اصلی کم کنید.
- ۴- سپس وزنه $5N$ را اضافه کنید.
 - ۵- نخ را با توجه به مطالب گفته شده قبلی حول قرقره بپیچید و دیسک را نگه دارید.
 - ۶- دیسک را رها کرده و زمان برخورد دیسک به زمین و فاصله نقطه شروع تا برخورد به زمین را اندازه بگیرید.
 - ۷- این آزمایش را برای دیسک کوچک نیز انجام دهید و جدول ۶-۳ را کامل نمایید.


جدول ۶-۳ اندازه گیری ممان اینرسی

اندازه گیری ممان اینرسی جرمی (MMI)						
		R = 5 mm		S = 450 mm		
Disk	Force F in N	Friction force in N	Corr. Force F in N	Time t is S	MMI Measured (kgm) ²	MMI Calculated in (kgm) ²
Larg						
Small						

حرکت چرخشی شتابدار را می توان در رایانه یا اسیلوسکوپ نیز مشاهده کرد. در اینجاست که سیگنالهای دندانه‌اره‌ای با فرکانس افزایشی دیده می‌شوند. پریود حرکت بیانگر زمان لازم برای یک دور چرخش است.

۳-۶ تعیین ثابت میرایی
۱-۳-۶ اصول مقدماتی

این آزمایش برای تعیین ثابت میرایی دمپر طراحی شده است. بدین منظور، دمپر با ممان ثابت $F \cdot r$ کار کرده و سرعت چرخشی $\dot{\phi}$ حاصل اندازه‌گیری می‌شود. ممان دمپر متناسب با سرعت چرخشی است



$$M_d = d_{\phi} \dot{\phi} \quad ۱۱-۶$$

معادله حرکت به صورت زیر بیان می‌شود

$$J_p \ddot{\phi} = -M_d + Fr = -d_{\phi} \dot{\phi} + Fr \quad ۱۲-۶$$

از طرفی با فرض سرعت ثابت

$$۱۳-۶$$

$$\ddot{\phi} = 0$$

بنابراین ثابت میرایی برابر است با

$$d_{\phi} = \frac{Fr}{\dot{\phi}}$$


$$۱۴-۶$$

بیان سینماتیکی $\dot{\phi} = \frac{s}{tr}$ را به رابطه بالا اعمال می‌کنیم

$$d_{\phi} = \frac{Ft r^2}{s}$$

$$۱۵-۶$$

که s مساوی مسافت طی شده توسط وزنه و t زمان لازم برای حرکت آن است.
۲-۳-۶ تنظیم دستگاه



شکل ۱۳-۶ مراحل تنظیم دستگاه

- ۱- تکیه گاه (۲) را مطابق شکل تنظیم کنید.
- ۲- دیسک بزرگ (۱) را به تکیه گاه متصل نمایید.
- ۳- تکیه گاه (۵) را مطابق شکل در فاصله 1000 mm از تکیه گاه سمت چپ قرار دهید. سه نظام‌ها باید مقابل هم قرار گیرند.
- ۴- میله (۴) را به سه نظام ببندید. میله نباید از تکیه گاه سمت راست بیرون آمده باشد.
- ۵- دمپر (۶) را به تکیه گاه سمت راست ببندید. نگهدارنده (۹) و صفحه نگهدارنده (۱۰) دمپر را محکم نمایید.
- ۶- ساچمه انتهایی نخ را در شیار (۱۲) گذاشته و نخ را حول دیسک بزرگ (۱) بپیچید.
- ۷- دستگاه را طوری تنظیم نمایید که قلاب وزنه (۸) بتواند فاصله $600-800 \text{ mm}$ را حرکت کند.

۳-۳-۶ انجام آزمایش

- ۱- فاصله سقوط وزنه‌ها را اندازه بگیرید. بهتر است فاصله از لبه تا کف زمین را به عنوان فاصله مبناء قرار دهید.
- ۲- ثابت دمپر با پیچ (۱۱) تنظیم می‌شود.
 - کاملاً باز (چرخش پادساعتگرد): حداقل میرایی
 - کاملاً بسته (چرخش ساعتگرد): حداکثر میرایی
- ۳- وزنه $5N$ را متصل نمایید.
- ۴- نخ را حول دیسک بپیچید تا وزنه در بالاترین وضعیت اندازه‌گیری قرار گیرد.
- ۵- دیسک را رها کرده و زمان حرکت را با کرنومتر اندازه‌گیری کنید.
- ۶- پس از زمان کوتاهی وزنه با شتاب قابل صرفنظر و سرعت ثابت سقوط خواهد کرد. نتایج را در جدول زیر یادداشت کنید.
- ۷- مقادیر اندازه‌گیری شده را در یک نمودار به صورت ثابت دمپر برحسب تعداد دور پیچ تنظیم دمپر ترسیم کنید.

جدول ۳-۶ مشخصات دمپر

منحنی مشخصه دمپر $F = 5N, \quad r = 110 \text{ mm}, \quad S = 700\text{mm}$		
تعداد دور پیچ تنظیم دمپر	Time T in S	Damper constant d_ϕ in V mJ
کاملاً باز		
1		
1.5		
2		
2.5		
3		
3.5		

۴-۶ آزمایش ارتعاشات آزاد
۱-۴-۶ اصول مقدماتی

این آزمایش برای بررسی ارتعاشات آزاد یک سیستم شامل دیسک، میله پیچشی و دمپر پیچشی است. معادله حرکت مجموعه مطابق شکل ۱۴-۶ عبارت است از

$$\sum M_0 = J_p \ddot{\phi} = -c_\phi \dot{\phi} - d_\phi \phi \quad ۱۶-۶$$

با مرتب کردن معادله بالا خواهیم داشت:

$$\ddot{\phi} + \frac{d_\phi}{J_p} \dot{\phi} + \frac{c_\phi}{J_p} \phi = 0 \quad ۱۷-۶$$

یا حالت کلی تر آن

$$\ddot{\phi} + 2D\omega_0 \dot{\phi} + \omega_0^2 \phi = 0 \quad ۱۸-۶$$

که D نسبت میرایی و ω_0 فرکانس طبیعی زاویه ای است.

$$D = \frac{d_\phi}{2J_p\omega_0} \quad \text{و} \quad \omega_0^2 = \frac{c_\phi}{J_p}$$


حل معادله بالا نوسانات هارمونیک میرا شونده با انحراف اولیه ϕ_0 را به دست می دهد:

$$\phi(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} \phi_0 e^{-D\omega_0 t} [D \sin(\omega_d t) + \sqrt{1 - D^2} \cos(\omega_d t)] \quad ۱۹-۶$$

که در آن


$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - D^2} \quad ۲۰-۶$$

فرکانس طبیعی میراشده است. در حالت بدون میرایی ($D=0$) نوسانات نامیرا با $\omega_d = \omega_0$ خواهیم داشت. در عمل نوسانات به دلیل میرایی که همیشه وجود دارد، رو به زوال می گذارند. همچنین برای میرایی $D \geq 1$ نوسانی وجود ندارد و فرکانس زاویه ای طبیعی میراشده ω_d صفر می شود.



شکل ۱۴-۶ مدل دیسک دوار

۲-۴-۶ تنظیم دستگاه



شکل ۱۵-۶ مراحل انجام آزمایش

آزمایش در مرحله اول بدون دمپر انجام می‌شود.

۱- دو تکیه گاه (۳ و ۵) را مطابق شکل به فاصله 800 mm از همدیگر قرار دهید. سه نظام‌ها باید مقابل همدیگر قرار گیرند. شکل ۱۵-۶

۲- دیسک بزرگ (۱) را به فلنچ تکیه گاه (۳) متصل نمایید.

۳- دیسک کوچک (۶) و بازوی محرک (۷) را به فلنچ تکیه گاه (۵) متصل نمایید. شکل ۱۶-۶

۴- میله (۴) را بین سه نظام محکم کنید.

۵- مکانیزم تحریک (۹) را به انتهای راست دستگاه ببندید. لنگ و بازوی محرک را با میله رابط (۸) متصل کنید. پایه مکانیزم تحریک را محکم کنید. با این کار انتهای راست به صورت گیردار خواهد بود. توجه کنید که در این حالت مکانیزم تحریک پایه باید خاموش باشد.

۶- حسگر سنجش زاویه (۲) را به ورودی (۱) واحد کنترل متصل نمایید.

۷- مجموعه را به کامپیوتر وصل کنید.

۸- زمان نمونه برداری را روی $0.5/\text{div}$ تنظیم کنید.


۳-۴-۶ انجام آزمایش

در بخش اول آزمایش ارتعاشات آزاد بدون میرایی انجام می‌شود.

۱- اسیلوسکوپ را روی مود **single** قرار دهید.

۲- دیسک بزرگ (۱) را 20° منحرف کرده و رها کنید.

شکل ۱۷-۶ نشانگر مقداری میرایی در این آزمایش است. با گذشت زمان دامنه نوسانات کاهش می‌یابد. زمان لازم برای ۱۰ نوسان کامل را اندازه‌گیری کنید و فرکانس طبیعی ارتعاشات را محاسبه کنید.



شکل ۱۶-۶ نحوه ی بستن گیره ها

حال با استفاده از رابطه سختی پیچشی میله

۲۱-۶

$$c_{\phi} = \frac{GD^2}{32L} = K$$

و رابطه

۲۲-۶


$$\omega_0^2 = \frac{c_{\phi}}{J_p}$$

مقدار فرکانس طبیعی ارتعاشات را مجدداً محاسبه و نتایج را مقایسه نمایید. در بخش دوم، آزمایش را با دمپر انجام می‌دهیم.

۳- دمپر (۱۰) را به فلنچ دیسک بزرگ مطابق شکل ۶-۱۷ وصل کنید.

۴- بازوی (۱۱) و صفحه نگهدارنده (۱۲) دمپر را محکم کنید.

پس از اتصال دمپر به سیستم مراحل آزمایش قبلی را تکرار کنید. شکل‌های قبلی اثر دمپر را در حالت‌های مختلف نشان می‌دهد.




شکل ۶-۱۷ نحوه بستن دستگاه با دمپر و پاسخ نوسان آزاد

۵-۴-۶ ارتعاشات اجباری

۱-۵-۴-۶ اصول مقدماتی

هنگامی که یک سیستم ارتعاشی توسط یک تحریک خارجی به ارتعاش درآید به آن ارتعاش اجباری گفته می‌شود. با چشم پوشی از پاسخ گذرا، سیستم با فرکانس تحریک خارجی ارتعاش می‌کند. اگر فرکانس طبیعی و فرکانس تحریک برهم منطبق شوند، تشدید رخ می‌دهد، در این حالت دامنه ارتعاشات شروع به افزایش کرده و منجر به خرابی ماشین می‌شود. محاسبه فرکانس طبیعی و دوری از پدیده تشدید دو بخش مهم در مهندسی هستند.



شکل ۶-۱۸ نمودار دامنه بر حسب نسبت فرکانس

بخش اول مربوط به بررسی ارتعاش اجباری در یک سیستم تک جرمی ساده با یک درجه آزادی است. در این آزمایش از یک مکانیزم لنگ برای ایجاد حرکت چرخشی هارمونیک با دامنه و فرکانس متغیر استفاده شده است.

$$\alpha = \alpha_0 \sin \Omega t$$

۲۳-۶

که α_0 دامنه تحریک مکانیزم و Ω فرکانس یا سرعت تحریک است. مکانیزم تحریک در انتهای گیردار میله پیچشی قرار گرفته است. با برقرار کردن تعادل ممان‌ها حول مرکز ثقل O داریم:

$$J_p \ddot{\phi} + d_\phi \dot{\phi} + c_\phi \phi = \alpha_0 \sin \Omega t$$

۲۴-۶

یا با دانستن نسبت میرایی D و فرکانس طبیعی زاویه‌ای داریم:

۲۵-۶

$$\ddot{\phi} + 2D\omega_0\dot{\phi} + \omega_0^2\phi = \omega_0^2\alpha_0 \sin \Omega t$$

با چشم پوشی از زوال نوسانات طبیعی در طول زمان، حل معادله دیفرانسیل غیر همگن بالا پاسخ ارتعاش اجباری زیر را به دست می‌دهد:

$$\phi(t) = \frac{\alpha_0}{\sqrt{[1 - (\Omega/\omega_0)^2]^2 + [2D\Omega/\omega_0]^2}}$$

۲۶-۶

زاویه فاز ψ بین تحریک و پاسخ سیستم به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\psi = \arctan \frac{2D\Omega\omega_0}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

۲۷-۶

برای به دست آوردن رفتار سیستم با ارتعاش اجباری، فرض می‌شود که $D=0$ است. با این فرض پاسخ سیستم عبارت از:



$$\phi(t) = \frac{\alpha_0}{1 - (\Omega/\omega_0)^2} \sin(\Omega t + \psi)$$

۲۸-۶

می‌توان دید که مخرج عبارت بالا برای نسبت فرکانس $\Omega/\omega_0 = 1$ صفر می‌شود، به عبارتی پاسخ سیستم به سمت ∞ می‌رود. این همان حالت تشدید با دامنه خیلی بزرگ است. با $\Omega=0$ کسر بالا به مقدار ۱ می‌رسد و دامنه برابر دامنه تحریک α_0 می‌شود. مقدار زاویه فاز ψ برابر با صفر است. به عبارت دیگر نوسانگر و تحریک با هم سنکرون هستند. این حالت در سیستم‌های نامیرا برای حالت زیر بحرانی به کار می‌رود.



اگر $\Omega \gg \omega_0$ باشد حالت فوق بحرانی رخ می‌دهد که زاویه فاز 180° است. نوسانگر به اندازه نیم پریود، از تحریک عقب می‌افتد، به عبارتی آنها آسنکرون هستند. مقدار کسر در رابطه بالا به صفر می‌رسد و ارتعاشات دارای دامنه صفر هستند.

منحنی پاسخ ارتعاشی به صورت تابعی از نسبت Ω/ω_0 نشان داده شده است. دامنه با استفاده از مقدار α_0 بی بعد شده است. شکل ۱۹-۶



شکل ۶-۱۹ نمودار فاز و دامنه بر حسب نسبت فرکانس

۶-۵-۲ تنظیم دستگاه




شکل ۶-۲۰ اجزای دستگاه


- ۱- دو تکیه گاه (۵ و ۳) را مطابق شکل به فاصله 500mm روی بستر دستگاه ببندید. سه نظام‌ها روبروی هم قرار گیرند. شکل ۶-۲۰
- ۲- دیسک کوچک (۱) به تکیه گاه سمت چپ (۳) ببندید.
- ۳- میله محرك (۷) را به فلنچ تکیه گاه سمت راست (۵) ببندید.
- ۴- میله پیچشی (۴) را بین سه نظام قرار داده و آن را ببندید.
- ۵- واحد تحريك (۹) را در انتهاي چپ دستگاه ببندید. لنگ را با میله رابط مطابق شکل روبرو محکم کنید. موتور واحد تحريك را به کنترل کننده متصل کنید.
- برای اندازه‌گیری دامنه ارتعاشات از کامپیوتر یا اسیلوسکوپ استفاده کنید.
- ۶- برای اندازه‌گیری سیگنال تحريك حسگر سنجش زاویه (۶) را به ورودی شماره (۱) در قسمت پشت واحد کنترل وصل کنید.
- ۷- برای اندازه‌گیری سیگنال ارتعاشی دیسک، حسگر سنجش زاویه (۲) را به ورودی ۲ کنترلر وصل کنید.
- ۸- اسیلوسکوپ را به خروجی‌های ۱ و ۲ واحد کنترل وصل کنید.
- ۹- زمان sweep و حساسیت را تنظیم کنید.

۳-۵-۶ انجام آزمایش

- منحنی پاسخ را به شرح زیر ثبت کنید.
- ۱- واحد تحريك را توسط کنترلر روشن کنید.
- ۲- دستگاه تحريك را توسط پتانسیومتر مربوطه روی فرکانس تحريك مورد نظر تنظیم کرده و مقدار آن را چک کنید.
- ۳- پس از رسیدن ارتعاشات به حالت پایدار، دامنه تحريك و دیسک را از روی صفحه مانیتور یا اسیلوسکوپ بخوانید. در این حالت می‌توانید اختلاف فاز دو سیگنال را نیز مشاهده کنید.
- ۴- فرکانس تحريك را به آرامی از ۱ به 2 Hz افزایش دهید تا به محدوده تشدید برسید.
- ۵- بهره بدون بعد V از نسبت دامنه دیسک به تحريك به دست می‌آید.
- تحريك و پاسخ زیر سطح تشدید (Sub critical) هم فاز هستند و بالایی تشدید (Super critical) در فاز مخالف خواهند بود.
- ۶- با افزایش تدریجی فرکانس تحريك جدول زیر را تکمیل کنید.
- ۶- نمودار بهره برحسب فرکانس تحريك را ترسیم کنید.
- این آزمایش را می‌توان با دیسک بزرگ یا افزایش میرایی تکرار کرد.



شکل ۶-۲۱ نمودار دامنه تحريك و دیسک




شکل ۶-۲۲ نمودار زیر و بالای سطح تشدید

جدول ۶-۴ داده های محرک و پاسخ


Resonance curve: Single-mass oscillator
Small disc, $L=500$, no damping

Exciter frequency f in Hz	Exciter amplitude in V	Disc amplitude in V	Phase shift ψ	Gain V
2.0				
4.0				
5.0				
6.0				
6.5				
7.0				
7.5				
8.0				
8.5				
9.0				
10				
12				
14				
16				

۶-۶ سیستم‌های ارتعاشی با چند جرم ۱-۶-۶ مبانی مقدماتی



شکل ۶-۲۳ شافت به همراه ۴ جرم در حالت تشدید





شکل ۶-۲۴ مدهای اول تا چهارم شافت

تئوری نوسانات چند جرمی به صورت کامل در اینجا بررسی نمی‌شود، چون خارج از بحث این دستور کار است. مطالب کامل را می‌توان در مراجع مربوطه پیدا کرد. در اینجا تنها اشاره به موضوع شده است. برای سیستم چند جرمی برای هر دیسک می‌توان یک معادله حرکت نوشت. تمام معادلات حرکت مربوط به جرم‌ها توسط پیچش مقطع شافت به همدیگر مربوط می‌شوند. نتیجه یک سیستم معادلات دیفرانسیل است که تعداد آن‌ها برابر با تعداد جرم‌هاست. این معادلات را می‌توان به فرم ماتریسی زیر نوشت:

$$M.\ddot{\varphi} + D.\dot{\varphi} + c.\varphi = \alpha.e^{i\Omega t} \quad ۲۹-۶$$

که φ بردار جابه‌جایی و α بردار تحریک است. حل این سیستم معادله دیفرانسیل به یک مسئله مقدار ویژه می‌انجامد که فرکانس طبیعی ω_i را به دست می‌دهد. تعداد فرکانس‌های طبیعی و تعداد نقاط تشدید برابر با تعداد جرم‌هاست. (شکل ۶-۲۳) بدین ترتیب که سیستم دو جرمی دو فرکانس طبیعی و سیستم سه جرمی سه فرکانس طبیعی دارد. برای هر فرکانس یک شکل‌مود وجود دارد که بیانگر نسبت حرکت جرم‌ها نسبت به همدیگر در حالت ارتعاش آزاد در فرکانس طبیعی است. (شکل ۶-۲۴) به عنوان مثال برای سیستم دو جرمی، دو جرم به صورت هم فاز در فرکانس طبیعی اول و به صورت غیر هم فاز در فرکانس طبیعی دوم ارتعاش می‌کنند. نسبت دامنه‌ها براساس توزیع جرم و سختی به دست می‌آید.


۲-۶-۶ تنظیم دستگاه: نوسان‌گر دو جرمی



شکل ۲۵-۶ نوسان‌گر دو جرمی

- ۱- تکیه‌گاه‌های (۸، ۷ و ۴) را مطابق شکل روی بستر دستگاه با فاصله 250 mm از همدیگر قرار دهید. سه نظام‌ها مطابق شکل ۲۵-۶ باید قرار داشته باشند.
- ۲- دیسک‌های کوچک (۵ و ۲) را به فلنچ پایه نگهدارنده (۷ و ۴) ببندید.
- ۳- بازوی محرك (۱۰) را به فلنچ تکیه‌گاه (۸) ببندید.
- ۴- میله پیچشی (۱) را درون سه نظام‌ها قرار دهید.
- ۵- واحد تحريك (۱۲) را در انتهاي راست بستر دستگاه محكم كنيد. لنگ را با میله رابطه (۱۱) مطابق شکل به بازوی محرك (۱۰) وصل کنید. واحد تحريك را محكم کرده و موتور تحريك را به واحد کنترل وصل کنید. برای اندازه‌گیری دامنه ارتعاشات، سه حسگر سنجش زاویه را به کامپیوتر یا اسیلوسکوپ وصل کنید.

۳-۶-۶ انجام آزمایش: نوسان‌گر دو جرمی



- ۱- واحد تحریک را توسط دستگاه کنترلر روشن کنید.
- ۲- توسط پتانسیومتر روی واحد کنترل، فرکانس مورد نیاز واحد تحریک را تنظیم کرده و فرکانس آن را روی مانیتور کامپیوتر چک کنید.
- ۳- پس از رسیدن به ارتعاش حالت پایدار، دامنه‌های تحریک هر دو دیسک را روی صفحه مانیتور بررسی کنید. هم چنین می‌توانید اختلاف فازها را ببینید.

شکل ۶-۲۶ نمودار دامنه تحریک و دیسک

- ۴- فرکانس تحریک را به آرامی افزایش دهید تا به محدوده تشدید برسد. در این آزمایش دو فرکانس تشدید خواهید دید.
- ۵- جدول ۶-۵ را کامل کنید.

جدول ۶-۵ داده‌های نوسان با دو جرم


Natural frequencies: 2- mass oscillator Small discs, $L_2=250$ mm, $L_3=25$ mm, no damping						
Resonance No.	Frequency in Hz	Amplitude of Exciter	Amplitude of Disc 1	Disc 1, normalized V_1	Amplitude of Disc 2	Disc 2 normalized V_2
1						
2						

بطور کلی فرکانس‌های طبیعی بالاتر دارای میرایی بیشتری هستند. این مورد را می‌توان از دامنه‌های خیلی کوچک در محدوده تشدید دید.

نتایج به دست آمده را در یک منحنی به صورت ضریب بهره $|V|$ (نسبت دامنه دیسک به دامنه تحریک) بر حسب فرکانس تحریک رسم کنید.

دیسک‌ها به صورت هم فاز در فرکانس طبیعی اول f_1 و به صورت غیر هم فاز در فرکانس طبیعی دوم f_2 ارتعاش می‌کنند. بین دو فرکانس طبیعی، دیسک شماره ۱ به صورت کاملاً ساکن خواهد بود که این مورد به نقطه **quenching** معروف است. شکل مودها را هم می‌توان روی مانیتور مشاهده کرد.

۴-۶-۶ تنظیم دستگاه: ارتعاش نوسان‌گر سه جرمی



شکل ۶-۲۷ نوسان‌گر سه جرمی

تنظیم دستگاه شبیه به حالت دو جرمی است و تنها یک جرم به آن اضافه شده است. شکل ۶-۲۷
 ۱- پایه نگهدارنده (۴) را به سمت چپ حرکت دهید تا فاصله آن با تکیه گاه بعدی 300 mm شود.
 ۲- پایه نگهدارنده (۳) را به بستر اصلی دستگاه با فاصله 250 mm اضافه کنید. سه نظام آن به سمت راست باشد.
 ۳- دیسک بزرگ (۱) را به فلنچ مربوطه روی تکیه گاه سمت چپ (۳) متصل کنید.

۵-۶-۶ انجام آزمایش: ارتعاش نوسان‌گر سه جرمی

منحنی پاسخ را مطابق آزمایش قبلی رسم کنید. در این حالت سه فرکانس تشدید خواهیم داشت.
 جدول ۶-۶ را کامل کنید.


جدول ۶-۶ داد های نوسان‌گر سه جرمی

Natural frequency: 3-mass oscillator 1xlarge disc, 2xsmall discs, $L_1=250\text{ mm}$, $L_2=300\text{ mm}$, $L_3=250\text{ mm}$, no damper					
No.	Frequency f_i in Hz	Amplitude exciter	Amplitude disc 1	Amplitude disc 2	Amplitude disc 3
1					
2					
3					

راهنمای استفاده از نرم افزار دستگاه تست ارتعاشات پیچشی TM140.20


الف- ساختار کلی برنامه

با اجرای برنامه M140-20 پنجره های مطابق شکل زیر باز می شود.




در منوی Start برنامه می توان یکی از حالت های زیر را بری انجام آزمایشات انتخاب نمود:


- اسیلوسکوپ (Oscilloscope)
- طیف فرکانس (Frequency Spectrum)
- تابع بزرگنمایی (Amplification Function)
- شکل مود (Mode)



در منوی File می توان اطلاعات و نمودارهای به دست آمده را به فرمت Xps ذخیره کرد.



پس از انتخاب **Print Window** از منوی **File** پنجره‌ای مطابق شکل زیر باز می‌شود که در آن می‌توان توضیحی دلخواه به شکل مورد نظر اضافه نمود.



در ادامه نحوه کار هر کدام از حالت‌های برنامه توضیح داده شده است.

ب- اسیلوسکوپ


اسیلوسکوپ برای نمایش سیگنال‌های اندازه‌گیری شده در کارت الکترونیکی دستگاه به کار می‌رود. از چهار کانال برای نمایش همزمان سیگنال‌های ورودی استفاده می‌شود. اسیلوسکوپ دارای بخش‌های زیر می‌باشد:

۱- نمایشگر سیگنال‌های اندازه‌گیری شده

در این قسمت نمودار سیگنال‌های اندازه‌گیری شده نمایش داده می‌شود. دو خط عمود زرد رنگ برای تعیین مقدار و زمان دو نقطه از سیگنال اندازه‌گیری شده به کار می‌رود که می‌توان پریود و فرکانس سیگنال را از روی آنها محاسبه کرد. این کرسورها توسط موس و یا با استفاده از کنترل کرسور قابل تنظیم هستند.

۲- کنترل کرسور

با استفاده از این کنترل هر کرسور را می‌توان به سمت چپ و راست حرکت داد. برای فعال شده هر کرسور ابتدا روی آن کلیک کنید. کرسورها دامنه و فرکانس سیگنال مربوط به کانال انتخاب‌شده در همین قسمت را نشان می‌دهند.



۳- نمایشگر اطلاعات کرسور

در این قسمت زمان و دامنه مربوط به هر کرسور تحت عناوین T_1 و T_2 نشان داده می‌شود. در صورتی که دو کرسور به فاصله یک سیکل از همدیگر قرار گرفته باشند، T بیانگر پریود برحسب ثانیه و F بیانگر فرکانس سیگنال مورد نظر برحسب هرتز است.

۴- تنظیم کانال‌ها

در این قسمت برای هر یک از چهار کانال یک بخش جداگانه وجود دارد. هر بخش شامل سه کنترل است:

- کلید روشن- خاموش: برای روشن و یا خاموش کردن کانال مربوطه می‌باشد.
- کلید تنظیم حساسیت: برای تنظیم مقدار تقسیمات عمودی نمودار برحسب ولت بر قسمت (Volts/Div) است.
- تنظیم عمودی (Position): برای تنظیم موقعیت عمودی سیگنال در صفحه نمایش به کار می‌رود. هر کانال رنگ مخصوص به خود را دارد که همان رنگ کلید روشن - خاموش است و سیگنال هر کانال به همان رنگ در صفحه نمایش دیده می‌شود.

۵- تریگر (Trigger)

کنترل‌های بخش تریگر عبارتند از:

- کانال تریگر: کانالی که براساس آن شروع اندازه‌گیری مشخص می‌شود.

- **Flank** : نوع سیگنالی که اندازه‌گیری بر مبنای آن انجام می‌شود. بهتر است روی حالت **Rising** or **Falling** تنظیم شود.
- نوع (Type) : در این بخش می‌توان شروع اندازه‌گیری بر اساس حد دامنه و یا عدم استفاده از تریگر را انتخاب نمود.
- **Continous** کلید : با فعال کردن این کلید سیگنال بصورت پیوسته و خودکار اندازه‌گیری می‌شود.
- **Indivitual** : با فشار دادن این کلید اندازه‌گیری سیگنال فقط يك بار بر اساس تنظیم قسمت **(Time Base/Div)** انجام می‌گیرد.

۶- تنظیم معیار زمانی برای تریگر و ثبت دستی (Time Base/Div)

توسط این کلید مقدار تقسیمات زمانی محور افقی نمودارها تنظیم می‌شود. به عنوان مثال اگر این کلید روی 200ms باشد، هر قسمت نشان دهنده 200ms بوده و کل محور افقی نمودار، چهار ثانیه را نشان می‌دهد و با زدن کلید **Indivitual** سیگنال به اندازه چهار ثانیه ثبت می‌شود.

ج- طیف فرکانس

در این قسمت سیگنال کانال انتخابی حوزه زمان به حوزه فرکانس تبدیل می‌شود.

۱- سیگنال در حوزه زمان

نمودار سیگنال کانال انتخابی در حوزه زمان در این قسمت نمایش داده می‌شود.

۲- سیگنال در حوزه فرکانس

نمودار سیگنال کانال انتخابی در حوزه فرکانس در این قسمت نمایش داده می‌شود. دو کرسور F_1 و F_2 که با خطوط قرمز رنگ عمودی نشان داده شده است، محدوده انتخابی این نمودار را جهت بزرگنمایی در نمودار پایین مشخص می‌کنند. این دو کرسور توسط موس جابجا می‌شوند.


۳- محدود فرکانسی زوم شده

در این قسمت نمودار فرکانسی با جزئیات بیشتر قابل مشاهده است. دو کرسور m_1 و m_2 برای مشخص کردن دقیق فرکانس و دامنه دو نقطه از این نمودار استفاده می‌شود که توسط موس قابل جابجایی هستند.

۴- تنظیم ورودی‌ها

در این قسمت کنترل‌های زیر وجود دارد:

- **Channel** : برای انتخاب کانال
- **Scan** : نرخ خواندن سیگنال ورودی
- **Scan** : طول مدت زمان اسکن سیگنال ورودی



۵- تنظیم نمودارها

با استفاده از دو کنترل این قسمت می‌توان چگونگی نمایش نمودارها را تنظیم کرد:

- نوع نمودار (Axis Labeling): لگاریتمی یا خطی بودن نمودار را تنظیم می‌کند.
- واحد اندازه‌گیری (Unit of Magnitude): مقادیر محور قائم را براساس rms ولتاژ، پیک ولتاژ یا متوسط مربع rms ولتاژ ورودی تنظیم می‌کند.

۶- رنگ زمینه (Background color)


با استفاده از این کنترل می‌توان رنگ زمینه نمودارها را تغییر داد.

۷- نمایشگر کرسور

مقادیر فرکانس و دامنه متناظر با کرسورهای m_1 m_2 را نشان می‌دهد. کرسورها را می‌توان با موس یا با کنترل کرسور حرکت داد.

۸- کلید Maxima

با زدن این کلید، نمودار قسمت زوم شده پاسخ فرکانسی نمایش داده می‌شود. در این پنجره ماکزیم‌های نمودار FFT که بالاتر از کرسور افقی قرمز قابل تنظیم قرار دارند، توسط دایره‌های آبی نشان داده می‌شوند. مقادیر فرکانس و دامنه متناظر ماکزیم‌ها در جدول پایین پنجره نمایش داده می‌شود. با استفاده از کلید Print می‌توان نمودار را به فرمت Xps ذخیره نمود و با زدن کلید Back به پنجره اصلی باز گشت.



د- تابع بزرگنمایی


در این قسمت ویژگی‌های دامنه و فاز پاسخ نشان داده می‌شوند که در مهندسی کنترل به آن دیاگرام بود (Bode Diagram) گفته می‌شود.

۱- نمایش کانال‌ها

در این قسمت کانال‌های سیگنال پاسخ (Answer) و سیگنال (Reference) انتخاب می‌شوند. در این بخش مقادیر فرکانس و دامنه هر سیگنال و اختلاف فاز آنها نیز نمایش داده می‌شود.

۲- حالت ویرایش برای حذف نقاط اندازه‌گیری شده (Editing Mode)

در این بخش امکان انتخاب و حذف نقاط اندازه‌گیری شده وجود دارد. این کار فقط زمانی که نقاط ثبت شده وجود داشته باشد امکان پذیر است و تا زمانی که در حالت ویرایش هستیم بقیه کنترل‌ها غیر فعال می‌شوند. نقطه مورد نظر را می‌توان توسط کلیدهای جهت‌نما انتخاب و با کلید Delete آن را حذف نمود. مقدار فرکانس، دامنه و اختلاف فاز نقطه انتخابی نیز در این قسمت نشان داده می‌شود.



۳- کنترل‌های اندازه‌گیری (Measurement)

چگونگی اندازه‌گیری توسط چهار کلید قابل کنترل است.

- جبران فاز (Phase Compensation): اختلاف فاز حقیقی موجود را روی صفر تنظیم می‌کند تا نمایش بهتری را بتوان در اختلاف فاز 90° و 180° مشاهده کرد.
- ثبت (Record): مقدار اندازه‌گیری شده فعلی را ثبت می‌کند.
- پاک کردن (Delete Curve): تمام نمودار اندازه‌گیری شده را حذف می‌کند.
- نمودار اندازه‌گیری شده را ذخیره می‌کند. (Save Curve)

۴- نمایش سیگنال‌های ورودی

در این قسمت سیگنال ورودی تحریک و پاسخ ترسیم می‌شوند. برای ثبت یک نقطه از نمودار، سیستم باید به صورت یکنواخت نوسان کند. بنابراین این سیگنال‌ها جهت مشاهده رفتار سیستم و آگاهی از رسیدن ارتعاشات سیستم به حالت دائمی استفاده می‌شوند.

۵- دامنه پاسخ

با ثبت اطلاعات در فرکانس‌های مختلف تحریک، دامنه پاسخ در این قسمت نمایش داده می‌شود که به صورت اتوماتیک مقیاس‌بندی می‌شود. نقاط ثبت‌شده برحسب فرکانس مرتب می‌شوند و امکان افزودن نقاط جدید بین نقاط موجود نیز وجود دارد.

۶- پاسخ فاز

اختلاف فاز تحريك و پاسخ در این قسمت نمایش داده می‌شود. این نمودار نیز به صورت اتوماتيك مقیاس بندي می‌شود.

۷- Axis view

در این قسمت می‌توان نوع نمودار را به صورت خطي یا لگاریتمي انتخاب کرد و رنگ زمینه را تغییر داد.

روش ثبت يك نمودار پاسخ :

- قبل از شروع اندازه‌گیری، تمام سنسورها باید در مقدار صفر ولت تنظیم شوند.
- با استفاده از واحد کنترل TM140 فرکانس تحريك را به تدریج و پس از ثبت هر نقطه از نمودار، افزایش دهید.
- پس از هر بار افزایش فرکانس تحريك، کمی صبر کنید تا سیستم به حالت پایدار و پاسخ حالت دائمی رسیده و دامنه‌ها ثابت شوند.
- قبل از ثبت اولین نقطه اندازه‌گیری (در فرکانس صفر) کلید جبران فاز (Phase compensation) را يك بار بزنید تا اختلاف فاز ورودی صفر تنظیم شود.
- در هر فرکانس جهت ذخیره اطلاعات همان نقطه از نمودار، کلید ثبت را بزنید.
- این کار را آنقدر تکرار کنید تا منحنی پاسخ کامل شود.
- نزدیک تشدید، مقدار فرکانس تحريك را با گام‌های کوچک تغییر دهید و مراقب افزایش دامنه ارتعاشات دیسک باشید.
- آنگاه کلید Save Curve را بزنید تا اطلاعات نمودار به فرمت Excel ذخیره شود.

هـ- شکل مود

در این قسمت شکل مودها با استفاده از مقادیر دامنه‌های نرمال شده سیگنال پاسخ نسبت به سیگنال تحريك رسم می‌شود.

۱- نمایش شکل مود

در این قسمت شکل مود برای سیگنال‌های دامنه پاسخ سه نقطه از سیستم ارتعاشی رسم می‌شود. در این نمودار خط قرمز نشانگر صفر است.

۲- نمایش و انتخاب سیگنال‌های پاسخ


در این قسمت سه کانال به عنوان سیگنال‌های پاسخ انتخاب می‌شوند. مقدار دامنه نرمال شده نیز در بالای هر کانال نشان داده می‌شود. در این قسمت شماره کانال تحريك غیر فعال است.

۳- تحريك (Reference)

در این قسمت می‌توان کانال تحريك را انتخاب کرد.

۴- کلید ذخیره

با زدن کلید ذخیره، اطلاعات نقاط مربوط به شکل مود به صورت يك فایل dat ذخیره می‌شود که قابل استفاده در Excel است.



آزمایش شماره ۷:

۱-۷- هدف:


مشاهده و مطالعه سیستم خود مرتعش (*Self Excited Oscillations*) و پدیده ارتعاشات خود مرتعش

۲-۷- مقدمه:

در مطالعه سیستم های دینامیکی عموماً آنالیز سیستم بر مبنای آن است که عامل حرکت (مثلاً نیرو) مستقل از معلول (مثلاً جابجائی) است.

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F$$


۱-۷



شکل ۱-۷ چگونگی تحریک سیستم ارتعاشی


همان طور که دیده می شود حرکت سیستم (جابجائی) نمی تواند بر روی عامل حرکت (نیرو) اثری بگذارد. ولی مواردی وجود دارد که در آن نیروهای عامل حرکت، با حرکت سیستم بوجود آمده و با حذف حرکت از بین می روند. مثال ساده ای از این سیستم ها، سیستم شکل ۲-۷ است. در این سیستم جرم (m) توسط فنر (k) به پایه وصل شده است. این جرم بر روی تسمه ای قرار دارد که با سرعت ثابت \vec{v} حرکت می کند. حال اگر جرم (m) قدری از حالت تعادل خارج شده و رها گردد، در ابتدا ممکن است تصور شود که جرم به حالت تعادل خواهد رسید یعنی وقتی که نیروی اصطکاک با نیروی فنر خنثی شده است جرم ساکن خواهد ماند ولی تجربه نشان می دهد که نه تنها نوسانات جرم m از بین نرفته و دائماً تکرار می شود بلکه دامنه نوسانات مرتباً افزایش می یابد و سیستم ناپایدار می شود. برای توجیه چنین حرکتی لازم است توجه نمود که اصطکاک خشک (کولمب) ثابت نیست بلکه با افزایش سرعت نسبی کاهش می یابد (شکل ۳-۷) در اینصورت اگر بعلت یک اغتشاش اولیه سیستم شروع به حرکت نماید. نیروی اصطکاک همواره در جهت سرعت \vec{v} است (با این فرض که سرعت جرم همواره کوچکتر از \vec{v} است ثابت نبوده، وقتی که جرم در جهت سرعت حرکت می نماید، مقدار بیشتری خواهد شد (زیرا سرعت نسبی کمتر است)). با توجه به اینکه هنگامیکه جرم m در جهت سرعت \vec{v} حرکت می کند کار مثبت در جهت عکس کار منفی انجام

می شود. نتیجه می گیریم که در یک سیکل کامل کار مثبتی به سیستم داده می شود. بنابراین انرژی به سیستم اضافه شده و این افزایش انرژی صرف بالا بردن دامنه حرکت می شود. این پدیده را پدیده خود مرتعش یا (*Self Excited Oscillations*) می نامند زیرا عامل تحریک با حرکت جرم بوجود آمده و با ساکن شدن آن از بین می رود. نمونه صنعتی این پدیده (شبیه مثال فوق) هنگامی بوجود می آید که از قلم ماشین تراش برای بار گرفتن از روی قطعه کار استفاده می شود. و احتمالاً در نتیجه چسبیدن و لغزیدن های مکرر قلم بر روی قطعه کار تولید صدا ناهنجاری می کند که این پدیده را *Chatter* می گویند.



نیروی اصطکاک F

شکل ۲-۷ پدیده خود مرتعش




شکل ۳-۷ تغییرات ضریب اصطکاک کولمبی بر حسب سرعت نسبی

۳-۷- دستگاه آزمایش :

دستگاه آزمایش از قطعه ای تشکیل شده که بر روی دو غلتک قرار داد این غلتک ها توسط یک موتور الکتریکی با دور متغیر هر دو با سرعت ثابتی ولی در جهت خلاف یکدیگر در هر لحظه می گردند. دور خروجی شافت موتور دور متغیر را می توان به وسیله چرخ فلکه ای یک گیر بکس با نسبت تبدیل متغیر تغییر داد.

۴-۷- تنوری دستگاه آزمایش :

دستگاه آزمایش را می توان توسط مدل شکل ۴-۷ نشان داد.



شکل ۴-۷ مدل سیستم خود مرتعش

با فرض آنکه ضریب اصطکاک روی هر دو غلظتک یکسان و ثابت باشد. هرگاه جرم m را به مقدار x در حالت تعادل خارج کرده و رها کنیم چون دو نیروی عکس العمل F_1 و F_2 مساوی نیستند و همچنین بین غلتک و قطعه اصطکاک موجود است، دونیروی غیر مساوی μF_1 و μF_2 (در راستای افقی) بر قطعه وارد شده باعث حرکت آن می شوند. این نیرو با نیروی اینرسی خنثی می شود. (اصل دالامبر)

$$F_1 = \frac{mg}{2} (1 - x/l) \quad ۲-۷$$

$$F_2 = \frac{mg}{2} (1 + x/l) \quad ۳-۷$$

$$m\ddot{x} + \mu(F_1 + F_2) = 0 \quad ۴-۷$$

$$\ddot{x} + \frac{\mu g x}{l} = 0 \quad ۵-۷$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{\mu g}{l}} \quad ۶-۷$$

یعنی که اگر جرم از حالت $x = 0$ خارج شده، رها شود شروع به ارتعاشات هارمونیک ساده با فرکانس طبیعی می نماید :

$$\tau_n = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\mu g}{l}}}$$

دقت شود که این فرکانس مستقل از سرعت دورانی غلتک می باشد و این بدین دلیل است که از ابتدا ضریب اصطکاک ثابت فرض شده است. در حالیکه عملاً ضریب اصطکاک بین قطعه و غلتکی که حرکتش در جهت خلاف حرکت قطعه است به علت آن که دارای سرعت نسبی بیشتر است، کمتر از ضریب اصطکاک بین قطعه و غلتک دیگر که به حرکت قطعه کمک می کند می باشد. پس در این حال نیز انرژی به سیستم داده شده، یا کار مثبت روی آن انجام شده و باعث افزایش دامنه حرکت می گردد. که باز هم پدیده خود مرتعش است.

همانطور که گفته شد، پریود حرکت فوق مستقل از سرعت دورانی غلتک ها است ولی حقیقتاً می توان غلتک را در سرعت های مختلف به حرکت در آورد و ضریب اصطکاک را بر حسب سرعت از رابطه فرکانس پیدا کرده و رسم نمود. نکته جالب توجه در رابطه فرکانس طبیعی حرکت ω_n آن است که مقدار آن به مقدار جرم M بستگی ندارد.

۴-۷- روش آزمایش :

۱- ابتدا موتور را با دور کم به راه اندازید.

۲- قطعه مورد نظر را به تنهایی روی غلتک ها قرار داده و سپس توسط تاکومتر (دورسنج نوری) دور یکی از غلتک ها را اندازه بگیرید. حال قطعه را در حالت افقی از وضعیت تعادل اش کمی خارج کرده رها کنید تا شروع به نوسان نماید. توسط یک کرنومتر زمان چند سیکل نوسانات قطعه را اندازه گیری نمایید.

۳- آزمایش را برای چند دور مختلف انجام دهید.

۴- جرم اضافی را در وسط قطعه قرار داده و برای یکی از دوره های قبلی آزمایش را تکرار نمایید.

۵- موتور را خاموش کرده و فاصله بین مراکز غلتک ها را اندازه بگیرید.

۴-۷-۵- خواسته های آزمایش :

۱- فرکانس طبیعی سیستم را در دوره های مختلف بدست آورده و از آنجا ضریب اصطکاک را برای هر دور غلتک محاسبه نمایید. منحنی تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب نسبی را رسم نمایید. آیا منحنی حاصل شده در حد انتظار است؟

۲- اثر اضافه کردن جرم در وسط قطعه را بر روی فرکانس طبیعی تشریح کنید.

۳- آیا عملاً سیستم فوق پایدار است؟ چرا؟

۴- به چه دلیل با دلایلی مطالعه این پدیده حائز اهمیت است. مثال های صنعتی پدیده را نقل کنید.

آزمایش شماره ۸- آزمایش ژيروسکوپ (Gyroscope)



Screenshot of the VDAS® software

هدف آزمایش : نشان دادن اثرات ژيروسکوپي و تعيين رابطه بين کويل اعمالی و سرعت پيش روی در

یک ژيروسکوپ

۸-۱- مقدمه :

ژيروسکوپ دستگاہی است که می تواند حول محور دورانش آزادانه حرکت کند. اگر مقدار ممتم زاویه ای ثابت باشد محور ژيروسکوپ ox ثابت می ماند و این تا موقعی است که کويلی روی محور آن وارد نشود، حال اگر روی محور ژيروسکوپ کويلی اعمال گردد (در جهت OZ) ژيروسکوپ دوّار شروع به چرخش می نماید و بردار چرخش oy با بردار کويل زاویه 90° درجه می سازد. این گردش حول محور را اصطلاحاً پيش روی (Precession) و کويل اعمالی را کويل ژيروسکوپي گویند.

کاربردهای ژيروسکوپ در مهندسی جالب توجه است. کويل ژيروسکوپي که بوسیله مؤلفه های دورانی حاصل می شود در بعضی موارد اثرات نامطلوبی را در پایداری وسیله نقلیه میگذارد.

برای مثال وقتی یک وسیله نقلیه یک خم را دور می زند کويل ژيروسکوپي که به علت چرخش محور چرخ ایجاد شده ، سبب واژگونی وسیله نقلیه می گردد. در تغییر جهت هواپیما ، کويل ژيروسکوپي حاصله از مؤلفه دورانی سبب بالا و پایین رفتن آن می شود. همچنین کويل حاصل توسط موتور توربین در کشتی سبب تاب خوردن آن میگردد. با توجه به این پدیده، طراح قادر خواهد بود کويل را محاسبه و از اثرات نامطلوب آن جلوگیری نماید.

۸-۲- تئوری:

الف- محاسبه کويل ژيروسکوپي :

فرض کنید دیسک با سرعت زاویه ای ω (شکل ۸-۱) در جهت نشان داده شده دوران کند و محور آن هم در ox صفحه xoz با سرعت ω_p (حول oy) بچرخد، مقدار ممتم زاویه ای دیسک در یک لحظه معین بردار \vec{oa} است و وضعیت آن بعد از زمان δt با بردار \vec{ob} مشخص میشود. بنابراین تغییرات ممتم زاویه ای در این فاصله زمانی بردار \vec{ab} است که این تغییر ممتم زاویه ای فقط در اثر کويل بوجود می آید. پس کويل وارده برابر میزان تغییرات ممتم زاویه ای است یعنی:

$$T = \frac{\delta(I\omega)}{\delta t}$$

۸ - ۱

جهت خنثی کردن کوپل ژيروسکوپي در حالتهاي مختلف شکل ۱-۸

اما

$$\delta(I\omega) = ab = oa \cdot \delta\theta \quad ۲-۸$$

که در آن $\delta\theta$ زاویه ای است که محور چرخش در فاصله زمانی δt می پیماید.

$$T = oa \cdot \frac{\delta\theta}{\delta t} = I\omega \cdot \frac{\delta\theta}{\delta t} \quad ۳-۸$$

در حد وقتی δt به سمت صفر میل کند:

$$T = oa \cdot \frac{d\theta}{dt} = I\omega \cdot \omega_p \quad ۴-۸$$

که در آن:

ω_p : سرعت زاویه ای پیشروی (Precession) $(\frac{rad}{s})$

I : ممان اینرسی دیسک و آرمیچر $kg \cdot m^2$ ω : سرعت زاویه ای دیسک $(\frac{rad}{s})$

ب- جهت کوپل ژيروسکوپ

با توجه به شکل بردار \vec{ab} در صفحه xoz قرار گرفته و در حد وقتی کوچک باشد جهتش بر \vec{oa} و در نتیجه صفحه xoy عمود است. پس کوپل وارده بایستی در صفحه xoy اعمال شود و اگر این را با قاعده دست راست تطبیق کنیم برای وقتی که در جهت \vec{ab} نشان داده شود (جهت oz) جهتش میبایست در جهت حرکت عقربه های ساعت باشد.

ج- محاسبه گشتاور ماند محور دوار و دیسک:

جهت بررسی فرمول ۵-۸ لازم است ممان اینرسی رتور محاسبه شود. برای این کار رتور را بوسیله دوسیم مطابق شکل ۲-۲ به حالت تعلیق در می آوریم. اگر جرم آن M و طول سیمها برابر L و فاصله آنها d باشد، در این صورت معادله حرکت دورانی رتور به شکل ذیل است:

$$\sum M = I\alpha \quad ۵-۸ \quad I\ddot{\theta} = -\frac{Mgd^2\theta}{4L} \quad ۶-۸$$


که یک حرکت ها رمونیک ساده بوده و پریود آن برابر است با:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{4IL}{Mgd^2}} \quad ۷-۸$$

لذا مقدار ممان اینرسی برابر است با:

$$I = \frac{Mgd^2T^2}{16\pi^2L}$$


۸-۸



شکل ۸-۱ محاسبه اینرسی موتور

۸-۳- شرح دستگاه:

دستگاه TM104 شامل یک دیسک دوّار A است که روی محور موتور کوچکی قرار گرفته و به وسیله گهواره C (Gimbal) نگهداشته می شود. این مجموعه میتواند حول محور قائم بوسیله موتوری که در پایه جای گرفته، حرکت دورانی کند.



شکل ۸-۲ موتور ژيروسکوپ و سایر اجزاء

به یک انتهای موتور بازوی گشتاوری که جرم D را نگه داشته متصل است که تعادل موتور و دیسک دوّار را برقرار می کند. جرمهای اضافی در محل F جهت بالانس کوپل ژيروسکوپ به انتهای بازو متصل می شود. یک پوشش شفاف بر روی دستگاه قرار گرفته که با برداشتن آن موتورها متوقف میشوند. سرعت موتورها با دستگاه کنترل سرعت $E91$ کنترل میشود. سرعت دوران موتور را میتوان از روی سرعت سنج $E64$ بدست آورد. سرعت پیشروی با کرنومتر اندازه گیری می شود. ممان اینرسی رتور، آرمیچر با معلق نمودن آنها از بازو و اندازه گیری زمان نوسان بدست می آید.

۸-۴- روش انجام آزمایش :

اتصالات الکتریکی:

ترانسفورمر $E66$ را به برق وصل کرده و اتصالات دنباله را انجام دهید. ترمینالهای ورودی ۱۲ ولت دستگاههای $E64$ و $E91$ را به ترمینال خروجی $E66$ وصل کنید. یک جفت از ترمینالهای خروجی $E91$ را به ترمینال ورودی دستگاه آزمایش و جفت دیگر را به ترمینال

ورودی پیش روی (Precession) وصل نمائید. ورودی سرعت سنج E64 را به پریز خروجی دستگاه آزمایش وصل کنید.

آزمایش اول:

a - تغییرات کوپل بر حسب سرعت پیشروی (ω_p) با سرعت رتور (ω) ثابت

دستگاه در صورتی تنظیم است که خط افقی روی انتهای بازوی گشتاور در صفحه خط روی دوره سرپوش (درب شفاف) باشد. در غیر این صورت با شل کردن پیچهای روی دیسک که آن را روی محور رتور محکم کرده کمی جای دیسک را بر روی محور تغییر دهید تا تنظیم شود و سپس پیچها را محکم کنید. این عمل صورت گرفته و نیازی به انجام آن نیست. جرم ۱۰۰ گرمی را در انتهای بازوی گشتاور پیچ کنید و سرپوش را در محل خود قرار دهید. به رتور سرعت کمی بدهید. با استفاده از واحد کنترل سرعت E91 موتور چرخنده را نیز بچرخانید. کوپل ژيروسکوپی حاصل، بازوی گشتاور را بلند می کند.

حال سرعت رتور را روی ۲۰۰۰ دور/دقیقه تنظیم کرده و سرعت پیشروی را تغییر دهید تا خط روی بازوی گشتاور در صفحه خط دور سرپوش قرار گیرد. این حالت تعادل است که در آن کوپل ژيروسکوپی برابر با ممان حال از جرم روی بازوی گشتاور است. حالت تعادل را برای چهار کوپل مختلف بدست آورده سرعت پیشروی را در هر حالت با کرنومتر تعیین کنید (زمان چرخش ۳۰ دور را تعیین کرده و از روی آن سرعت زاویه ای را بدست آورید) و با کوپلهای مربوطه یادداشت نمائید.

b - تغییرات کوپل بر حسب سرعت موتور با سرعت (ω) و سرعت پیشروی ثابت (ω_p)

در این آزمایش سرعت موتور پیشروی را در مقدار نسبتاً زیادی ثابت نگه داشته و با وارد کردن کوپل مشخصی سرعت رتور را برای رسیدن به حالت تعادل بدست آورید. آزمایش را با چهار کوپل مختلف انجام دهید (از جرم ۱۰۰ گرمی شروع کنید). و مقادیر سرعت رتور، کوپل مربوطه و سرعت موتور پیشروی ω_p را یادداشت کنید.

آزمایش دوم:

- تغییرات ω بر حسب $\frac{1}{\omega_p}$ با کوپل ثابت

برای آنکه کوپل ثابتی بدستگاه وارد شود جرم دلخواهی (مثلا ۱۰۰ گرمی) را روی بازوی گشتاور قرار دهید و برای آنکه به یاتاقان ها نیروی نامتعالی وارد نشود به اندازه نصف این جرم در طرف مقابل اضافه کنید. سرعت رتور را در دور دلخواهی قرار داده (از ۱۰۰۰ دور شروع کنید) و سرعت موتور پیشروی را طوری تنظیم نمایید که دستگاه در حال تعادل قرار گیرد. بوسیله کرنومتر سرعت پیشروی را بدست آورید (تعداد مثلا ۲۰ دور آنرا بدست آورده و از روی آن سرعت را تعیین کنید) و با سرعت رتور یادداشت نمایید.

سپس سرعت رتور را تغییر داده و آزمایش را تکرار کنید تا به حالت تعادل برسید. این آزمایش را در ۵ سرعت مختلف رتور انجام داده و نتایج بدست آمده را یادداشت کنید.

۸-۵- محاسبه کوپل

برای محاسبه کوپل ژيروسکوپی به ممان اینرسی رتور احتیاج است برای تعیین آن آرمیچر اضافی و رتور را از گیره جدا کرده و بازوی تکیه گاه را نیز باز کنید. رتور را بر روی بازو مطابق شکل ۸-۱ آویزان کرده و آنرا حول محور قائم در حدود ۱۰ درجه بچرخانید و سپس رها کنید. از کرنومتر برای تعیین زمان نوسان استفاده کنید. طول سیم و فاصله آنها را اندازه بگیرید. جرم رتور $1/3 \text{ kg}$ است. با استفاده از فرمول ۸-۸ ممان اینرسی بدست می آید.

۸-۶- خواسته های آزمایش :

۱- با استفاده از نتایج آزمایش اول (a) منحنی تغییرات سرعت پیشروی $(\frac{rad}{s})$ را بر حسب کوپل محاسبه شده و کوپل حقیقی ($N.m$) رسم کنید.

۲- با استفاده از نتایج آزمایش اول (b) منحنی تغییرات سرعت موتور $(\frac{rad}{s})$ را بر حسب کوپل محاسبه شده و کوپل حقیقی ($N.m$) رسم کنید.

۳- با استفاده از نتایج آزمایش دوم منحنی تغییرات $\frac{1}{\omega_p}$ را بر حسب ω رسم کنید.

۴- با استفاده از منحنی فوق ممان اینرسی رتور را بدست آورده و با نتیجه تئوریک مقایسه کنید.

آزمایش شماره ۹- آزمایش بالانس استاتیکی و دینامیکی



۹-۱-۱ مقدمه :

شافتها که در سرعتها بالائی میچرخند بایستی به دقت بالانس گردند و در غیر این صورت، خود سرچشمه ارتعاش خواهند بود. چنانچه شافتی کمی خارج از مرکزی داشته باشد و با سرعت کمی بچرخد، ارتعاش حاصل ممکن است زیاد قابل توجه نباشد ولی در سرعتها بالا وجود کمی غیر بالانسی ممکن است موجب شکست محور گردد.

مثال بارزی از اثر غیر بالانسی را میتوان در چرخ اتومبیل مشاهده نمود چنانچه چرخ جلو اتومبیل کمی خرج از مرکزی داشته باشد میتوان ارتعاش و لرزش را در سیستم فرمان حس کرد. اگر این خارج از مرکزی قابل توجه باشد کنترل ماشین غیر ممکن و بلبرینگ چرخ ها و سیستم تعلیق، بخصوص اگر فرکانس ارتعاش برابر با یکی از فرکانسهای طبیعی سیستم باشد به سرعت ساییده و از بین می رود. این مسائل بشرط اینکه جرم کوچکی در نقطه ای که موقعیت آن قابل محاسبه است روی لبه چرخ گذاشته شود قابل حل است. به همین دلیل روی لبه چرخها، قطعات کوچک سرب را می توان مشاهده کرد که نصب شده اند. بسیار مهم و ضروری است که شافت و رتورهای توربین های گازی که در سرعت های دورانی بین 15000 rpm تا 50000 rpm می چرخند کاملاً بالانس شده و کوچکترین خارج از مرکزی نداشته باشند. در چنین سرعتهایی کوچکترین غیربالانسی سبب ارتعاش و لقی در یاتاقانها و شکست موتور است.

گذاشتن جرم در جایی از شافت بطوریکه محور در یک موقعیت ساکن قرار گیرد و به عبارت دیگر تعادل استاتیکی کافی نبوده زیرا با چرخش شافت نیروی پریودیک سانتریفیوژ بوجود آمده و موجب ارتعاش می گردد. بنابراین لزوم تعادل استاتیکی و دینامیکی برای شافت محسوس است.

معمولاً شافتها روی دستگاههایی مخصوص سوار می شوند و نقاطی که بایستی به آنها جرم اضافه و یا کم گردد را نشان می دهند. دستگاه $TM102$ موجود دستگاهی است که ابتدا دانشجو بالانس شافت را از طریق روشهای محاسباتی و یا ترسیمی صورت داده و سپس نتایج خود را روی آن آزمایش می کند. چهار عدد بلوک وجود دارد که میتوان بوسیله آنها در روی شافت ایجاد تعادل و یا عدم تعادل کرد.

۹-۲- تئوری:

یک محور با جرمهایی که رویش قرار میگیرد میتواند هم بالانس استاتیکی و هم بالانس دینامیکی گردد. چنانچه شافت بالانس استاتیکی شده باشد در هر موقعیت زاویه ای قرار گیرد بدون حرکت باقی خواهد ماند. همچنین اگر بالانس دینامیکی شده باشد در هر سرعتی بدون ارتعاش خواهد چرخید. نشان داده خواهد شد چنانچه محوری بالانس دینامیکی شده باشد بالانس استاتیکی نیز است ولی عکس آن صادق نمی باشد.


۹-۲-۱- بالانس استاتیکی:

شکل ۹-۱ وضعیت ساده ای از دو جرم که روی محوری قرار گرفته اند را نشان می دهد چنانچه محور دارای بالانس استاتیکی باشد، ممان ناشی از وزن جرم (۱) که تمایل به چرخاندن محور در جهت عقربه های ساعت را دارد بایستی با ممان ناشی از جرم (۲) که تمایل به چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت دارد برابر باشد. یعنی:



$$W_1 r_1 = W_2 r_2 \quad ۹-۱$$

چنین اصلی برای پیش از دو جرم چنانچه بر روی محوری باشند و در تعادل استاتیکی بوده باشند برقرار است. برای محور شکل ۹-۲ که دارای سه بلوک بوده و در تعادل استاتیکی هست میتوان نوشت:


$$W_1 r_1 \cos \alpha_1 = W_2 r_2 \cos \alpha_2 + W_3 r_3 \cos \alpha_3 \quad ۹-۲$$




شکل ۹-۱: سیستم با دو جرم



شکل ۹-۲: سیستم با سه جرم



(a) سیستم با سه جرم



(b) سیستم با چهار جرم

شکل ۳-۹: کثیر الاضلاعهای ممان برای سیستم با سه جرم و چهار جرم در بالانس استاتیکی

اصولا مقادیر w, r, α چنان باید انتخاب شوند که محور در تعادل استاتیکی باشد در هر صورت برای آزمایش با بکار بردن دستگاه $TM1020$ می توان حاصل ضرب wr را مستقیما اندازه گرفت و تنها جهت تعادل استاتیکی موقعیت جرم باید حساب گردد. چنانچه موقعیت دو جرم در روی شافت تثبیت شود می توان موقعیت جرم سوم را از طریق محاسبه و یاترسیم بدست آورد. روش دوم (ترسیمی) این را بکار می گیرد که ممان نیروی وزن ها (جرم ها) بصورت بردار و متناسب با حاصلضرب wr و موازی خط اتصال از مرکز محور تا مرکز جرم است. برای برقراری تعادل بایستی مثلث بردارهای ممان بسته شود در این صورت ممان نامعلوم بدست می آید. (شکل (a) ۳-۹) هرگاه تعداد جرمها بیش از سه بوده کثیرالاضلاع بردارهای ممان همانطوریکه در شکل (b) ۳-۹ دیده می شود بسته خواهد شد. ترتیب رسم بردارها مهم نمی باشد. چنانچه دو نمونه مختلف از رسم بردارها آمده است. هرگاه در ترسیم بردار نهایی جهت مخالف آن جهتی باشد که فرض شده در آن صورت موقعیت فرض جرم بایستی عوض شود. برای مثال موقعیت جرم (۴) در شکل (b) ۳-۹ بایستی دو وضعیت خط چین به جای خط پر باشد تا با وضعش در دیاگرام برداری ممان تطابق داشته باشد.


۲-۲-۹- بالانس دینامیکی

جرمهای مونتاژ شده روی شافتها، موقعیکه آنها با سرعت بچرخند تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز قرار می گیرند. دو شرط زیر بایستی جهت جلوگیری از ارتعاش یک شافت موقعی که به چرخش در می آید برقرار باشد.

a- وجود نداشتن هرگونه نیروی غیربالانسی گریز از مرکز که موجب انحراف محور گردد.

b- وجود نداشتن هرگونه ممان و یا کوپل غیربالانسی که موجب انحراف طولی شافت گردد.

چنانچه این دو شرط برقرار باشد محور در تعادل دینامیکی خواهد بود.



شکل ۹-۴ : سیستم با دو جرم بدون تعادل دینامیکی

با بکار بردن شرط برای محور نشان داده شده در شکل ۹-۴ رابطه زیر برقرار است.

$$F_1 = F_2 \quad ۳-۹$$

نیروی گریز از مرکز $mr\omega^2$ و یا $\frac{w}{g}r\omega^2$ می باشد یعنی:

$$\frac{w_1}{g}r_1\omega^2 = \frac{w_2}{g}r_2\omega^2 \quad ۴-۹$$

چون سرعت دورانی دو جرم برابر با سرعت دورانی شافت میباشد پس:

$$w_1r_1 = w_2r_2 \quad ۵-۹$$

این رابطه همان نتیجه را دارد که برای تعادل استاتیکی در معادله ۹-۱ حاصل شد. بنابراین اگر محوری بطور دینامیکی در تعادل باشد بطور استاتیکی در تعادل خواهد بود. دومین شرط با گرفتن ممان حول مبنای مناسبی نظیر یکی از یاتاقانها حاصل میشود.

$$a_1F_1 = a_2F_2 \quad ۶-۹$$

اما از معادله ۳-۹ چون $F_1 = F_2$ است و به ناچار $a_1 = a_2$ بنابراین در این مثال ساده وقتی تعادل دینامیکی وجود دارد که دو جرم در موقعیت یکسانی از محور قرار گیرند. چون نقطه مبنا در نتیجه تأثیری ندارد بنابراین بهتر است همیشه حول یکی از جرمها ممان گرفته شود تا خود به خود آن یکی حذف شود و محاسبات آسان تر شود برای مثال میتوان نوشت:


$$F_2(a_2 - a_1) = 0 \quad ۷-۹$$

از آنجایی که مقدار نیروی گریز از مرکز نمی تواند صفر باشد، بنابراین بایستی نظیر قبل $a_1 = a_2$ گردد برای برقراری تعادل استاتیکی قرار دادن جرم ها در طول شناخت روبروی هم مهم نمی باشد. در حالیکه برای از بین بردن انحراف طولی شافت قرار دادن آنها در روبروی هم ضروری است.


۹-۲-۳- بالانس دینامیکی سه جرم:

دیده شد که برای بالانس دینامیکی دو جرم واقع بر یک محور بایستی جرمها در یک نقطه روبرو هم روی محور قرار گیرند. همچنین شرایط بخصوص برای بالانس دینامیکی سه جرم وجود دارد.

شکل (a) ۵-۹ در نظر گرفته می شود. جرم (۳) بطور عمودی روی محور قرار گرفته است برای برقراری شرط (b) برای تعادل دینامیکی را می توان با مساوی قرار دادن ممان نیروهای گریز از مرکز حول یکی از جرمها (۱)، در دو جهت قائم و افقی عملی ساخت. ممان نیروهای مار از این نقطه حول آن حذف خواهد شد.



(a) حالت کلی برای سیستمی با سه جرم



(b) جای واقعی قرار گرفتن جرمها در روی محور
 شکل ۹-۵ تعادل دینامیکی برای سیستم با سه جرم

ممان نیروهای در جهت افقی :

$$a_2 F_2 \cos \alpha_2 = 0 \quad 9-8$$

ممان نیروهای در جهت قائم :

$$a_2 F_2 \sin \alpha_2 = a_3 F_3 \quad 9-9$$

برای برقراری شرایطی که معادله ۹-۸ برقرار باشد بایستی

$$a_2 = 0 \text{ یا } 270^\circ \text{ یا } 90^\circ \quad \alpha_2 = 0 \text{ (یعنی } \cos \alpha_2 = 0 \text{)} \text{ با جایگزین کردن در معادله}$$

۹-۹ نتایج زیر حاصل می شود.

در حالتی که باشد بدین ترتیب برای مقادیر دلخواه سه جرم بایستی در یک نقطه روی محور باشد.

در حالیکه است لزوم نوشتن معادلات بیشتری جهت حل مسئله وجود دارد. برای برقراری شرط تعادل دینامیکی میتوان نوشت.

در جهت افقی :

$$F_1 \cos \alpha_1 = F_2 \cos \alpha_2 \quad 10-9$$

در جهت قائم :

$$F_3 = F_1 \sin \alpha_1 + F_2 \sin \alpha_2 \quad 11-9$$

چنانچه $\alpha_2 = 90^\circ$ یا 270° یا $\alpha_1 = 90^\circ$ فرض می شود که $\alpha_1 = 90^\circ$ باشد معادله

۱۱-۹ بصورت :

$$F_3 = F_1 + F_2 \quad 12-9$$

همچنین معادله ۹-۹ بصورت زیر در می آید.

$$a_2 F_2 = a_3 F_3 \quad 13-9$$

با ترکیب دو معادله فوق و حذف F_2 مقدار F_1 بر حسب F_3 حاصل می شود.

$$F_1 = F_3 \left(1 - \frac{a_3}{a_2} \right) \quad 14-9$$

چنانچه a_3 بزرگتر از a_2 باشد همانطوریکه در شکل دیده می شود باید F_1 منفی باشد و α_1 باید مقدار 270° را بجای 90° فرض شده انتخاب کند. نتیجه تعادل دینامیکی این حالت در شکل (b) ۹-۵ نشان داده شده است.

بدین ترتیب اگر جرمها در طول محور قرار گیرند برای تعادل دینامیکی باید شرایط زیر برقرار باشد:

۱- جرم وسطی باید نسبت به دو جرم دیگر 180° اختلال موقعیتی داشته باشد.

۲- جرمهای انتخابی چنان باشند که:

$$F_3 = F_1 + F_2 \quad 9 - 15$$

۳- وضع قرار گرفتن جرمها باید چنان باشد که در معادله زیر صادق باشد.

$$a_2 F_2 = a_3 F_3 \quad 9 - 16$$

۹-۲-۴- تعادل دینامیکی بیش از سه جرم:

هرگاه بیش از سه جرم روی محور وجود داشته باشد هیچگونه محدودیتی برای موقعیت زاویه ای و توزیع آنها در طول محور وجود ندارند. و شرایط عمومی برای بالانس دینامیکی آنها باید وجود داشته باشد.

موقعیت زاویه ای جرمها را میتوان از طریق تعادل استاتیکی و یا شرط ۱ تعادل دینامیکی بدست آورد. توزیع جرمها در طول محور از طریق شرط ۲ تعادل دینامیکی حاصل می شود. این توزیع جرمها را می توان از راه محاسبه و یا روش ترسیمی مشابه آنچه در تعادل استاتیکی گفته شد انجام داد.

۹-۲-۴-۱- روش محاسباتی:

ممان های خمشی شافت در دو صفحه قائم و افقی تجزیه می شود که در آن صورت باید جمع جبری مولفه های آنها در دو صفحه افق و قائم صفر باشند. همانند حالت قبلی گرفتن ممان حول یکی از جرمها، مسئله را سهل تر می کند. با مراجعه به شکل ۹-۶ معادلات مناسب برای چهار جرم عبارتند از:

مولفه ممانها در جهت قائم - حول جسم (۱)



$$-a_2 F_2 \cos \alpha_2 + a_3 F_3 \cos \alpha_3 + a_4 F_4 \cos \alpha_4 = 0 \quad ۱۷-۹$$

مولفه ممانها در جهت افق - حول جسم (۱)

$$a_2 F_2 \sin \alpha_2 + a_3 F_3 \sin \alpha_3 - a_4 F_4 \sin \alpha_4 = 0 \quad ۱۸-۹$$

باید توجه شود که F_2 و F_1 و غیره متناسب با $w_2 r_2$ و $w_1 r_1$ و غیره هستند. در این آزمایش مقادیر wr برای جرمهای مختلف معلوم و بنابراین می توانند بجای مقادیر F در

روابط $\begin{cases} ۱۷-۹ \\ ۱۸-۹ \end{cases}$ بالا جایگزین شوند.



شکل ۹-۶: سیستم با چهار جرم

چنانچه موقعیت زاویه ای دو جرم معلوم باشد میتوان توسط دو رابطه فوق موقعیت دو جرم دیگر را بدست آورد. هرگاه موقعیت قرار گرفتن دو جرم در طول شافت معلوم باشد میتوان توسط دو رابطه فوق موقعیت دو جرم دیگر را در طول محور بدست آورد.

۹-۲-۴-۲- روش ترسیمی:

در این روش نیازی به تجزیه ممانها به دو مولفه نیست. بردارهایی که نمایش دهنده $W_1 r_1 a_1$ و $W_2 r_2 a_2$ و و $W_n r_n a_n$ هستند (متناسب با ممانهای $F_1 a_1$ و و $F_n a_n$) به طریقه روش ترسیمی ذکر شده برای تعادل استاتیکی رسم می شوند بیش از دو مجهول با توجه به بسته شدن کثیرالاضلاع ممان حاصل نخواهد شد. معمولاً دو مقدار a بعنوان مجهول در روش برداری یافته خواهد شد. کارترسیم چنانچه ممان نیروها حول یکی از جرمها گرفته شود آسانتر می گردد.

هر روشی بکار گرفته شود اغلب دست آخر معلوم می شود که ترتیب فرضی قرار گرفتن جرمها روی شافت درست نیست. برای مثال ترکیب نشان داده شده در شکل ۶-۲ ممکن است تعادل دینامیکی بوجود آورد هرگاه ترتیب قرار گرفتن جرمها طبق شکل باشد. در هر حال هر دو روش بطور اتوماتیکی با مشخص شدن مقادیر a وضعیت قرار گرفتن جرمها را روی محور تعیین می کنند. اصولاً دیاگرام ها صرفاً موقعیت های اختیاری جرمها را نشان می دهند.

۹-۳- دستگاه آزمایش:

دستگاه بالانس دینامیکی و استاتیکی $TM102$ شامل یک محور کاملاً بالانس شده بوده که میتوان چهار بلوک مستطیلی را روی آن در موقعیت های مختلف در طول محور سوار نمود. محور روی یاتاقانهای بلبرینگی سوار شده و توسط موتور الکتریکی و تسمه و پولی میچرخد. موتور با منبع تغذیه ۱۲ ولت تغذیه میشود. موتور و محور روی یک صفحه فولادی روی یک پایه لاستیکی رزیننتی قرار گرفته اند این صفحه موقعی که خارج از مرکزی بر روی محور وجود داشته باشد به ارتعاش در می آید.

دیسک هایی با سوراخهای خارج از مرکز و با قطرهای متفاوت می توانند به بلوک های مستطیلی شکل متصل و بدین ترتیب ممان هر بلوک را تغییر دهند. بلوک ها میتوانند در هر موقعیت طولی از محور و در هر موقعیت زاویه ای قرار گیرند. دو آچار آلن بزرگ و کوچک وجود دارند که آچار بزرگتر جهت نصب بلوک به محور و آچار کوچکتر جهت محکم کردن

پیچهای دیسکهای خارج از مرکز بر روی بلوک ها بکار می روند. مقیاسهای خطی و زاویه ای جهت تثبیت و یا اندازه گیری موقعیت بلوک در مکانهای زاویه ای و طولی بلوک بکار می رود. لغزنده همچنین بعنوان یک وسیله متوقف کننده بکار رفته میشود و بلوک ها می توانند ننگه داشته شوند تا در موقع خواندن موقعیت زاویه ای آن ها حرکت نداشته باشند. ممان های جرمهای خارج از مرکز محور را می توان با ثابت کردن شافت فرعی همراه با پولی به شافت اصلی اندازه گرفت. هر بلوک مستطیلی می تواند روی شافت سوار شده و نخعی که در دو انتهایش دو مخزن سطلی کوچک دارد روی شافت فرعی آویزان شده است و داخل این مخزنها گلوله های کوچکی جای میگیرند. ممان جرمهای خارج از مرکز محور، متناسب با تعداد گلوله های مورد نیاز است.


میکروسوئیچ هایی روی دستگاه قرار دارند تا درپوش شفاف روی دستگاه قرار نگیرد محور بکار نمی افتد. کلید اصلی موتور در جلوی دستگاه بوده و زیر آن فنر می باشد و تا فشار داده نشود موتور بکار نخواهد افتاد. موتور نیاز به جریان مستقیم ۱۲ ولت با آمپر ۲ دارد که میتواند بوسیله یک منبع تغذیه تامین شود.

۹-۴- روش آزمایش:


۹-۴-۱- بالانس استاتیکی بدون بالانس دینامیکی :

برای انجام آزمایش به ترتیب زیر عمل می شود.

- ۱- درپوش از روی دستگاه برداشته و تسمه از پولی دور شود.
- ۲- دیسکهای خارج از مرکز از بلوک های مستطیلی توسط آچار آلن جدا شوند.
- ۳- دوتا از بلوک های مستطیلی مطابق شکل ۹-۷-۲ با اختلاف زاویه ای 180° و به فاصله 120mm روی محور سوار شود. از لغزنده برای تثبیت و خواندن موقعیت بلوک ها استفاده شود همچنین از آچار آلن بزرگتر برای سوار کردن بلوک ها روی محور استفاده گردد.



(a) تعادل استاتیکی برای سیستم با دو جرم



(b) تعادل استاتیکی و دینامیکی برای سیستم با چهار جرم

شکل ۹-۷ شکل ترکیبی از جرم ها

۴- مشاهده اینکه محور در هر موقعیتی قرار گیرند بدون حرکت باقی خواهد ماند و دارای بالانس استاتیکی است.

۵- وصل دستگاه به جریان مستقیم ۱۲ ولت و اطمینان از اینکه لغزنده آزاد می‌باشد. گذاشتن مجدد درپوش و تسمه به جای خودشان.

۶- چرخش موتور و مشاهده یک عدم بالانس جدی محور.

۹-۴-۲- بالانس دینامیکی ساده با چهار جرم:

۱- درپوش از روی دستگاه برداشته شود و چهار بلوک مستطیلی مطابق شکل روی محور قرار گیرد. (شکل (b) ۹-۷)

۲- بررسی تئوریک بالانس استاتیکی و دینامیکی شکل با ترکیب موجود (به بخشهای ۹-۲-۱ و ۹-۲-۴ مراجعه شود)

۳- بررسی اینکه ترکیب موجود دارای بالانس استاتیکی هست یا خیر. (به بخش های ۹-۴-۱ مراجعه شود).

۴- گذاشتن مجدد درپوش دستگاه و چرخاندن موتور و مشاهده بالانس دینامیکی.

یک روش کارآمد آن است که دو جرم وسطی نزدیک به یکدیگر و به فاصله تقریباً مساوی از دو بلوک انتهایی باشند. این روش ترکیبی معادل برای یک سیستم سه جرمی مطابق آنچه در شکل (b) ۹-۵ وجود دارد بدست می‌دهد که در آن $F_2 = 2F_1 = 2F_3$ این وضع خاص برای بالانس دینامیکی سه جرم برقرار بوده و بنابراین شافت در بالانس می‌باشد.

۹-۴-۳- بالانس استاتیکی و دینامیکی برای یک سیستم چهار جرمی:

۹-۴-۳-۱- محاسبه تجربی مقادیر W_2


- ۱- در پوش دستگاه برداشته شود و تسمه از پولی محور باز شود.
- ۲- شافت اضافی در انتهای محور اصلی در جایش قرار گیرد.
- ۳- دستگاه به لبه میز آورده شود. دو الی سه دور نخ در روی پولی پیچیده شود و اطمینان حاصل شود که هیچ گونه مانعی برای حرکت مخزن های سطلی شکل وجود ندارد.
- ۴- دیسک خارج از مرکز با سوراخ کوچک در روی یکی از بلوک های مستطیلی قرار گیرد. نصب بلوک روی شافت طوری صورت گیرد که بلوک روبروی عدد صفر مقیاس زاویه ای باشد. این بلوک شماره یک نامگذاری شود.
- ۵- به تدریج گلوله های بلبرینگی در یکی از ظرفها ریخته شود تا اینکه بلوک به اندازه 90° بچرخد و در حالیکه وزنه ها اضافه می شود بهتر است گهگاهی تکی به محور زده شود تا بر چسبندگی یاتاقان فاقد آید.
- ۶- تعداد گلوله هایی که برای بالا آوردن بلوک به اندازه 90° است یادداشت شود. این تعداد متناسب با ممان خارج از بالانس بلوک است.
- ۷- هر کدام از دیسک های خارج از مرکز به بلوک ها ثابت شود و سپس آزمایش فوق تکرار شود نتایج در جدولی مطابق جدول ۹-۱ وارد شود.
- ۸- پس از آن شافت فرعی برداشته شود و در جایش قرار گیرد.

۹-۴-۳-۲- محاسبه موقعیت بلوک ها برای تعادل دینامیکی:


فرض می شود که هدف بدست آوردن موقعیت زاویه ای و طولی دو بلوک ۳ و ۴ باشد با فرض آنکه موقعیت دو بلوک ۱ و ۲ معلوم باشند. به منظوریافتن جواب عملی و نشان دادن آن لازم است دقت کافی در انتخاب موقعیت دو بلوک ۱ و ۲ صورت گیرد. برای حصول چنین منظوری باید از جدول ۹-۲ که تعداد مختلف از ترکیباتی که دارای جواب عملی است استفاده شود. روش به شرح زیر میباشد.

- ۱- انتخاب موقعیت زاویه ای و طولی مناسبی برای بلوک های ۱ و ۲ با مراجعه به جدول ۹-۲ توجه شود چنانچه مقادیر ممانها با جدول ۹-۱ فرق داشته باشد ترکیب ذکر شده در جدول میتواند بعنوان راهنما تقریبی باشد.

- ۲- موقعیت های زاویه ای بلوک های ۳ و ۴ بوسیله محاسبه و با ترسیم بدست آورده شود.
- ۳- موقعیت های طولی بلوک های ۳ و ۴ بوسیله محاسبه و یا ترسیم نیز بدست آورده شود.
- ۴- بلوک های در روی شافتها در موقعیتهای حساب شده قرار گیرد و پس از آن اطمینان حاصل شود که لغزنده روی مقیاس طولی آزاد است.
- ۵- بررسی شود که آیا شافت در بالانس استاتیکی است یا خیر؟ (بخش ۹-۴-۱ مراجعه شود).
- ۶- درپوش در روی دستگاه قرار گرفته و تسمه روی پولی محور محکم شود سپس موتور به حرکت در آمده و مشاهده شود که آیا بالانس دینامیکی وجود دارد یا خیر؟ (بخش ۹-۴-۲ مراجعه شود)
- ۷- چنانچه شافت در بالانس دینامیکی نمی باشد مجددا محاسبات بازرسی و کنترل شود تا خطا معلوم گردد.
- ۸- درپایان موقعیکه شافت دارای تعادل دینامیکی است یکی از بلوک ها کمی حرکت داده شود و اثر غیر بالانسی مشاهده گردد.







شکل (a) ۹-۸



(b) شکل ۸-۹ ترتیب قرار گرفتن وزنه ها

- ۱- اندازه گیری زوایا نسبت به بلوک ۱ انجام می شود.
- ۲ - فواصل از صفر مقیاس اندازه گیری شود.
- ۳ - خارج از بالانسی جرمها بر حسب تعداد گلوله ها می باشد.
- ۴ - فاصله بین بلوکهای ۱ و ۲ معمولاً برابر 100mm است.

جدول ۱-۹ مقادیر Wr بلوک ها

				
۱	۲	۳	۴	<i>Orange Block</i>
۸۸	۸۲	۷۴	۶۴	<i>Wr (balls)</i>
۱	۲	۳	۴	<i>Silver Block</i>
۶۰	۵۶	۵۰	۴۸	<i>Wr(balls)</i>


جدول ۹-۲ نمونه ای از داده های ورودی برای بلوکهای ۱ و ۲

Ref	Block1		Block2		Block3		Block4		Black order	limitations
	θ_1°	x_1 mm	θ_2°	x_2 mm	θ_3°	x_3 mm	θ_4°	x_4 mm		
A	۰	۵	۱۶۰	۱۰۵					شافت خیلی بلند بلوک های خیلی نزدیک شافت خیلی کوتاه	
B	۰	۵	۱۵۰	۱۰۵						
C	۰	۵	۱۴۰	۱۰۵						
D	۰	۱۴	۱۳۰	۱۱۴						
E	۰	۱۷	۱۲۰	۱۱۷						
F	۰	۲۵	۱۱۰	۱۲۵						
G	۰	۲۹	۱۰۰	۱۲۹						
H	۰	۴۱	۹۰	۱۴۱						
I	۰	۱۵۶	۸۵	۲۵۶						
J	۰	∞	۸۱	∞						

۹-۵ - خواسته های آزمایش :

- ۱- ابتدا هر کدام از چهار بلوک را روی محور قرار داده و با گذاشتن محور فرعی در امتداد محور اصلی ممان ناشی از وزن هر کدام از آنها را مطابق جدول ۹-۱ تنظیم شود.
- ۲- دو حالت مانند A و B از حالات جدول ۹-۲ انجام دهید. ابتدا از طریق محاسبه و یا ترسیم موقعیت های طولی و زاویه ای بلوک های ۳ و ۴ را تعیین و سپس روی دستگاه آزمایش کنید.

آزمایش شماره ۱۰ - آزمایش دستگاه چرخ دنده خورشیدی (*Epicyclic Gears*)



هدف آزمایش:

آشنا شدن با دستگاه چرخ دنده خورشیدی و بدست آوردن شتاب چرخ دنده ها و راندمان دستگاه.


۱-۱۰- شرح دستگاه:

دستگاهی که شرح داده می شود از دو واحد چرخ دنده خورشیدی تشکیل شده است که می تواند دو نسبت سرعت مختلف بین محورهای ورودی و خروجی تولید کند.


سیستم چرخ دنده روی محوری سوار شده است که بوسیله *Self Aligning Bearing* نگه داشته می شود دستگاه کلا روی پایه ای استاندارد از فولاد سبک که می تواند روی زمین بایستد قرار داده شده بطوریکه برای وزنه هائی که میخواهیم به قسمتهای دوار آویزان کنیم از زمین ماکزیمم به اندازه ۴۰ اینچ فاصله هست.

این دستگاه طرحی برای محاسبه راندمان چرخ دنده ها و همین طور اندازه گیری گشتاور عکس العمل بدست می دهد. با افزودن یک استوانه برای ضبط همراه با تعدادی میکروسوئیچ شتاب اعضاء دوار را هم می توان محاسبه کرد.

واحد چرخ دنده خورشیدی دو سرعته در شکل ۱-۱۰ نشان داده شده است که اساساً از دو سری چرخ دنده خورشیدی مشابه که هر کدام دارای سه چرخ دنده ستاره می باشد تشکیل شده است.



شکل ۱-۱۰: Load Cell



شکل ۱۰-۲: Two Speed Epicycle Gear Unit

محور اصلی S که در بلبرینگهای S, A قرار گرفته سیستم چرخ دنده را نگه میدارد. یک انتهای این محور به صورت مکعب مستطیل تراشیده شده تا بتوان یک دستگیره برای پیچاندن روی آن جا داد. استوانه بارگذاری A که به محور اصلی قفل شده است با دیسک اینرسی B و استوانه بارگذاری C درگیر است. اولین محفظه (*Casing*) مرگب است از چرخ دنده داخلی D استوانه بارگذاری E و دیسک اینرسی F که هر سه به هم مربوطند. استوانه بارگذاری E بوسیله بلبرینگهایی روی محور اصلی قرار گرفته است. محفظه دوم مرگب است و از چرخ دنده داخلی G ، دیسک اینرسی H و استوانه بارگذاری J و به طریقی مشابه به اولین محفظه وصل شده است. چرخ دنده های خورشید K و L به محور اصلی قفل بوده و چرخ دنده های داخلی را (هر کدام در داخل سه سری چرخ دنده های ستاره M و N) میگردانند. چرخ دنده های ستاره حول بلبرینگهایی که روی محورهای O و P سوار شده اند میگردند استوانه بارگذاری Q که روی بلبرینگ سوار شده با دیسک اینرسی R مربوط است.

هر چهار دیسک اینرسی بوسیله پیچهای محکم شده اند و به آسانی می توان آنها را برداشت میخهای ریز روی محیط استوانه های A و C و E و J و Q برای این است که بتوان ریسمان را حول آنها پیچیده و در نتیجه به دستگاه کوبل وارد کرد. هر کدام از دو چرخ دنده داخلی D یا G را میتوان با بکار بستن واحد بارگذاری $load\ cell$ میزان شده قفل کرده و ممان نگهدارنده (گشتاور عکس العمل) چرخ دنده داخلی را برای یک سیستم بارگذاری داده شده اندازه گرفت. شتاب چهار عضو را اگر لازم باشد میتوان با بکار بردن دستگاه ضبط شتاب استاندارد بدست آورد.

۱۰-۱-۱- واحد بارگذاری (The Load Cell)

واحد بارگذاری در شکل ۱۰-۲ نشان داده شده است.

این واحد مرگب است از تیریک سردرگیر F که لبه تیز مدوری به انتهای آزاد آن وصل شده یک وسیله اندازه گیری تغییر بعد $Dad\ Gauge$ که تا $0.001/0$ اینچ را اندازه می گیرد ($0.01/0$ میلیمتر برای سیستم متریک) و روی محفظه H سوار شده تا تغییر مکان (تغییر شکل خمشی) تیریک سر درگیر را وقتی که بار به انتهای آزاد آن وصل می شود اندازه بگیرد. واحد بارگذاری را میتوان با افزودن وزنه های معلوم به ریسمانی که حول یکی از استوانه های بارگذاری پیچیده شده است میزان کرد. در حالیکه لبه تیز تیریک سر درگیر در فرو رفتیهای جداره استوانه جا گرفته است وقتی که بخواهیم استوانه را قفل کرده و بدینوسیله کوبل عکس العمل روی استوانه را اندازه بگیریم واحد بارگذاری را بوسیله پیچ J به صفحه صاف (ماشینکاری شده) روی سطح بدنه اصلی میبندیم. سپس می توان نمودار بار را بر حسب انحراف رسم کرده و ثابت k (Calibration Constant) را برای وسیله اندازه گیری تغییر بعد اندازه گرفت.

۱۰-۱-۲- واحد ثبت شتاب (The Acceleration Recording Unit)

واحد ثبت شتاب در جزئیات در شکل ۱۰-۳ نشان داده شده است.

این واحد مرگب است از استوانه ای که بوسیله یک موتور سنکرون با سرعت ثابت دوران میکند یک سوزن ثابت و لتاز قوی که روی پیچی هدایت کننده $lead\ screw$ حرکت کرده و روی کاغذ ثبتی که دور استوانه پیچیده شده اثری مارپیچی به جا می گذارد. انتقال حرکت استوانه و پیچ هادی بوسیله سه چرخ دنده انجام می شود. بادامکهای روی هر کدام از چهار

عضو دوار سوار شده اند و به هنگام دوران هر بار که میکروسوئیچ وصل می شود علامتی روی کاغذ مخصوص بر جا می ماند که با اندازه گرفتن فاصله بین دو علامت متوالی میتوان شتاب را محاسبه کرده سوئیچ انتخاب کننده ای در جلوی تابلوی واحد ثبت قرار گرفته که بوسیله آن را میتوان هر یک از میکروسوئیچ ها را انتخاب کرد. یک سوئیچ برای اطمینان وجود دارد که وقتی که پوشش ثبت برداشته میشود دستگاه را از گردش باز می دارد.


اطلاعات:

$$\text{سرعت استوانه} = 3/857 \frac{\text{rev}}{\text{min}} = 1 \frac{\text{in}}{\text{sec}} = 25/4 \frac{\text{mm}}{\text{sec}}$$

$$\text{قطر استوانه} = 4/962 \text{ in } (126 \text{ mm})$$

ولتاژ ورودی به دستگاه ثبت: جریان یک فاز متناوب $250V$ با فرکانس $50 \frac{\text{cycle}}{\text{sec}}$ ، ولتاژ سوزن ثابت $350V$

تعیین شتاب زاویه ای با استفاده از آثار ثبت شده:




فرض کنیم که :

t_1 و t_2 فاصله بین علامت متوالی بر حسب اینچ


t_{12} و t_{23} و t_{34} فاصله بین مراکز علامت متوالی

و n تعداد دندانهای روی بادامک (۴ یا ۲ و ۱) (به جدول ۱ مراجعه شود) و سرعت کاغذ

برابر $1 \frac{\text{in}}{\text{sec}}$ باشند در این صورت t_1 و t_2 زمان $\frac{1}{n}$ دور میباشد. (پس مقیاس اینچ $1=1$ ثانیه خواهد بود).



شکل ۱۰-۳ : Acceleration Recording Unit



شکل ۱۰-۴ : شکل شماتیک سیستم چرخ دنده ها

شتاب زاویه ای متوسط:

$$\omega_1 = 2 \frac{\pi}{nt_1} \frac{rad}{sec} \quad \omega_2 = 2 \frac{\pi}{nt_2} \frac{rad}{sec} \quad \omega_3 = \dots$$

$$\alpha_1 = 2 \frac{\pi}{nt_{12}} \left(\frac{1}{t_2} - \frac{1}{t_1} \right) \quad rad/sec^2$$


$$\alpha_2 = 2 \frac{\pi}{nt_{23}} \left(\frac{1}{t_3} - \frac{1}{t_2} \right) \quad rad/sec^2 \quad \alpha_3 = \dots$$

مقدار متوسط α_1 و α_2 و α_3 و باید طوری انتخاب شود که مقدار دقیقی برای شتاب حاصل

شود.

جدول ۱-۱۰ مشخصات چرخدنده ها

Channel No	Member	No of cam indents
۱	$A - C$	۲
۲	$D - E$	۴
۳	$G - J$	۴
۴	Q	۲
۵ } ۶ }	Non operation	



شکل ۱۰-۵ چرخدنده خورشیدی

شکل ۱۰-۵ ساده ترین شکل یک سری چرخ دنده خورشیدی را نشان میدهد.

اگر بازوی A ثابت نگه داشته شود در آن صورت سری به یک سری ساده تبدیل میشود.

وقتی که چرخ دنده خورشیدی C ثابت است روی زیر را برای پیدا کردن نسبت S به A اختیار می کنیم.

a) تمامی چرخ دنده ها را قفل کرده و تمام سیستم را یک دور در جهت عقربه های ساعت (+۱ دور) میگردانیم در نتیجه چرخ دنده ستاره P بازوی A ، چرخ دنده خورشیدی C و چرخدنده S همه یک دور در این جهت گشته اند.

(b) حال اگر بازوی A ثابت نگه داشته شود و چرخ دنده خورشیدی C یک دور در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت (۱- دور) بگردد تا به حالت اولیه اش برگردد در آن صورت چرخ دنده ستاره P به اندازه $\left(\frac{C}{P}\right)$ دور در جهت عقربه های ساعت خواهد گشت. پس چرخ دنده ستاره روی هم رفته به اندازه $\left(1 + \frac{C}{P}\right)$ دور در طول مراحل a و b خواهد گشت. بازوی A فقط یک دور می گردد پس:

$$\frac{\omega_P}{\omega_A} = 1 + \frac{C}{P} \quad ۱-۱۰$$

برای انجام محاسبه های لازم معمولاً دور آنها را در جدولی می نویسند پس:

جدول ۱۰-۲ چگونگی حرکت چرخ دنده ها نسبت به هم

حرکت	عضو		
	A	C	P
(a) تمام چرخ دنده ها قفل شده و به تمام سری +1 دور میدهیم	+1	+1	+1
(b) بازوی A را ثابت نگه داشته و C را -1 دور میگردانیم	0	-1	$\frac{C}{P}$
جمع	+1	0	$1 + \frac{C}{P}$
(a) و (b)			

خلاصه مطالب بالا:

اولین قدم بدون توجه به اینکه سری خورشیدی چقدر پیچیده باشد این است که سری کل را قفل کرده و سیستم حاصل را یک دور در جهت عقربه های ساعت بگردانیم. سپس با ثابت نگه داشتن بازو و گرداندن چرخ دنده ای که می بایست در دستگاه ساکن باشد یک دور در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می توان تعداد دور هائی را که بقیه چرخ دنده ها می گردند تعیین کرد که ممکن است این چرخ دنده های باقیمانده سری ساده و یا سری مرکب باشند. حال اگر تعداد دور های هر چرخ دنده را در دو حالت با هم جمع کنیم با اعداد حاصل میتوان هر نسبت سرعت خواسته شده را تعیین کرد.

۱۰-۱-۳- کوپلها در سری چرخ دنده های خورشیدی:

معمولاً سه کوپل به یک چرخ دنده خورشیدی اعمال می شود کوپل ورودی T_1 (در جهت گردش محور ورودی) کوپل عکس العمل خروجی T_0 و کوپل محفظه T_2 . اگر قسمتهای سری با سرعتهای یکنواخت حرکت کند هیچ شتاب زاویه ای وجود نخواهند داشت. پس:

$$T_1 + T_0 + T_2 = 0 \quad ۲-۱۰$$

یعنی مجموع جبری این سه کوپل صفر است.

اگر بازده دستگاه ۱۰۰ درصد باشد یعنی هیچگونه تلفات داخلی در اثر اصطکاک و غیره وجود نداشته باشد خواهیم داشت:

$$T_1 \omega_1 + T_0 \omega_0 + T_2 \omega_2 = 0 \quad ۳-۱۰$$

که در آن ω_1 و ω_0 و ω_2 سرعتهای زاویه ای میباشند.

معمولاً محفظه ۲ ثابت بوده و رابطه ۳-۱۰ بصورت زیر در می آید:

$$T_1 \omega_1 + T_0 \omega_0 = 0 \quad ۴-۱۰$$

اگر حالت معمولی را در یک چرخ دنده خورشیدی در نظر بگیریم و R نسبت کل چرخ دنده ها باشد و فرض کنیم $\omega_1 = R\omega_0$ بوده و محفظه ثابت باشد از رابطه ۴-۱۰ داریم:

$$T_1 R \omega_0 + T_0 \omega_0 = 0 \quad \longrightarrow \quad T_0 = -RT_1 \quad ۵-۱۰$$

علامات باید در هر محاسبه در نظر گرفته شود.

اگر x یعنی محفظه طوری باشد که می بایست نگه داشته شود در آن صورت:

$$T_1 - RT_1 + T_x = 0 \longrightarrow T_x = T_1(R - 1) \quad ۶-۱۰$$

یا:

$$T_2 = T_0 \left(\frac{1}{R} - 1 \right) \quad ۷-۱۰$$

اگر فرض کنیم که x ثابت بوده و راندمان انتقال بین محور ورودی و خروجی η باشد در آن صورت:

$$T_0 = -R\eta T_1 \quad \text{یا} \quad T_1 = -\frac{T_0}{R\eta} \quad ۸-۱۰$$

همین طور کویل x هم تغییر خواهد کرد:

$$T_1 - R_0\eta T_1 + T_x = 0 \quad ۹-۱۰$$

یا:

$$-\frac{T_0}{R\eta} + T_0 + T_x = 0 \longrightarrow T_x = T_1(R\eta - 1) \quad ۱۰-۱۰$$

یا:

$$T_x = T_0 \left(\frac{1}{R\eta} - 1 \right) \quad ۱۱-۱۰$$

جدول ۱۰-۳ مشخصات چرخ دنده ها

چرخ	A	B	E, F, D	I, G, H	Q
قطر: اینچ	۳	۷	۹	۹	۷
(سانتی متر)	(۷/۶۲)	(۱۷/۸۶)	(۲۲/۸۶)	(۲۲/۸۶)	(۱۷/۸۶)

۱۰-۲- روش آزمایش:

قبل از آغاز آزمایش واحد بارگذاری بایستی کالیبره شود که قبلا طرز کالیبره کردن آن گفته شده است، در نتیجه یک ثابت تطابق برای واحد بارگذاری تعیین می شود. بارهای تا حدود $7kg$ با تغییرات $1kg$ برای این منظور کافی هستند.

با استفاده از شکل ۱۰-۴ نسبت کلی چرخ دنده $\frac{\omega_{input}}{\omega_{output}} = \frac{\omega_C}{\omega_P}$ را برای دو حالت که حالت اول چرخ دنده D ثابت است و حالت دوم چرخ دنده G بدست آورید.

۱۰-۲-۱- آزمایش اول: چرخ دنده داخلی D ثابت:

در این آزمایش چرخ دنده داخلی D را بوسیله واحد بارگذاری کالیبره شده قفل کنید سپس استوانه بارگذاری ورودی C را با یک کوپل معلوم بارگذاری کرده و این را با کوپل مقاومی که روی محور خروجی (استوانه بارگذاری خروجی) اعمال می شود میزان کنید بطوریکه سیستم بخواهد در جهت ورودیشروع به حرکت کند وزنه لازم و تغییر واحد بارگذاری را یادداشت کنید. با استفاده از کوپلهای متعادل بدست آمده و نسبت کلی چرخ دنده و فرمولهای قسمت تئوری راندمان کلی سیستم و کوپل عکس العمل را با استفاده از کوپلها بدست آورید. آزمایش را برای ۱۰ بارگذاری تکرار کنید.

۱۰-۲-۲- آزمایش دوم: چرخ دنده G ثابت:

چرخ دنده داخلی G را بوسیله واحد بارگذاری کالیبره شده قفل کرده و طبق روش ذکر شده در آزمایش اول راندمان کلی سیستم را برای ۱۰ بارگذاری بدست آورید.

۱۰-۲-۳- آزمایش سوم: چرخ دنده D ثابت:

در این آزمایش پس از قفل کردن چرخ دنده D استوانه بارگذاری Q را با یک کوپل معلوم بارگذاری کرده و شتاب آنرا با استفاده از واحد ثبت شتاب بدست آورید. سپس مقدار کوپل را اضافه کرده شتاب نظیر آنرا بدست آورید.

این آزمایش را برای ۵ کوپل مختلف انجام داده و با رسم منحنی کوپل بر حسب شتاب زاویه ای مقدار ممان اینرسی متوسط سیستم را نسبت به Q بدست آورید.

سؤال: سری چرخ دنده های دیفرانسیل را تعریف نموده و کاربرد آنها را با ذکر مثال شرح دهید.

آزمایش شماره ۱۱ - آنالیز بادامک ها




هدف آزمایش:

مشاهده و مطالعه رفتار دنبال کننده بادامک در شرایط مختلف

۱-۱۱- کار دستگاه:

ممداد متصل بدنبال کننده بادامک قابل تعویضی که در انتهای شافت متحرک با سرعت متغیر قرار گرفته است بالا رفتن دنبال کننده را برای وزنه‌های مختلف آن و برای فنرهای با شدت متفاوت روی کاغذ تلدولیت رسم مینماید.


پرش دنبال کننده در شرایط مختلف با این دستگاه (شکل ۱-۱۱) قابل بررسی است.



شکل ۱-۱۱ شکل شماتیک پیرو بادامک

۱۱-۲- شرح دستگاه:

دستگاه در شکل ۱۱-۲ نشان داده شده است:



شکل ۱۱-۲ نمایه کلی از دستگاه آنالیز بادامک

موتور $D.C$ (M) با جعبه دنده (با قدرت $\frac{1}{4}$ اسب بخار و سرعت ۴۷۵ دور در دقیقه) بادامک (C) را در سرعت‌های مختلف می‌گردند شافت خروجی موتور توسط کوپلینگ قابل تغییر (G) مستقیماً به شافت (A) که بر روی یاتاقان (B) سوار است، متصل شده است. چرخ لنگر (H) روی شافت (A) نصب شده تا تغییرات سرعت ناشی از تورک متغیر لازم برای بلند کردن دنبال کننده را کاهش داده سرعت شافت را تعدیل نماید. بادامک روی قسمت مخروطی انتهائی شافت سوار شده و بوسیله مهره ای با دو واشر روی شافت محکم تثبیت شده است.

دنبال کننده ها از نوع مسطح یا غلطکی هستند که در انتهائی یک میله عمودی قرار گرفته اند. در مجاورت بالائی این میله یک سوراخ استوانه ای تعبیه شده که داخل آن یک کره فولادی قرار گرفته است. این کره فولادی از طرف بالا با میله دیگری تماس دارد که از داخل فنر (S) عبور کرده و وزنه های قابل تغییر (m) ($\frac{1}{4}$ کیلوگرم) را تحمل می نماید. بنابراین کره فولادی در محلی (از استوانه) قرار می گیرد که بستگی به وضعیت قرار گرفتن بادامک در

تماس با پیرو دارد. این کره فولادی تضمین میکند که فقط یک نیروی محوری به میلۀ بالائی که به فنر (S) و وزنه های (m) مرتبط است منتقل گردد.

نیروی فنر ممکن است بوسیله مهره ای که روی میلۀ بالائی است و با تعویض فنر با سختی دیگر تغییر کند. انتهای بالائی فنر توسط یک پایه افقی (T) که روی دو ستون عمودی (U) نصب شده نگهداشته می شود ستونهای عمودی روی صفحه تکیه گاه نصب شده اند. قلم منحنی دامنه نوسان دنبال کننده را روی کاغذ رسم می کند.

کاغذ روی طبلک استوانه ای (D) بسته شده که توسط تسمه ای از شافت بادامک حرکت میگیرد.

سرعت شافت بادامک توسط یک تاکومتر تعیین می شود.

موتور و تکیه گاههای شافت بادامک روی صفحه (چدنی) تکیه گاه نصب شده اند که این صفحه با پیچهای کاملاً تراز میشود.

سرعت موتور را می توان توسط یک دستگاه کنترل (V) تغییر داد. سوئیچ (Z) دو طرفه اجازه میدهد جهت چرخش بادامک را بطور دلخواه عوض نمود.

۱۱-۳- نحوه تعویض بادامک دنبال کننده و فنر

با شل کردن و باز کردن مهره محکم کننده، بادامک روی شافت را بیرون بیاورید. معکوس همین کار را برای نصب بادامک دیگر انجام دهید.

دو مهره روی عضو افقی نگهدارنده بالائی فنر که این عضو را روی ستونهای عمودی نصب کرده است را باز کنید. عضو افقی و دستگاه فنر را بیرون بیاورید. خود فنر را با باز کردن دو مهره نگهدارنده فنر بیرون آورید و فنر مناسب را در جای آن بگذارید. دنبال کننده با پیچ آلن باز می شود. سوار کردن دستگاه با انجام اعمال معکوس صورت میگیرد.

۱۱-۴- تئوری آزمایش:


در قسمت زیر محاسبات تئوریک مربوط به بادامکهای مختلف آمده است و فرمولهای مناسب برای محاسبه تغییر مکان دنبال کننده ها و سرعت و شتاب آنها در شرایط مختلف نشان داده شده است. نیروهای دینامیکی مربوط به دنبال کننده و فنر بررسی شده که می تواند با مقادیر اندازه گیری شده آنها مقایسه شود.

الف- بادامک مماسی با دنبال کننده غلطکی:

۱- غلطک در تماس با سطح مسطح جانبی:

در شکل ۳-۱۱ فرض می شود که:

R : شعاع دایره پایه r : شعاع نوک r_0 : شعاع دنبال کننده d : فاصله مرکزی



شکل ۳-۱۱ غلطک در تماس با سطح جانبی بادامک

فرض کنیم دنبال کننده غلطکی با سطح جانبی AB در حین حرکت تماس مییابد.

وقتی دنبال کننده زاویه θ را از پایین ترین موقعیت سطح جانبی بادامک (یعنی از موقعیت A) طی می کند تغییر مکان دنبال کننده X برابر است با:

$$X = OQ_1 - OQ = (R + r_0) \sec \theta - (R + r_0) \quad 1-11$$

$$V = \frac{dX}{dt}, \quad d\theta = \omega dt \quad \longrightarrow \quad V = \omega \frac{dX}{d\theta} \quad 2-11$$

$$A = \omega^2 \frac{d^2X}{dt^2} = \omega \frac{dV}{d\theta} \quad 3-11$$

$$V = \omega(R + r_0) \sec \theta \tan \theta \quad 4-11$$

فرمولهای ۱۱-۱ و ۱۱-۳ و ۱۱-۴ برای:

زوایا از روی شکل ۱۱-۴ تا $\theta = 0$ تا $\theta = \beta$ ، $\theta = 2\alpha$ تا $\theta = 2\alpha - \beta$ صادق است. اگر زاویه ای باشد که بادامک وقتی غلطک از نقطه A به B میرسد طی کرده است.

در این صورت: $AB =$


$$d \sin \alpha \quad ۱۱-۵$$

$$\tan \beta = \frac{QQ_2}{R + r_0} = \frac{AB}{R + r_0} = \frac{d \sin \alpha}{R + r_0}$$

$$= \frac{d \sqrt{1 - \frac{(R-r)^2}{d^2}}}{R + r_0}$$

$$= \frac{\sqrt{d^2 - (R-r)^2}}{R + r_0}$$

۱۱-۶



شکل ۱۱-۴ غلطک در تماس با سطح مسطح


جانبی پس از حرکت از A به B

که α کل زاویه بالا رفتن دنبال کننده است.

ماکزیم سرعت و شتاب در سطح جانبی بادامک وقتی به ازای θ در فرمولهای ۱۱-۳ و ۱۱-۴ ، β را قرار دهیم بدست می آید.

۲- غلطک در تماس با نوک بادامک:

وقتی غلطک زاویه φ را از بالاترین وضعیت دنبال کننده طی می کند تغییر مکان X برابر است با:



شکل ۱۱-۵ غلطک در تماس با نوک بادامک

$$X = OQ_4 - OQ$$

$$OQ_4 = Q_4H + HO = (r + r_0) \cos \lambda + d \cos \varphi$$

$$X = [(r + r_0) \cos \lambda + d \cos \varphi] - (R + r_0) \quad ۷-۱۱$$

$$\sin \varphi = \frac{PH}{d} = \frac{(r+r_0) \sin \lambda}{d} \quad ۸-۱۱$$

$$\sin \lambda = \frac{d \sin \varphi}{r+r_0} \quad ۹-۱۱$$

$$n = \frac{r+r_0}{d} \quad \sin \lambda = \frac{\sin \varphi}{n}, \quad \cos \lambda = \sqrt{1 - \left(\frac{\sin \varphi}{n}\right)^2} \quad ۱۰-۱۱$$

$$X = d[\cos \varphi + \sqrt{n^2 - (\sin \varphi)^2}] - (R + r_0) \quad ۱۱-۱۱$$

$$V = \omega \frac{dX}{d\varphi} = -\omega d \left[\sin \varphi + \frac{\sin 2\varphi}{2\sqrt{n^2 - (\sin \varphi)^2}} \right] \quad ۱۲-۱۱$$

$$A = \omega \frac{dV}{d\varphi} = -\omega^2 d \left[\frac{\cos \varphi + (\sin \varphi)^4 + n^2 \cos 2\varphi}{(n^2 - (\sin \varphi)^2)^{\frac{3}{2}}} \right] \quad ۱۳-۱۱$$

برای $\theta = \beta$ تا $\theta = 2\alpha - \beta$ ، $\varphi = \theta - \alpha$ یعنی دنبال کننده بر روی قوس دایره راس باشد.

مقدار سرعت از ماکزیمم خود در نقطه B به مقدار صفر در نقطه C کاهش می یابد و نیز شتاب از ماکزیمم خود در نقطه B به مقدار حداقل خود در C میرسد.

مشخصات بادامک مسطحی که در این دستگاه با آن کار می کنیم به قرار زیر است:

$$r = ۱۲/۷ mm \quad R = ۲۵/۴ mm \quad r_0 = ۱۴/۳ mm \quad d = ۳/۸ mm$$

ب- بادامک محدب با پیرو غلطکی:

فرض می شود که پیرو در نقطه Q_1 باشد (شکل ۱۱-۶):

$$\left. \begin{aligned} PA &= x_1 \cdot \cos \theta + (\rho - R) \\ PA &= (\rho + r_0) \cos \psi \end{aligned} \right\} \longrightarrow x_1 = \frac{(\rho + r_0) \cos \psi - (\rho - R)}{\cos \theta} \quad ۱۴-۱۱$$

در مثلث POQ_1 رابطه زیر قرار است:

$$\cos \psi = \frac{(\rho+r_0)^2 + (\rho-R)^2 - x_1^2}{2(\rho+r_0)(\rho-R)} \quad ۱۵-۱۱$$

اگر مقدار $\cos \psi$ را در رابطه فوق قرار دهیم خواهیم داشت:

$$x_1^2 + 2x_1(\rho - R) \cos \theta - [(\rho + r_0)^2 - (\rho - R)^2] = 0 \quad ۱۶-۱۱$$


$$x = x_1 - (R + r_0) \quad ۱۷-۱۱$$

$$x = (\rho - R) \left[\sqrt{(\cos \theta)^2 + \left(\frac{\rho+r_0}{\rho-R}\right)^2} - 1 - \cos \theta - \frac{(R+r_0)}{(\rho-R)} \right] \quad ۱۸-۱۱$$

$$V = \omega \frac{dx}{d\theta} = (\rho - R) \omega \left[\sin \theta - \frac{\sin 2\theta}{2\sqrt{(\cos \theta)^2 + \left(\frac{\rho+r_0}{\rho-R}\right)^2 - 1}} \right] \quad ۱۹-۱۱$$

$$A = \omega \frac{dV}{d\theta} = (\rho - R) \omega^2 \left[\cos \theta - \frac{\cos 2\theta \left[(\cos \theta)^2 + \left(\frac{\rho+r_0}{\rho-R}\right)^2 - 1 \right] + 0.25 (\sin 2\theta)^2}{\left[(\cos \theta)^2 + \left(\frac{\rho+r_0}{\rho-R}\right)^2 - 1 \right]^{\frac{3}{2}}} \right] \quad ۲۰-۱۱$$

برای $\theta = 0$ تا $\theta = \beta$ ، $\theta = \beta$ تا $\theta = 2\alpha$ تا $\theta = 2\alpha$



شکل ۱۱-۶ بادامک محدب با پیرو غلطکی


وقتی که غلطک در تماس با نوک بادامک باشد معادلات ۱۱-۱۱ و ۱۲-۱۱ و ۱۳-۱۱ قابل استفاده است اگر β زاویه ای باشد که بادامک طی می کند وقتی غلطک از نقطه Q به نقطه Q_2 میرسد:

$$\tan \beta = \frac{(\rho+r)d}{(\rho+r_0)(\rho-R)-(\rho-r)(\rho-R)} \quad ۲۱-۱۱$$

$$\cos(\pi - \alpha) = \frac{d^2+(\rho-R)^2-(\rho-r)^2}{2d(\rho-R)} \quad ۲۲-۱۱$$

ج- بادامک محدب با دنبال کننده مسطح:

وقتی بادامک از پائین ترین وضعیت دنبال کننده (نقطه A) به اندازه زاویه θ بچرخد تا به وضعیت بعدی (نقطه B) برسد (شکل ۷-۱۱).



شکل ۷-۱۱ بادامک محدب با دنبال کننده مسطح

$$X = OB - OA$$

$$X = [\rho - (\rho - R) \cos(\widehat{OP_1H})] - R = (\rho - R)(1 - \cos \theta) \quad ۲۳-۱۱$$

$$V = \omega \frac{dx}{d\theta} = \omega(\rho - R) \sin \theta \quad ۲۴-۱۱$$

$$A = \omega \frac{dV}{d\theta} = \omega^2(\rho - R) \cos \theta \quad ۲۵-۱۱$$

وقتی دنبال کننده با نوک بادامک تماس دارد و به اندازه زاویه θ بچرخد. (شکل ۸-۱۱)


مطابق شکل داریم:

$$X = OA_2 - OA = (OH + HA_2) - OA \quad ۲۶-۱۱$$

$$X = (d \cos \varphi + PA_3) - OA = (d \cos \varphi + r) - R \quad ۲۷-۱۱$$

$$V = \omega \frac{dX}{d\varphi} = -\omega d \sin \varphi \quad ۲۸-۱۱$$

$$A = -\omega^2 \cos \varphi \quad (\varphi = \theta - \alpha) \quad ۲۹-۱۱$$



شکل ۸-۱۱ دنبال کننده در تماس با نوک بادامک


اگر زاویه ای باشد که بادامک میچرخد وقتی دنبال کننده از A به B میرسد یا منحنی جانبی AB' را طی می کند:

$$\widehat{AP_1B} = \beta \quad \widehat{HOP} = (\pi - \alpha) \quad ۳۰-۱۱$$

$$\sin \beta = \sin(\widehat{HP_1P}) = \frac{PH}{\rho - r} \quad , \quad \sin(\pi - \alpha) = \frac{PH}{d} \quad ۳۱-۱۱$$

$$(\rho - r) \sin \beta = d \sin(\pi - \alpha) = d \sin \alpha \quad ۳۲-۱۱$$

$$\sin \beta = \frac{d \sin \alpha}{\rho - r} \quad , \quad \cos \alpha = \frac{(\rho - r)^2 - d^2 - (\rho - R)^2}{2d(\rho - R)} \quad ۳۳-۱۱$$




شکل ۹-۱۱ دنبال کننده در حال طی کردن $A - B$

روابط ۲۳-۱۱ و ۲۴-۱۱ و ۲۵-۱۱ برای $\theta = 0$ تا $\theta = \beta$ ، $\theta = 2\alpha - \beta$ تا $\theta = 2\alpha$ صادق است.

و روابط ۲۷-۱۱ و ۲۸-۱۱ و ۲۹-۱۱ برای $\theta = \beta$ تا $\theta = 2\alpha - \beta$ صادق است.

د- بادامک مقعر با دنبال کننده غلطکی:



شکل ۹-۱۱ بادامک مقعر با دنبال کننده غلطکی

در شکل ۹-۱۱ میتوان نوشت که:

$$P_1O = P_1H + HO = \rho + R \quad ۳۴-۱۱$$

$$P_1H = P_1Q_1 \cos \alpha = (\rho - r_0) \cos \alpha \quad , \quad HO = OQ_1 \cos \theta = X_1 \cos \theta \quad ۳۵-۱۱$$

بنابراین:

$$\rho + R = (\rho - r_0) \cos \alpha + X_1 \cos \theta \quad ۳۶-۱۱$$

از طرف دیگر در مثلث P_1OQ_1 داریم:

$$\cos \alpha = \frac{(\rho - r_0)^2 + (\rho + R)^2 - X_1^2}{2(\rho - r_0)(\rho + R)} \quad ۳۷-۱۱$$

$$\rho + R = (\rho - r_0) \frac{(\rho - r_0)^2 + (\rho + R)^2 - X_1^2}{2(\rho - r_0)(\rho + R)} + X_1 \cos \theta \quad ۳۸-۱۱$$

$$X = OQ_1 - OQ = X_1 - (R + r_0) \quad ۳۹-۱۱$$

اگر از رابطه فوق مقدار X_1 را در این رابطه قرار دهیم:

$$X = (\rho + R) \left[\cos \theta - \sqrt{(\cos \theta)^2 + \left(\frac{\rho - r_0}{\rho + R}\right)^2 - 1} - \frac{(R + r_0)}{(\rho + R)} \right] \quad ۴۰-۱۱$$

$$V = (\rho + R) \left[-\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2\sqrt{(\cos \theta)^2 + \left(\frac{\rho - r_0}{\rho + R}\right)^2 - 1}} \right] \quad ۴۱-۱۱$$


$$A = (\rho + R) \left[-\cos \theta + \frac{\left[(\cos \theta)^2 + \left(\frac{\rho - r_0}{\rho + R}\right)^2 - 1 \right] \cos 2\theta + 0.25(\sin 2\theta)^2}{\left[(\cos \theta)^2 + \left(\frac{\rho - r_0}{\rho + R}\right)^2 - 1 \right]^{\frac{3}{2}}} \right] \quad ۴۲-۱۱$$

معادلات ۱۱-۱۱ و ۱۲-۱۱ و ۱۳-۱۱ در اینجا نیز برای مواقعی که غلطک در تماس بانوک بادامک است قابل استفاده است.

(روابط ۴۰-۱۱ و ۴۱-۱۱ و ۴۲-۱۱ برای: $\theta = 0$ تا $\theta = \beta$ و $\theta = \beta$ تا $\theta = 2\alpha - \beta$ و $\theta = 2\alpha - \beta$ تا $\theta = 2\alpha$ و

روابط ۱۱-۱۱ و ۱۲-۱۱ و ۱۳-۱۱ برای: $\theta = \beta$ تا $\theta = 2\alpha - \beta$)

زاویه ای است که بادامک میچرخد وقتی دنبال کننده سطح جانبی را طی می کند.



$$\cos \alpha = \frac{(\rho+R)^2+d^2-(\rho+r)^2}{2(\rho+R)d} \quad ۴۳-۱۱$$

شکل ۱۱-۱۰ غلطک در حال پیمودن بادامک مقعر
مشخصات بادامک مقعر با پیرو غلطکی:

$$R = ۳۰/۱۶ \text{ mm } (۱/۸۷۵ \text{ in}) \quad \rho = ۱۰۱/۶ \text{ mm } (۴ \text{ in}) \quad r = ۱۲/۷ \text{ mm } (۰/۵ \text{ in})$$

$$r_0 = ۱۴/۳ \text{ mm } (۰/۵۶۲۵ \text{ in}) \quad d = ۳۸/۱ \text{ mm } (۱/۵ \text{ in})$$

$$d_1 = ۳۸/۶ \text{ mm } (۱/۵۲ \text{ in})$$

مشخصات بادامک محدب با پیرو غلطکی:

$$R = ۲۵/۴ \text{ mm } (۱ \text{ in}) \quad \rho = ۷۹/۴ \text{ mm } (۳/۱۲۵ \text{ in}) \quad r = ۱۲/۷ \text{ mm } (۰/۵ \text{ in})$$

$$r_0 = ۱۴/۳ \text{ mm } (۰/۵۶۲۵ \text{ in}) \quad d = ۳۸/۱ \text{ mm } (۱/۵ \text{ in})$$

مشخصات بادامک محدب با پیرو مسطح:

$$R = ۲۵/۴ \text{ mm } (۱ \text{ in}) \quad \rho = ۸۷/۳ \text{ mm } (۳/۴۳۷۵ \text{ in}) \quad r = ۲۵/۸ \text{ mm } (۱/۰۱۵۶ \text{ in})$$

$$r_0 = \infty \quad d = ۲۱/۴ \text{ mm } (۰/۸۴۳۷۵ \text{ in})$$

ه- نیروهای دینامیکی روی فنر و دنبال کننده:

اگر m جرم موثر دنبال کننده باشد نیروی مورد نیاز برای اینکه به دنبال کننده شتاب بدهد عبارتست از:

$$F = m.A$$

فرض کنیم S سختی فنر مربوط به دنبال کننده و Y طول فنر در فشار اولیه باشد وقتی دنبال کننده مسافت X را طی نماید نیروی فنر برابر است با $S(X + Y)$. بنابراین در نقطه پرش دنبال کننده داریم:

$$mg + S(X + Y) = m.A \quad ۴۴-۱۱$$

پس برای جلوگیری از پرش باید:

$$mg + S(X + Y) \geq m.A \quad ۴۵-۱۱$$

و یا:

$$W + S(X + Y) \geq \frac{W}{g} A \quad ۴۶-۱۱$$

W وزن موثر دنبال کننده است.

۱۱-۵- روش آزمایش:

نخست باید صفحه تکیه گاه دستگاه توسط پیچهای تنظیم تراز شود و اتصالات الکتریکی بین سوئیچ معکوس (واقع روی صفحه تکیه گاه دستگاه) و دستگاه کنترل انجام شود، سپس برق $A.C$ را به دستگاه کنترل وصل کنید مطمئن شوید که مهره محکم کننده بادامک روی شافت محکم شده باشد. سپس بادامک را توسط چرخ لنگر یک یا دو دور بچرخانید تا مطمئن شوید کشش فنر زیاد نبوده و قلم روی کاغذ خش نمی اندازد. برق را وصل کنید. دستگاه کنترل را روشن نمایید موتور شروع به حرکت می کند. اگر موتور متوقف شد ممکن است بعلت این باشد که دنبال کننده در تماس با منتها الیه زائده بادامک قفل کرده باشد در این صورت دستگاه را خاموش کرده و دکمه را در جهت خلاف عقربه های ساعت و شافت بادامک را با دست در جهت مخالف آن (جهتی که موتور شافت را میگرداند) بچرخانید تا آنجا که دنبال کننده با جانب دیگر بادامک تماس باید سپس دکمه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا شافت شروع به دوران کند.

توجه: قبل از آنکه جهت چرخش موتور را عوض کنید مطمئن شوید که کلید اصلی تامین برق موتور بسته باشد وگرنه فیوزهای موتور خواهد سوخت.

با این ترتیب دستگاه پرشهای دنبال کننده را بعد از شروع بکار مشخص خواهد کرد و نیز صداهای کوتاه زیادی که شنیده می شود مربوط به پرشهای دنبال کننده است. هر بار قبل از شروع آزمایش مطمئن شوید که دنبال کننده و بارها و بادامک محکم شده باشند. برای ثبت شدن منحنی روی کاغذ، نوک قلم را با کاغذ تماس دهید.

دنباله روش آزمایش:

- ۱- سرعت پرش را برای ترکیب پیرو غلطکی با فنر قرمز (بدون هرگونه فشردگی) با بادامک های زیر بدست آورید (بدون وزنه اضافی)
 - الف- بادامک مماسی
 - ب- بادامک مقعر
 - ج- بادامک محدب (دو نوع)
 - د- بادامک خارج از مرکز
- ۲- منحنی تغییر مکان پیرو (غلطکی) را برای کلیه بادامکهای فوق (۵ نوع) رسم نمایید.
- ۳- سرعت پرش (سرعت دورانی شافت بادامک که در آن جدائی اتفاق می افتد) را برای پیرو تخت با فنر قرمز (بدون هرگونه فشردگی) برای بادامک مماسی بدست آورید. (بدون وزنه اضافی)
- ۴- سرعت پرش را (بادامک مماسی و پیرو غلطکی) برای فنرهای مختلف (سیاه - سفید - قرمز) بدون هرگونه فشردگی و بدون وزنه اضافی بدست آورید.
- ۵- سرعت پرش را با فشردگیهای اولیه ۱۰، ۵، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ میلیمتر با فنر قرمز بدون هرگونه وزنه اضافی با پیرو غلطکی بدست آورید.
- ۶- سرعت پرش را (بادامک مماسی و فنر قرمز بدون فشردگی و پیرو غلطکی) برای وزنه های مختلف (حداقل ۵ وزنه دوتائی) بدست آورید.

۱۱-۶- خواسته های آزمایش :

- ۱- نتایج مختلف که از راه آزمایش بدست آورده اید مقایسه کنید.
- ۲- با استفاده از منحنی موقعیت منحنی تغییرات سرعت خطی و شتاب خطی پیرو را برای حالت (بادامک مماسی - فنر قرمز بدون وزینه اضافی و پیرو غلطکی) رسم نموده، ماکزیمم سرعت خطی و شتاب خطی را تعیین کنید. یکبار نیز از راه تئوریک ماکزیمم شتاب خطی و سرعت خطی را حساب کرده با مقادیر تجربی مقایسه کنید.
- ۳- سرعت زاویه ای که در آن پرش دنبال کننده در بند قبل (بادامک مماسی، فنر قرمز، بدون وزنه اضافی و پیرو غلطکی) را از راه تئوری محاسبه و با مقدار اندازه گیری شده مقایسه کنید.
- ۴- منحنی تابع سرعت پرش بر حسب وزنه های مختلف را در حالت (بادامک مماسی، فنر قرمز، پیرو غلطکی) را رسم کنید و روی منحنی رسم شده بحث نمائید. و دلیل اینکه منحنی شکل خاصی دارد را از روی فرمول تئوریک توضیح دهید.

$$k = 5/254 \frac{KN}{m} \quad \text{فنر قرمز} \quad k = 3/152 \frac{KN}{m} \quad \text{فنر سیاه} \quad k = 4/253 \frac{KN}{m} \quad \text{فنر سفید}$$


وزن موثر دنبال کننده برابر با ۱۳۵۰ گرم است.

پیوست ۱ :

نمونه ای از جداول محاسباتی سرعت و شتاب مکانیزمها


θ	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۴۰	۱۵۰	۱۶۰	۱۷۰	۱۸۰	۱۹۰	۲۰۰	۲۱۰	۲۲۰	۲۳۰	۲۴۰	۲۵۰	۲۶۰	۲۷۰	۲۸۰	۲۹۰	۳۰۰	۳۱۰	۳۲۰	۳۳۰	۳۴۰	۳۵۰					
x																																								
Δx																																								
$V = \frac{\Delta x}{\Delta \theta}$																																								
ΔV																																								
$A = \frac{\Delta V}{\Delta \theta}$																																								

$x(mm)$



۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۲۰۰ ۲۲۰ ۲۴۰ ۲۶۰ ۲۸۰ ۳۰۰ ۳۲۰ ۳۴۰ ۳۶۰ θ

$V \left(\frac{mm}{sec} \right)$




۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۲۰۰ ۲۲۰ ۲۴۰ ۲۶۰ ۲۸۰ ۳۰۰ ۳۲۰ ۳۴۰ ۳۶۰ θ

پیوست ۲ :

نمونه ای از جداول داده های مکانیزمها

θ	۱۵	۴۵	۷۵	۱۰۵	۱۳۵	۱۶۵	۱۹۵	۲۲۵	۲۵۵	۲۸۵	۳۱۵	۳۴۵

پیوست ۳: استرپوفلاش



شکل پ-۱: مقطع مولد ارتعاش مکانیکی



جدول پ-۱ مشخصات مولد ارتعاشی

مشخصات	مدل ۱۱۳ اهمی	مدل ۳۰ اهمی	مدل ۳۰۰ اهمی
ضریب نیروی استاتیکی	۰/۸	۱/۸	۱۱
ماکزیمم جریان مداوم	۱/۵	۰/۳	۰/۱
مقاومت	۲/۵	۲۵	۳۰۰
امپدانس	۳۰	۳۰	۵۰۰
توان لازم	۵-۱۰	۳-۶	۳/۶
تغییر طول کلی (اینچ)	۰/۱	۰/۱	۰/۱
حد فرکانس	۱۰	۱۰	۱۰
فرکانس تشدید اصلی	۱۲۰	۵۵	۳۵
جرم سیستم متحرک	۶/۵	۶	۱۱/۵
حساسیت سیم پیچ	-	۲۰۰	-
وزن کلی	۲	۲	۲/۷۵
ابعاد کلی بر حسب اینچ	۲/۷۵×۲/۷۵×۲۵	۲/۷۵×۲/۷۵×۲۵	۲/۷۵×۲/۷۵×۵
	۳/	۳	۳

۲- شرح دستگاه :

طرز قرار گرفتن قسمت های اصلی دستگاه ارتعاش کننده شامل پیوسته، مغناطیس قسمت سیم پیچ متحرک و در پوش فوقانی در شکل (۷-۵) دیده می شود. مغناطیس و *Pole - Tip* در قسمت داخلی پوسته ریخته گری شده طوری که قرار گرفته اند یک فضای آزاد حلقه ای بین *Pole - Tip* و سوراخ محور صفحه جلویی تشکیل می دهد. یک پیچ سرتاسری از قسمت پوسته رد شده و مغناطیس و را نگه می دارند. صفحه جلویی توسط چهار عدد پیچ که از یک قسمت *Packing* رد شده و به پوسته متصل می باشند در جای خود محکم می شود.

مکانزیم سیم پیچ متحرک بوسیله پیچ های تنظیم و قطعات مخصوص در فضای حلقه ای بین *Pole - Tip* و سوراخ صفحه جلویی قرار دارد.

سر محرک به قسمت فوقانی سیم پیچ متصل است و از یک دیافراگم انعطاف پذیر در پوشش فوقانی رد می شود. در پوش فوقانی، توسط چهار عدد پیچ در جا مستقر می باشد و حاصل دو ترمینال جریان برق برای مغناطیس می باشد یک میله محافظ از داخل سر محرک رد شده و در زیر ترمینال ها محکم شده است. مدار مغناطیسی بوسیله مغناطیس طبیعی، پوسته فولادی و صفحه جلویی حاصل شده و میدان مغناطیس با شدتی کافی برای دستگاه و بیراتور تولید می نماید.

۵-۹- کارکرد دستگاه :

مولد ارتعاش در اثر عکس العمل یک میدان مغناطیسی دائم که توسط یک مغناطیس طبیعی دائمی که در فاصله هوایی حلقوی متمرکز می باشد و یک جریان نوسان کننده که از داخل سیم پیچ عبور می کند کار می کند. در چنین حالاتی، نیروئی عمودی بر خطوط جریان حاصل برق تولید می کند این نیرو متناسب با حاصلضرب جریان آبی و دانسیته فلو مغناطیسی می باشد. انرژی لازم از خروجی تقویت شده یک اسپلاتور تامین می شود. فرکانس حرکت سیم پیچ متحرک همان فرکانس سیگنال اسپلاتور می باشد در حالیکه دامنه آن متناسب با سیگنال می باشد بنابراین یک نمونه آزمایش سوار روی سر محرک می تواند با هر فرکانس ثابتی یا دامنه ای از فرکانس ها که بطور اتوماتیک یا دستی تغییر می کند ارتعاش کند با توجه به مشخصات الکتریکی دستگاه، هنگام استفاده از ویراتور باید محدودیت های مکانیکی را نیز در نظر داشت. ساختمان قسمت محرک طوری است تا ماکزیم مقدار ممکن نیرو را در ازای کمترین وزن تولید نماید. این امر در راندمان مولد خیلی اهمیت دارد زیرا وزن کل ارتعاش مجموع وزن سیستم متحرک و وزن بار نمونه آزمایش می باشد. بنابراین هرچه وزن زیادتر باشد نیروی کمتری برای آزمایش باقی می ماند.

همچنین در فرکانس های پائین، محدودیت دامنه، شتاب ثنوری را محدود می سازد. از فرمول استاندارد داریم که:


$$\text{شتاب} = 4\pi^2 \times (\text{دامنه}) \times (\text{فرکانس})^2$$

توجه: در این حالت دامنه به معنای نصف کورس می باشد یعنی دامنه X

۳- طرز کار :

طرز کار مولد تعاش نسبتاً ساده است ولی باید مواردی چند را در نظر داشت تا از بارگذاری زیاد از حد (*Over Loading*) ویراتور هم از نظر الکتریکی و هم از نظر مکانیکی و در نتیجه خراب شدن ویراتور یا دستگاه های محرک آن جلوگیری بعمل آورد. ماکزیم مقدار جریان مجاز در شکل (۶-۷) دیده می شود. در حالیکه ماکزیم سیگنال خروجی حاصل از دستگاه های متحرک آن بستگی به امپدانس و ضریب توان بار دارد. شکل (۶-۷) امپدانس خروجی لازم برای انتخاب دستگاه های ویراتور رانشان می دهد.

مولد ارتعاش هنگام کار های طولانی تحت دامنه های خیلی زیاد، با تحا بارهای استاتیکی خیلی زیاد مخصوصاً اگر برای مدت زمان طویل بدون حذف بار باشد یا تحت تاثیر کوپل های زیاد در محورهای عمودی یا افقی قرار گیرد از نظر مکانیکی خراب می شود.



شکل پ-۲ : Typical Performance Curve

عموماً باراستاتیکی اعمال شده به ویراتور باید طوری باشد که تغییر مکان سیستم متحرک با اضافه نصف دامنه لازم برای آزمایش از نصف کورس ویراتور زیادتر نباشد. هنگام آزمایش با بارهای استاتیکی زیاد باید از یک فرم مناسب سیستم آویز کمکی مثل یک فنر سخت استفاده شود. سیم های لاستیکی بافته شده (*Brodged rubber*) برای این منظور عموماً استفاده می شود.

برای این منظور از ویراتور باید مطابق زیر رفتار کرد:

۱- ویراتور را بوسائل مکانیکی طوری به بار متصل نمائید که سیستم متحرک آن از حالت میانی خود انحراف پیدا نکند.

۲- چک کنید که کنترل دامنه اسیلاتور (دستگاه نوسان ساز) در حالت صفر باشد سپس اسیلاتور و تقویت کننده را روشن نمائید.

۳- فرکانس و دامنه مطلوب را با کنترل های اسیلاتور ایجاد کنید و چک کنید که سر متحرک شروع به ارتعاش کند.

۴- برنامه آزمایش را شروع نمائید.

توجه: اگر فرکانس متغیر باشد، جریان خروجی و موقعیت آزمایش در نتیجه تغییرات امپدانس ویراتور و ضریب توان نسبت به فرکانس قابل تغییر می باشد. این موضوع در شرایطی که فرکانس متغیر باشد حائز اهمیت می باشد.

Sterobo Flash

۱- مقدمه :

استروبو فلاش دستگاه بسیار جامعی است که نور سفید با شدت زیاد و تسهیلات زیادی دارد این دستگاه از یک مدار اسیلاتور ترازیستوری که یک لامپ گزنون (*Xenon*) را تریگر (*Trigger*) و یک فرکانس متر آنالوگ (*Analogue*) را بکار میاندازد تشکیل شده است. عمل فلاش *flashing* یا عمل خاموش و روشن شدن درسه دامنه مختلف از ۳۰۰ تا ۱۸۰۰۰ سیکل در دقیقه می باشد.

لازم نیست که استروبو فلاش در تماس مکانیکی متحرک قرار بگیرد و یا جریان را از آن اخذ نماید در نتیجه برای اندازه گیری سرعت محوری که انتهای آن محدود یا جریان برقی ک محدود باشد مفید میباشد. از این دستگاه می توان همچنین برای مشاهده حالت حرکت کند *Slow Motion* یا حالت ثابت *Stationary* قسمت هائی با سرعت زیاد استفاده نمود.

در جائیکه یک قطعه با سرعت دورانی ثابت تحت نور استروبو فلاش مشاهده شود، چشم انسان حالتی از حرکت را حس می کند که جسم با سرعت نسبی بین سرعت جسم و فرکانس نور استروبو فلاش در حرکت باشد. هرگاه فرکانس استروبو فلاش با سرعت جسم یکی باشد، هر نقطه روی جسم متحرک هنگام روشن شدن لامپ در یک وضعیت دیده می شود در نتیجه جسم را ثابت خواهیم دید. هرگاه فرکانس نور کمی کمتر از سرعت دوران باشد در نقطه ای از جسم هر بار که لامپ روشن شود کمی جلو تر دیده میشود. در نتیجه چنین به نظر میرسد که جسم با سرعت خیلی کمی زیادتر از سرعت جسم باشد، چنین به نظر میآید جسم با سرعت کمی خلاف جهت خود حرکت میکند.

۱- مشخصات :

دامنه : ۳۰۰-۱۸۰۰۰ فلاش در دقیقه در سه دامنه ی متفاوت
دقت : ۱%+

رنگ نور : سفید

زمان یک فلاش : ۵-۱۰ نانوثانیه

توان متوسط فلاش : ماکزیمم ۶ وات

۲- دستورات

۱- کلید *function* را روی *int. osc* قرار دهید.

۲- کلید *lamp* را روی *int.* قرار دهید.

۳- کلید *meter range* را روی دامنه ی مطلوب قرار دهید.

۴- نود لامپ فلاش را روی جسم تحت آزمایش بتابانید.

۵- کنترل سرعت را به گونه ای تنظیم کنید که یک تصویر ثابت از جسم ببینید.

۶- برای انجام مرحله ی قبل از سرعت های زیاد شروع کنید و سرعت را مدام کم کنید تا به نقطه ی

اصلی سنکرونیزاسیون (*synchronism*) برسید و با این کار از مشاهده ی سرعت در مضارب

کمتر نقطه ی اصلی سنکرونیزاسیون پرهیز میکنیم .

توجه کنید که بر روی اجسام دوار باید نشانه گذاری نمود تا بتوان نقطه ی اصلی سنکرونیزاسیون را

مشاهده نمود ضمناً از آنجایی که دقت دستگاه در سرعت های کم بیشتر است از دامنه های ۱۸۰۰ و ۱۲۰۰

در *meter range* استفاده کنید .

نکته : تعیین سرعت های بالا

هرگاه سرعت جسم متحرک بالا تر از دامنه ی استریوفلاش بود به طریق زیر عمل کنید:

۱- تصویر ثابتی از جسم بدست آورید و سرعت فلاش را x بنامید.

۲- سرعت بعدی سنکرونیزاسیون را بدست آورید و آن را y بنامید.

۳- سرعت جسم از رابطه ی زیر بدست میآید:

$$\text{سرعت} = \frac{xy}{x-y}$$

برای دقت بیشتر ۲ سرعت غیر متوالی را بخوانید و سرعت را از رابطه ی زیر بدست آورید:

$$\text{سرعت} = n \frac{xy}{x-y}$$

که n تعداد دفعات تغییر سرعت است.

ب :

اگر لامپ با سرعتی معادل ضرابی از سرعت جسم روشن و خاموش شود چندین تصویر دیده می شود

در نتیجه یک خط شعاعی در انتهای یک محور متحرک بصورت چندین خط یا فواصل متساوی در سطح

دایره‌های دیده می‌شود. دو برابر سرعت جسم متحرک دو خط با زاویه 180° تولید می‌کند، سه برابر سرعت جسم سه خط با زاویه 120° از هم تولید می‌کند و بهمین ترتیب. با تقسیم سرعت فلاش به تعداد خطوط بدست آمده سرعت حقیقی بدست می‌آید. این روش برای سرعت‌های خیلی کم توصیه نمی‌شود مگر آنکه از یک اطاق تاریک استفاده شود. سرعت‌های کمتر از سرعت انتقال دید که در حدود ۱۰ فلاش در یک ثانیه می‌باشند برای تعیین مشکل می‌باشند.